KARTA GWARANCYJNA

Model: . . . . . .

Numer Serii: . . . . . .

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis Sprzedawcy: . . . . . .

1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesłać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.

ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail:antar@antar.net

CE

MD

v1-2 04.05.2021r.



# Instrukcja użytkowania

# AT51025 Krzesło toaletowe



**Uwagi i ostrzeżenia:**
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
NIE STOSOWAĆ, JEŻELI WAGA UŻYTKOWNIKA PRZEKRACZA 100 KG
PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH I ŹRÓDŁA CIEPŁA.
KRZESŁO TOALETOWE PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKOWANIA NA PŁASKICH I RÓWNYCH POWIERZCHNIACH.
NIEDOPUSZCZALNE JEST STAWANIE NA KRZEŚLE TOALETOWYM. REGULARNIE SPRAWDZAĆ SPRZĘT POD KĄTEM USZKODZEŃ I ZUZYCIA.
W WYPADKU JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

**UWAGA:** Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

**OSTRZEŻENIE OGÓLNE**
NIE należy składać i użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, przestróg lub instrukcji, przed próbą złożenia wyrobu skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej, dystrybutorem lub pracownikiem technicznym, aby uniknąć skaleczenia się lub uszkodzenia produktu.

**UWAGA:** Każdy poważny incydent, związany z wyrobem należy zgłosić do producenta i właściwego organu państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

**UWAGA:** W przypadku nieprawidłowego korzystania z wyrobu może zaistnieć ryzyko wywrócenia się. Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących wsiadania/zsiadania/poruszania się.

**UWAGA:** zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem!

**UWAGA:** Podczas użytkowania i obsługi wyrobu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.

**Krzesło toaletowe**
Krzesło toaletowe z to nowoczesny produkt zaprojektowany z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, montaż jest szybki, łatwy i nie wymaga narzędzi.
Krzesło toaletowe to wersja także transportowa, wyposażona jest w koła, odczepiane podnóżki i podłokietniki. Siedzisko wykonane jest z miękkiej gąbki powleczonej specjalnym nieprzemakalnym materiałem, łatwym w utrzymaniu czystości.
W zestawie znajduje się wiadro z pokrywką. Produkt jest łatwy w obsłudze i wygodny do złożenia na czas transportu czy w celu przechowywania.

**Charakterystyka produktu:**
• stalowy,
• miękkie, wygodne podłokietniki i siedzisko,
• wiadro z pokrywką,
• zdejmowane podnóżki,
• możliwość transportu.

**Zastosowanie**
Krzesło toaletowe pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych pacjentom zmuszonym do przebywania w łóżku. Może być stosowane w bezpośredniej bliskości łóżka lub miejsca, w którym przebywa pacjent o ograniczonych możliwościach ruchowych. Ponadto, krzesło jest w wersji transportowej.



**Użytkowanie**
1. Wyjmij produkt z opakowania. Ramę wraz z podłokietnikami należy umieścić w odpowiednie otwory tak by bolce na przedniej części podłokietnika były w odpowiednim miejscu.
2. Należy dokręcić pokrętła z przodu podłokietnika oraz z tyłu oparcia.
3. Podnóżki należy zamocować w odpowiednie miejsce. Można je odblokować przez naciśnięcie dźwigni zatrzasku i odchylenie podnóżka w kierunku zewnętrznym.
4. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się czy koła są zablokowane i stabilne.
5. Umieść wiaderko od spodu, w specjalnie przygotowanym dla niego miejscu.
6. Aby korzystać z krzesła należy zdjąć siedzisko.
7. Aby korzystać z opcji transportowania osoby na krześle należy założyć siedzisko oraz odblokować wszystkie koła.
8. Wszystkie czynności demontażowe przeprowadzić w kolejności odwrotnej do montażu.

**UWAGA:** Wszelkie czynności takie jak wsiadanie, zsiadanie, zmiana pozycji pacjenta, czynności toaletowe wymagają pomocy opiekuna oraz zablokowania hamulców kół jezdnych.

**Konserwacja**
1. Po każdorazowym użyciu opróżnić i zdezynfekować pojemnik i deskę sedesową w celu uniknięcia zakażenia.
2. Stelaż krzesła czyścić za pomocą wody i środków czystości (unikać substancji o działaniu żrącym).
3. Podłokietniki, siedzisko i oparcie czyścić przy pomocy łagodnych środków czystości.
4. Podczas czyszczenia nie należy szorować.
5. Nieużywany produkt powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu.
6. Dla zachowania parametrów użytkowych niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości oraz sposób przechowywania.

**UWAGA:** Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

**Szczegóły techniczne:**

| | |
|---|---|
| Materiał | stal, tworzywo sztuczne |
| Wysokość od siedziska do ramy | 40 cm |
| Całkowita wysokość | 92 cm |
| Wysokość od siedziska do podłokietników | 23 cm |
| Odległość od podnóżków do siedziska | 44 cm |
| Szerokość podnóżka | 15 cm |
| Wysokość siedziska od podłogi | 48 cm |
| Szerokość całkowita | 55 cm |
| Szerokość siedziska | 44 cm |
| Głębokość siedziska | 43 cm |
| Średnica kół | 12 cm |
| Masa całkowita | 12 kg |
| Maksymalna masa użytkownika | 120 kg |




**TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGE UŻYTKOWNIKA**