

Alex podpórka dwukołowa

nr katalogowy VCBK1

CECHY PRODUKTU:

- stalowa, składana rama,
- siedzisko,
- wyposażona w dwa koła przednie i dwie podpory tylne,
- profilowane uchwyty,
- wysokość regulowana.

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.

Szerokość	52 cm
Wysokość	79 - 97 cm
Waga	5,5 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg



VITEA
CARE

