

Cameleon wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich

nr katalogowy VCWK9AC

CECHY PRODUKTU:

- składana na krzyżaku lekka aluminiowa rama,
- demontowalna tapicerka o kompozycji kolorów czarno-czerwonym lub czarno-niebieskim wykonana z materiału oddychającego i hipoalergicznego,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro® umożliwiających regulację głębokości i siły napięcia oparcia,
- poduszka przeciwoleżynowa,
- odchylany i wyjmowany boczek,
- uchylne i demontowalne podnóżki,
- regulacja kąta nachylenia platformy podnóżka,
- regulacja wysokości podnóżka,
- regulowany kąt nachylenia siedziska poprzez regulację kąt przednich i tylnych,
- regulowany na wysokość podłokietnik,
- pas zabezpieczający pod łydki,
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna),
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24 x 1 3/4",
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45,
- tylna kieszonka,
- regulacja środka ciężkości poprzez zastosowanie adaptera,
- odblaski na kołach,
- mniejsza masa wózka,
- składane hamulce ułatwiające przesiadanie,
- większa nośność,
- tylne kółka antywywrotne,

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.



VITEA
CARE

	16"	18"
Szerokość siedziska	40 cm	45 cm
Głębokość siedziska	40,5 cm	40,5 cm
Wysokość wózka	96 cm	96 cm
Szerokość wózka	59 cm	64 cm
Długość wózka	101,5 cm	101,5 cm
Szerokość wózka po złożeniu	37 cm	37 cm
Waga wózka	15 kg	15 kg
Maksymalne obciążenie	125 kg	125 kg