

Platinum wózek inwalidzki ze stopów lekkich

nr katalogowy VCWK9ASZ

CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcie na pasach umożliwiających regulację siły napięcia i głębokości,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją kąta pochylenia platformy stóp,
- pas zabezpieczający pod łydkę,
- hamulce z regulacją siły docisku,
- koła tylne wyposażone w system szybkiego demontażu,
- kółka antywywrotowe uchylne do góry z regulacją wysokości,
- poduszka gąbkowa montowana na siedzisku,
- elementy odblaskowe,
- kieszeń w tapicerce oparcia,
- możliwość użytkowania przez amputanta,
- pompka na wyposażeniu (dotyczy wersji wózka z kołami pompowanymi),
- anatomiczne wyprofilowane ręczki do prowadzenia wózka,
- możliwość regulacji kąta nachylenia siedziska poprzez regulację ustawień wysokości kół,
- możliwość regulacji wysokości siedziska,
- aluminiowe ciągi,
- możliwość zmiany środka ciężkości poprzez przeniesienie kół napędowych do tyłu, dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera,
- możliwość zastosowania specjalnego Varioblocka,
- nowoczesna konstrukcja,
- możliwość regulacji kąta nachylenia kół przednich,
- klucze w zestawie,
- kolor wózka: szampański, kolor tapicerki: czarny (możliwość zdemontowania oparcia tapicerki).



VITEA
CARE

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

Dane techniczne:

Dopuszczalny ciężar użytkownika	140 kg 			
Rozmiar wózka	16"	17"	18"	20"
Trwałość wyrobu	5 lat od daty produkcji			
Wysokość wózka	950 mm			
Szerokość siedziska	410 mm	430 mm	460 mm	500 mm
Szerokość wózka	650 mm	670 mm	700 mm	740 mm
Maksymalna długość wózka	108 cm			
Głębokość siedziska	400 mm			
Szerokość oparcia	410 mm	430 mm	460 mm	500 mm
Długość oparcia	430 mm			
Wysokość siedziska	470 mm			
Wymiary wózka po złożeniu	350 x 950 x 800 mm			
Masa wózka	17 ± 5% kg			
Masa wózka bez elementów dodatkowych	15 ± 5% kg			
Minimalny promień skrętu	110°			
Material	Aluminium, poliuretan, guma			
Rozmiar kół tylnych pompowanych wyposażonych w system szybkiego demontażu	24", (średnica 610 mm)			
Rozmiar kół przednich pełnych	8", (średnica 200 mm)			