

Łóżko rehabilitacyjne

CE

1035

1035 to standardowe łóżko rehabilitacyjne .

- leżem trzysegmentowe,
- leże z plastikowych demontowanych kształtowników,
- dwie wysokości leża ,
- regulacja kąta nachylenia oparcia manualnie ,
- regulacja części podnóżka na manualnie,
- wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu,
- rama pokryta lakierem proszkowym.



Szerokość leża: 90 cm

Szerokość całkowita: 93 cm

Długość całkowita: 215 cm

Min. wysokość leża: 42 cm

Max. wysokość leża: 54 cm

Kąt nachylenia zagłówka: 83°

Kąt nachylenia podnóżka: 30°

Max. obciążenie: 170 kg

