

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 38cm	NIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE WÓZKA: ciąg jednostronny, hamulce bębnowe, podwyższenie pleców wydłuża okres realizacji zamówienia	-	
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 40cm		-	
<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 43cm		standardowe wyposażenie wózka:	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 46cm		tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 48cm		poduszka siedziska gąbkowa, płaska; wys. 5cm; składana	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 50cm	oparcie pleców z delikatnym wygięciem	-	
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 53cm	długie ręczki do pchania wózka	-	
			pas bezpieczeństwa, uchwyt na kulę	-	
			kółka podporowe; hamulec dociskowy dla użytkownika	-	
			boczek skośny, odchylany i wyjmowany; regulowany na wysokość podłokietnik	-	

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	głębokość siedziska	<input type="checkbox"/> 615- 40cm	<input checked="" type="checkbox"/> 618- 43cm	<input type="checkbox"/> 619- 46cm	-
--------------------------	---------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	---

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	OD-5	peloty piersiowe, odchylane	<input type="checkbox"/> lewa	<input type="checkbox"/> prawa	600,00/szt.
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 36 cm			250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 44 cm			250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 45 cm			250,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm			150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm			150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm			150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm			150,00
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagłówek montowany na rączkach oparcia; regulacja na wysokość, głębokość; składany z wózkiem			550,00
<input type="checkbox"/>	OD-259	przedłużenie oparcia pleców o 25cm			300,00

Oparcie pleców delikatnie wygięte na wysokości podłokietników; długie ręczki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	wysokość oparcia pleców	<input type="checkbox"/> 40cm	<input type="checkbox"/> 42cm	<input checked="" type="checkbox"/> 44cm	-
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	---

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	161	kółka przednie 7" (180x50) pełne - szare			-
<input type="checkbox"/>	KP-22	kółka przednie 7" (180x50) pompowane - szare			300,00
<input type="checkbox"/>	KP-17	kółka przednie 5,5" (142x37) pełne, szare; miękka guma; wysokość siedziska 47cm			300,00
<input type="checkbox"/>	przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska); tylna wysokość siedziska ok. 2-3 cm niżej od przedniej	<input type="checkbox"/> 47cm	<input checked="" type="checkbox"/> 52cm		-

Koła tylne (ciągi aluminiowe, odległość ciągu od koła 15mm)

<input type="checkbox"/>	651	koła tylne 24x1 3/8"; na szybkozłączkach			-
--------------------------	-----	--	--	--	---

Koła tylne ogumienie

<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne; 24x1 3/8"; szare	-
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane; 24x1 3/8"; szare	300,00
<input type="checkbox"/>	ON-1	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe Right-Run; 24x1"; szaro- czarne	350,00

Koła tylne - opcje

<input type="checkbox"/>		regulacja środka ciężkości	<input type="checkbox"/> AKTYWNY	<input type="checkbox"/> PASYWNY	-
<input type="checkbox"/>	706	hamulce bębnowe dla opiekuna, koła kompletne; ogumienie pełne 24x1 3/8", ciągi aluminiowe- srebrne odległość ciągu od koła 15mm nie łączyć z systemem ciągów jednostronnych			500,00
<input type="checkbox"/>	871	ciąg jednostronny; koła kompletne, ogumienie pełne 24x1 3/8", ciągi aluminiowe czarne; odległość ciągu od koła 15mm nie łączyć z hamulcem bębnowym	<input type="checkbox"/> lewy	<input type="checkbox"/> prawy	3.000,00
<input type="checkbox"/>	489	osłony na szprychy, przezroczyste			400,00
<input type="checkbox"/>	166	nakładka na ciągi - gumowa, czarna; para			300,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	107	boczek odchylany i wyjmowany; z krótkim podłokietnikiem; podłokietnik regulowany na wysokość i głębokość	-
--------------------------	-----	--	---

Podnóżki i stopnie podnóżka

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	długość podudzia	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane; z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi	<input type="text"/>	700,00
<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 15cm; długość podudzia 38 - 48cm		-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, głęb. 15cm; reg. kąta i głębokości; dł. podudzia 38-48cm		700,00
<input type="checkbox"/>	SP-22	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)		50,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki		500,00
<input type="checkbox"/>	SP-29	pas podudzia jednoczęściowy dla podnóżka kod 93 (w standardzie są 2 pojedyncze paski)		100,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	kolor ramy srebrny	-
--------------------------	------	--------------------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	740	poduszka siedziska; wysokość 5cm; gąbkowa; składana; tapicerka poduszki czarna kodura	-
<input type="checkbox"/>	10331	poduszka gąbkowa, płaska; obszyta dzianiną oddychającą, czarna, wysokość 3cm	250,00
<input type="checkbox"/>	10334	poduszka gąbkowa, płaska; obszyta dzianiną oddychającą, czarna, wysokość 5cm	250,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka gąbkowa, delikatnie profilowana; wysokość 5 cm; obszyta dzianiną oddychającą, czarna	300,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO	550,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT	650,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT °C	750,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 36 cm	200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 38 - 44 cm	200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 45 cm	200,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki z przekładką siedziska; grubość przekładki	<input type="checkbox"/> 1cm <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm 350,00

Tapicerka

<input type="checkbox"/>	628	tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami (3 pasy); obszycie czarna kodura	-
<input type="checkbox"/>	SD/OR-3	tapicerka kompletna (siedzisko oraz oparcie pleców) z eko- skóry, czarna	500,00
<input type="checkbox"/>	10338/321	tapicerka pleców z regulacją napiętości 5 pasami; kodura	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 350,00
<input type="checkbox"/>	10338/320	tapicerka pleców z regulacją napiętości 5 pasami; oddychająca	<input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa 400,00

**Poduszka oparcia pleców Netti
tylko z kodem 10338**

<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 10cm)	650,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 12cm)	850,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 17cm)	850,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 17cm - usztywniona)	900,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Dodatki

<input type="checkbox"/>	OD-9	pas bezpieczeństwa biodrowy	-
<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe, para	-
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	150,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka	50,00
<input type="checkbox"/>	1063168	uchwyt na kulę	50,00
<input type="checkbox"/>	DW-5	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki	600,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C	
	szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D		tapicerka Easy Care
35x40		171805	172005	187303	x	189303
35x45		171806	172006	187304	188304	189304
35x50		171807	172007	187305	188305	189305
38x40		x	x	187306	188306	189306
38x45		171809	172009	187307	188307	189307
38x50		171810	172010	187308	188308	189308
40x40		171812	172012	187309	188309	189309
40x45		171813	172013	187310	188310	189310
40x50		171814	172014	187311	188311	189311
40x55		x	x	187333	188333	x
43x40		x	x	187312	188312	189312
43x45		171817	172017	187313	188313	189313
43x50		171818	172018	187314	188314	189314
45x40		x	x	187315	188315	189315
45x45		171821	172021	187316	188316	189316
45x50		171822	172022	187317	188317	189317
45x55		171823	172023	187318	188318	189318
50x45		171825	172025	187319	188319	189319
50x50		171826	172026	187320	188320	189320
50x55		x	x	187321	188321	189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR	NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL		
	szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care
30x40			x	357302	358302	407302	x	x	x
35x50		344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301
38x50		x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302
40x50		344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303
43x50		x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304
45x50		344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305
50x50		344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306
55x50		344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307