

AMBONA

podpórka ułatwiający chodzenie


VITEA[®]
CARE

nr katalogowy **VCBK2A**
VCBK2A_01

CECHY PRODUKTU:

- stalowa rama
- stabilna konstrukcja
- miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości
- płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość
- kółka tylne z hamulcem
- opony gumowe 3"
- regulowana płynnie (VCBK2A) wysokość
- regulowana skokowo (VCBK2A_01) wysokość
- kolor srebrny lub niebieski

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.



	VCBK2A_01	VCBK2A
Szerokość całkowita podstawy jezdnej (cm)	53	52,5
Szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej (cm)	46	45,5
Długość całkowita z hamulcem (rączki wysunięte) (cm)	75 - 97	76 - 97
Wysokość całkowita z rączkami (cm)	97,5 - 137	108 - 148
Wymiar poduszki szer x dl x wys (cm)	58 x 49 x 5	59 x 49 x 6
Szerokość całkowita urządzenia (na wys. Poduszki) (cm)	58	59
Wymiar wycięcia (cm)	36 x 28	37 x 29
Uchwyt (cm)	11	11
Rozstaw uchwytów (cm)	29	31
Waga urządzenia (kg)	10	11
Obciążenie (kg)*	125	125

*Odnosi się do podpórek z kółkami 3-calowymi