

Pandhōra



MADE FOR YOUR HEALTH

KATALOG PRODUKTÓW



PANDHORA PEVO



Super lekki i kompaktowy wózek o unikalnym kształcie ramy wykonanej z aluminium lotniczego. Z łatwością dopasujesz do siebie rozmiar, kolor oraz akcesoria dodatkowe.

PANDHORA EP3



Przystawka elektryczna pasująca do każdego rodzaju wózka inwalidzkiego dzięki opatentowanemu systemowi łączenia.

PANDHORA EP3 OFF ROAD



EP3 OFF-ROAD przystawka do wózków zaprojektowana z myślą o tych, którzy kochają podróżować w urozmaiconym terenie. Minimalna i kompaktowa konstrukcja gwarantuje niezawodność oraz dynamikę w każdym terenie.



PEVO





SIEDZISKO Z AMORTYZACJĄ

Super lekki i kompaktowy wózek o unikalnym kształcie ramy wykonanej z aluminium lotniczego. Z łatwością dopasujesz do siebie rozmiar, kolor oraz akcesoria dodatkowe.

WÓZEK PANDORA PEVO W ZESTAWIENIU Z PRZYSTAWKĄ ELEKTRYCZNĄ PANDHORA EP3 TO IDEALNE POŁĄCZENIE, KTÓRE ZAPEWNI WYSOKI KOMFORT UŻYTKOWNIKOM.

Opatentowane
siedzisko z
amortyzacją



Opatentowana
regulacja kąta
oparcia
od 0° do 360°



100% wentylacji



DOPASOWANIE

KOLOR



Biało niebieski



Fioletowo czarny



Czarny

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI



Podłokietnik z miękką poduszką



Standard



Z włókna węglowego

OPARCIE



Anatomiczne oparcie na jednej rurze
*OPATENTOWANE



Standardowe oparcie z rączkami prowadzącymi

KÓŁKA PRZEDNIE I WIDELCE



4'' czarna aluminiowa felga



4'' aluminiowa felga standard



Standard



Jednoramienny

AKCESORIA DODATKOWE



Wąs antywyrotny



Dodatkowe wsparcie nogi



Pomoc do pochylania wózka



Wheels Road Cruiser 24"x1,75"

Pandhora
MADE FOR YOUR HEALTH

EP3 PLUS





BARDZO PROSTE POŁĄCZENIE PRZYSTAWKI Z KAŻDYM RODZAJEM WÓZKA

Przystawka elektryczna pasująca do każdego rodzaju wózka inwalidzkiego dzięki opatentowanemu systemowi łączenia. Bezszcotkowy silnik zapewnia stałą moc na starcie i w trakcie jazdy. Nie zwalnia tempa nawet na podjazdach.

5 BIEGÓW

TEMPOMAT

ZASIĘG DO 50 KM

MAKSYMALNA
PRZYCZEPNOŚĆ

HAMULEC
ELEKTRO – HYDRAULICZNY

KOLOROWY
WYŚWIETLACZ
3D

OPATENTOWANY
SYSTEM ŁĄCZENIA
Z WÓZKIEM

OPATENTOWANY
BŁOTNIK Z
WBUDOWANYM
STOJAKIEM

SILNIK
BEZSZCZOTKOWY



DANE TECHNICZNE

STANDARD

	moc	500 W
	bateria	36 V
	rozmiar koła	14" fat new
	waga	14 Kg
	zasięg	40 Km
	elektro - hydrauliczny hamulec tarczowy	

PLUS

	moc	1000 W
	bateria	48 V
	rozmiar koła	14" fat new
	waga	14 Kg
	zasięg	50 Km
	podwójny elektro - hydrauliczny hamulec tarczowy	

DOPASOWANIE

Wybierz swój ulubiony kolor Twojej przystawki Pandhora EP3 i połącz ją z wózkiem Pandhora PEVO



Biały & Niebieski



Fioletowy & czarny



Czarny



Akcesoria



Torba

Wygodne i praktyczne akcesoria na drobne akcesoria. W baterii przystawki znajduje się praktyczne gniazdo USB do ładowania telefonu komórkowego.

Stolik



Pandhora

MADE FOR YOUR HEALTH

EP3 OFF-ROAD





STWORZONA DO JAZDY W TERENIE

EP3 OFF-ROAD przystawka do wózków zaprojektowana z myślą o tych, którzy kochają podróżować w urozmaiconym terenie.

- ✓ *minimalna i kompaktowa konstrukcja gwarantuje niezawodność oraz dynamikę w każdym terenie.*
- ✓ *terenowa opona z odpowiednim bieżnikiem sprawdza się na grząskim i nierównym terenie.*
- ✓ *bezszczotkowy silnik zapewnia stałą moc na starcie i w trakcie jazdy. Nawet na podjazdach nie zwalniając tempa.*
- ✓ *wzmocniona rama zapewnia stabilną i komfortową jazdę.*

BEZSZCZOTKOWY SILNIK

LAMPA PRZEDNIA Z SIATKĄ OCHRONNĄ

WZMOCNIONY WIDELEC

TORBA W ZESTAWIE

KOŁO OFF ROAD 14,5" - PNEUMATYCZNE - Z BIEŻNIKIEM



DANE TECHNICZNE

OFF ROAD



moc

1000 W



bateria

48 V



koło przednie

14,5" off road
pneumatyczne



waga

18 Kg



zasięg

50 Km



podwójny elektro - hydrauliczny
hamulec tarczowy



DOPASOWANIE

Pandhora zaleca połączenie przystawki elektrycznej EP3 OFF-ROAD z tylnymi kołami z szeroką oponą z bieżnikiem, z podwójną oponą z bieżnikiem lub kołami FAT.

Dostępne na zamówienie.

Koła z podwójną oponą z bieżnikiem zwiększają przyczepność, zapewniają stabilność i bezpieczeństwo na zakrętach

Przetestuj je z przystawką PEVO OFF Road





Medpunkt Sp. z o.o.

+48 42 209 49 04
bok@medpunkt24.pl
www.medpunkt24.pl

Puszkina 80
92-516 Łódź



www.pandhora.it
MADE FOR YOUR HEALTH