

mouse

WÓZEK SPACEROWY SPECJALNY



REFUNDACJA NFZ

Nazwa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy
Limit refundacji NFZ: _____ 3000 zł
KOD NFZ: _____ P.131.01 (do 18 roku życia)



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr CCB/Cert/057/2018



PRODUKT STWORZONY
W POLSCE Z KRAJOWYCH
MATERIAŁÓW



Mouse jest wózkiem specjalnym, zaprojektowanym dla dzieci niezdolnych samodzielnie się poruszać lub przyjąć prawidłową pozycję siedzącą.

Dzięki regulowanym pelotom możliwe jest optymalne dopasowanie oparcia do potrzeb dziecka i jego prawidłowe zabezpieczenie. Duże koła (żelowe) z amortyzacją zarówno z tyłu jak i z przodu, ułatwiają komfortowe pokonywanie nierówności.

Wózek posiada regulację kątową zarówno siedziska jak i oparcia, tzw. „kołyskę” dzięki czemu dziecko można prawidłowo posadzić, z dbałością o prawidłowy rozkład nacisku.



< KOLORYSTYKA TAPICERKI

Dane techniczne wózka gotowego do jazdy:



szerokość siedziska 24/32 cm



głębokość siedziska 22/26 cm



wysokość oparcia pleców 52 cm



podnóżek regulowany 14,5-32 cm



waga całkowita 19 kg



długość 112,5 cm



wysokość 134 cm



szerokość 60 cm

Parametry użytkownika:



Wzrost dziecka: 80 - 110 cm



Max waga dziecka: 30 kg



REGULOWANE SIEDZISKO
ZE STABILIZACJĄ



WKŁADKA
ZWĘŻAJĄCO-SPLĘCAJĄCA



SKŁADANA RAMA

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny w związku z czym: 1) nie stanowią oferty handlowej, 2) nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach.

Wskazania:

- porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia
- porażenia i niedowłady tułowia
- osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała wynikające najczęściej z takich chorób jak:
 - • mózgowie porażenie dziecięce
 - • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 - • dystrofie mięśniowe

Dlaczego Mouse?

- dla najmłodszych dzieci
- wkładka zwężająco-splycająca
- siedzisko przodem i tyłem do kierunku jazdy
- regulacja oparcia do pozycji leżącej
- regulowane peloty
- pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
- klin
- regulowany podnóżek
- składana rama ze zdejmowanym siedziskiem
- regulowany daszek z okienkiem
- centralny hamulec z amortyzacją na wszystkich 4 kołach
- blokada kierunkowa przednich kół

mouse
WÓZEK SPACEROWY SPECJALNY



DASZEK Z OKIENKIEM



REGULOWANY PODNÓŻEK



PASY PIĘCIOPUNKTOWE



Co nowego? Wkładka zwężająco-splycająca!

W prosty i szybki sposób możliwa regulacja szerokości i głębokości siedziska. Dzięki temu wózek wystarcza na dłużej. Rośnie z dzieckiem!



Indywidualnie i Kompleksowo



PRODUCENT: MyWam sp.j. POLSKA 41-516 Chorzów, ul. Szczecińska 10

+48 737 557 534 +48 32 720 28 11, +48 32 733 11 31 export@mywam.pl www.mywam.eu

O PRODUKT PYTAJ: