

Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		
			OMBRELO™


Rozmiar	Kolor tapicerki COMFORT™ ⁽⁸⁾		Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 2	MOON	GREEN GRASS (do wyczerpania zapasów)		
				
Rozmiar 3	SAND	HOT RED (do wyczerpania zapasów)		
				
Rozmiar 4	LOFT	BROWN SUGAR (do wyczerpania zapasów)		
				
Rozmiar 5	ONYX	-		
				

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽⁸⁾ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KOLORÓW TAPICERKI - CZAS OCZEKIWANIA 40 DNI ORAZ DOPLATA 270 ZŁ.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
FH	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	100 – 140	110 – 150	120 – 180	130 – 180
t	Szerokość siedziska tylnej części	[cm]	28	33	38	42
t1	Szerokość siedziska przedniej części	[cm]	36	41	46	50
BK	Głębokość siedziska	[cm]	28 - 36	28 - 40	28 - 40	34 - 42
s	Szerokość oparcia dolnej części	[cm]	27	32	37	41
s1	Szerokość oparcia górnej części	[cm]	30	35	40	45
h	Wysokość oparcia bez przedłużenia oparcia	[cm]	57	57	61	61
h1	Wysokość oparcia z przedłużeniem oparcia	[cm]	70 - 74	71 - 75	72 - 77	72 - 80
KH	Wysokość zagłówka	[cm]	38 - 74	38 - 75	40 - 77	40 - 80
FK	Odległość podnóżka od siedziska	[cm]	15 - 66	15 - 66	15 - 66	15 - 66
p	Długość platformy stopki	[cm]	21	22	24	24
p1	Szerokość platformy stopki	[cm]	12	15	15	18
e	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	95 - 101	99 - 105	95 - 101	95 - 101
α1	Kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	87, 90, 95	87, 90, 95	87, 90, 95	87, 90, 95
α2	Kąt pochylenia siedziska	[°]	28	28	28	28
	Max. Waga użytkownika	[kg]	45	55	75	120
Wymiary i waga sprzętu						
	Opis	Jednostka	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
	Szerokość	[cm]	57	62	67	72
	Szerokość po złożeniu	[cm]	35	36	36	36
	Długość	[cm]	100 - 139	100 - 142	106 - 147	105 - 148
	Długość po złożeniu***	[cm]	128 - 135	131 - 138	131 - 138	130 - 137
	Wysokość***	[cm]	101-107	105-111	101-107	101-107
	Wysokość po złożeniu	[cm]	41	41	41	41
	Waga	[kg]	19,5	21	21,5	22,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.


UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

UWAGA: Wymiary po złożeniu dotyczą wózka bez podnóżków.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

*** Wymiar zależny od ustawień wysokości rączki prowadzącej.

Wyposażenie standardowe




Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż	
Rączki do prowadzenia wózka	
5-punktowe pasy z regulacją wysokości montażu (<i>Chwyć i pociągnij™</i>)	
Zmienny stosunek kąta siedziska do oparcia 85° - 95°	
Regulowany zagłówek	
Tapicerka BodyPrint™ ze zmiennymi strefami napięcia siedziska i oparcia	
Niezależne hamulce kół tylnych	
Koła tylne pełne ⁽⁹⁾ , przednie pełne skrętne	
Niezależnie odchylane podnóżki FlipFlap™ z funkcją regulacji wysokości z 5-punktowymi paskami stabilizującymi stopy	
Siedzisko z regulacją głębokości	
Oparcie pleców	
Przedłużenie oparcia	
Elementy odblaskowe	
Uchwyty TransFix™	
Tapicerka Comfort™: roz. 2 MOON, roz. 3 SAND, roz. 4 LOFT, roz. 5 ONYX ⁽⁸⁾	
Tapicerka Comfort™: roz. 2 GREEN GRASS, roz. 3 HOT RED, roz. 4 BROWN SUGAR, roz. 5 GREY VULCANO (do wyczerpania zapasów)	
Plecak FLASH	

⁽⁸⁾ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KOLORÓW TAPICERKI - CZAS OCZEKIWANIA 40 DNI ORAZ DOPŁATA 270 ZŁ.

⁽⁹⁾ KOŁA WYKLUCZAJĄ SIĘ Z HAMULCEM RĘCZNYM (OMO_439).

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
OMO_001	Światła LED		OMO 2 3 4 5	2	-		
OMO_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P ^{inf.}		OMO 5	1	-		
OMO_013	Barierka ⁽⁶⁾		OMO 2 3 4 5	1	-		
Stabilizacja							
OMO_101	Pasy odwodzące uda		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_107	Pas biodrowy		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_113	Pas stabilizujący tułów		OMO 2 3	1	-		
OMO_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		OMO 2 3 4 5	1	Zamiast		
					Dodatkowo		
OMO_124	Pelota lędźwiowa		OMO 2 3 4 5	1	-		

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów

^{inf.} PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

(6) CZAS OCZEKIWANIA NA BARIERKĘ 30 DNI.

OMO_125	Kamizelka pełna 6-punktowa ⁽¹⁾ (do wyczerpania zapasów)		S	1	Zamiast		
					Dodatkowo		
			XL		Zamiast		
					Dodatkowo		
			XXL		Zamiast		
					Dodatkowo		
OMO_128	Regulowany klin międzyudowy ⁽²⁾		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		OMO 2 3 4 5	1	Zamiast		
					Dodatkowo		
OMO_160/1	Anatomiczny zagłówek z podparciem głowy OCTAGON™		rozmiar 1 (szerokość 23 cm)	1	-		
OMO_160/2			rozmiar 2 (szerokość 26 cm)				
OMO_160/3			rozmiar 3 (szerokość 30 cm)				
OMO_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar XS, obwód kostki 14 – 17 cm)****		OMO 2 3 4 5	1 komplet	-		
OMO_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)****						
OMO_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)****						
OMO_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar L, obwód kostki 23 – 28 cm)****						
OMO_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)****						
OMO_163/1	Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)****		M	1 komplet	-		
OMO_163/2			L				
OMO_170/1	Stabilizator miednicy (FP-16) (rozmiar S, szerokość miednicy 19 - 25 cm, głębokość 18 cm, wysokość 20 cm) ⁽⁷⁾ **** (do wyczerpania zapasów)		OMO 2	1	-		
OMO_170/4	Stabilizator miednicy (FP-16) (rozmiar XL szerokość miednicy 38 - 45 cm, głębokość 30 cm, wysokość 27 cm) ⁽⁷⁾ **** (do wyczerpania zapasów)		OMO 5				
DOSTĘPNA NOWA WERSJA STABILIZATORA MIEDNICY (FP-16) - PATRZ UŻYTECZNE AKCESORIA							

**** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNIE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽²⁾ ELEMENT OMO_128 (REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY) ORAZ PASY 5-PUNKTOWE (WYPOSAŻENIE STANDARDOWE), SĄ ELEMENTAMI, KTÓRE WZAJEMNIE SIĘ WYKLUCZAJĄ. W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KLINA, W STANDARDZIE ZAMIAST PASÓW 5-PUNKTOWYCH DODAWANA JEST KAMIZELKA H LUB KAMIZELKA 4-PUNKTOWA LUB ZA DOPŁATĄ 150 ZŁ KAMIZELKA PEŁNA 6-PUNKTOWA.


⁽⁷⁾ ROZMIAR SUGEROWANY. SZCZEGÓŁY OFERTY NA STRONIE WWW.FLEX-POINT.PL.

OMO_171	Kamizelka AIR - damska ⁽¹⁾		S	1	-		
			M				
			L				
			XL				
OMO_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽¹⁾		S	1	-		
			M				
			L				
			XL				
OMO_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽¹⁾		M	1	-		
			L				
			XL				
OMO_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym*****		M	1	-		
			L				
			XL				
Komfort							
OMO_402	Parasolka		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_403	Stolik (kolor czarny)		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_405	Daszek		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_408	Ośłona przeciwdeszczowa ⁽⁵⁾		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_410	Bawełniany pokrowiec na zagłówki (do wyczerpania zapasów)		OMO 2 3 4 5	1	biały		
					czarny		

***** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

(5) DO MONTAŻU OŚŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ ORAZ MOSKITIERY NIEZBĘDNE JEST ZAMONTOWANIE DASZKA, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM.

OMO_413	Poduszka Elastico oparcia (do wyczerpania zapasów)		OMO 2	1	-		
OMO_415	Oslony na koła tylne		OMO 2 3 4 5	2	-		
OMO_417	Śpiwór zimowy z mufkami		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_433	Stopka wspomagająca		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_439	Hamulec ręczny ⁽⁴⁾		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_442	Oslony na koła przednie		OMO 2 3 4 5	2	-		
OMO_447	Mufki zimowe		OMO 2 3 4 5	2	-		
OMO_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_466	Podkładka antymigracyjna na stół		OMO 2 3 4 5	1	-		
Przechowywanie							
OMO_505	Kosz pod siedzisko		OMO 2 3 4 5	1	-		

***** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.

(4) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA HAMULCA RĘCZNEGO (OMO_439) TYLKO PRZY ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC RĘCZNY MONTOWANY JEST ZAMIAST HAMULCA STANDARDOWEGO I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMIANY PO ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC MONTOWANY JEST WRAZ Z DEDYKOWANYMI KOŁAMI POMPOWANymi - NIE MA MOŻLIWOŚCI MONTAŻU KOŁ PEŁNYCH I TERENOWYCH. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

OMO_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_507	Pokrowiec na butlę tlenową		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_509	Organizer		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_514	Torba Flex Bag		OMO 2 3 4 5	1	-		
OMO_516	Plecak NORDIC		OMO 2 3 4 5	1	-		
Części zamienne							
OMO_704	Koło terenowe (All Terrain) ⁽⁹⁾		OMO 2 3 4 5	wpisz ilość	Zamiast		
				wpisz ilość	Dostakowo		
Tapicerka dodatkowa							
OMO_700	Tapicerka HYDRO™ ⁽⁸⁾	 SEA	OMO 2 3 4 5	1	Zamiast		
		 SKY			Zamiast		
OMO_723	Tapicerka COMFORT™ ⁽⁸⁾	 ALOE	OMO 2 3 4 5	1	Zamiast		
		 ROSE			Zamiast		

(8) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KOLORÓW TAPICERKI - CZAS OCZEKIWANIA 40 DNI ORAZ DOPLATA 270 ZŁ.

(9) KOŁA WYKLUCZAJĄ SIĘ Z HAMULCEM RĘCZNYM (OMO_439).

Uwagi do zamówienia