



THUASNE

Nowe Walkery Ligastep

Pełna oferta Walkerów
zapewniających wsparcie
i unieruchomienie dla
każdego pacjenta
(również dla dzieci).



Walkery LigaStep

NOWA, KOMPLETNA OFERTA WALKERÓW DOSTĘPNYCH W WERSJI FIX, AIR I ROM – DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB PACJENTÓW

LigaStep FIX Walker

Buty ze wzmocnionym panelem bocznym



Sztywne aluminiowe panele boczne

- Zapewniają stabilne podparcie i unieruchomienie.
- Boczne panele można dostosować do anatomii pacjenta (np. szersza łydka).

LigaStep AIR Walker

Buty ze wzmocnionym panelem bocznym i nadmuchiwaną wkładką



Sztywne panele boczne i nadmuchiwana wkładka

- dla lepszego wsparcia i kompresji.
- Nadmuchiwana wkładka zapewnia kompresję i pomaga kontrolować obrzęk.
- Po nadmuczeniu wkładki – but wewnętrzny zapewnia pełny kontakt z kończyną, zwiększając stabilność.



Nadmuchiwana wkładka zawiera środkowe / boczne komory powietrzne ze zintegrowaną pompką i zaworem odprowadzającym powietrze.

LigaStep ROM Walker

But z regulacją kąta zgięcia / wyprostu



But z regulacją kąta zgięcia / wyprostu

- Zapewnia bezpieczny zakres ruchu podczas rehabilitacji.
- Zalecany gdy leczenie wymaga kontroli zakresu ruchu (np. urazy ścięgna Achillesa).
- Zawias ROM jest łatwy w regulacji i umożliwia stopniowe ustawienie zgodnie z potrzebami pacjenta.



Regulacja kąta zgięcia co 7,5° pomiędzy zgięciem podszwowy 45° i grzbietowym 45°. Zgięcie podszwowe i grzbietowe może być zablokowane pod kątem 0°, 7,5°, 15°, 22,5° oraz 30°

LigaStep Pedi Walker

Pediatryczny but ze wzmocnionym panelem bocznym



Walker pediatryczny

- Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja dla aktywnych dzieci.
- Wzmocnione panele boczne zapewniają ochronę i unieruchomienie kontuzjowanej kończyny.
- Lekka konstrukcja ułatwia chodzenie.
- Szeroka i antypoślizgowa podeszwa zwiększa stabilność.
- Dostępny w trzech rozmiarach (S, M, L).

WSKAZANIA

- Pooperacyjne lub pourazowe unieruchomienie stawu skokowego lub stopy.
- Poważne skręcenia kostki i/lub stopy.
- Złamania dolnej jednej trzeciej części nogi.
- Zachowawcze leczenie złamań kostki i/lub stopy.

WSKAZANIA

Pooperacyjne lub pourazowe unieruchomienie kostki lub stopy; poważne skręcenie kostki i/lub stopy; złamania dolnej jednej trzeciej części nogi (wersja długa); zachowawcze leczenie złamań kostki i/lub stopy; ciężka tendinopatia kostki; zachowawcze leczenie zerwania ścięgna Achillesa;

WSPÓLNE CECHY

Immobilizacja

Sztywne, aluminiowe panele boczne zapewniają bezpieczne dopasowanie.

Wygoda

Wyprofilowana podeszwa amortyzuje wstrząsy i wspomaga naturalny chód. Lekka konstrukcja zachęca pacjenta do przestrzegania zaleceń. Miękkie, piankowe wypełnienie zwiększa ogólny komfort.

Bezpieczeństwo

Szeroka antypoślizgowa podeszwa zwiększa stabilność i bezpieczeństwo, sprawdzając się w przypadku wystąpienia obrzęku, lub konieczności zastosowania bandażu.

Łatwy w użyciu

Łatwa regulacja dzięki systemowi zapinania. Regulowane górne paski. Możliwość prania wkładu.

WSKAZÓWKA

PROFIL PACJENTA

- Wersja długa: dla wyższych pacjentów i/lub przy urazach lub złamaniach w dolnej jednej trzeciej części nogi.
- Wersja krótka: zalecana przy urazach w okolicach kostki lub stopy.



Oferta Walkerów LigaStep

Kod refundacyjny NFZ: J.037



Model dwustronny

LigaStep FIX Walker

Długi	U08003
Krótki	U08103



XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47



Model dwustronny

LigaStep ROM Walker

Długi	U08203
Krótki	U08303



XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47



Model dwustronny

LigaStep AIR Walker

Długi	U08403
Krótki	U08503



XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47



Model dwustronny

LigaStep PEDI Walker

	U09201
--	--------



S	21 - 25
M	25 - 31
L	31 - 34

Dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju lub regionu, w wyniku określonych, lokalnych zezwoleń lub wymagań dotyczących odprawy celnej w takim kraju lub regionie. Wszystkie urządzenia medyczne wymienione w tym dokumencie mają oznaczenie CE zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Produkty wymienione w tym dokumencie to urządzenia CE klasy I. Proszę o kontakt Thuasne, gdybyś potrzebował dodatkowych informacji na temat klasyfikacji urządzeń. Przeczytaj uważnie instrukcje użytkowania, wskazania i przeciwwskazania produktu.



Thuasne 120 rue Marius AUFAN
92300 Levallois Perret
www.thuasne.com