

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

Refundacja wózka:

☐ P.129

☐ P.130: 1.155-913
(elementy stabilizacji w formularzu str. 2)

☐ P.131: 1.155-351
(elementy stabilizacji w formularzu str. 2)

Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą wózka)

☐ 352	standardowa rama wózka,; głębokość siedziska 38-46 cm; długość całkowita 80-98 cm	-
------------------------------	---	---

Rama wózka - model

☐ 346	rama standardowa; kąt ramy przedniej 80*	-
☐ 4950	rama zwężana 2 cm na stronę	-

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками + 1cm)

☐ 38	szerokość siedziska 38 cm	-
☐ 40	szerokość siedziska 40 cm	-
☐ 342	szerokość siedziska 42 cm	-
☐ 344	szerokość siedziska 44 cm	-

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

☐ 368	głębokość siedziska 38cm	-
☐ 615	głębokość siedziska 40cm	-
☐ 784	głębokość siedziska 42cm	-
☐ 618	głębokość siedziska 44cm	-
☐ 619	głębokość siedziska 46cm	-

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki pleców)

☐	620	wysokość oparcia pleców 25cm		-
☐	626	wysokość oparcia pleców 30cm	tapicerka z regulacją napiętości pasami	-
☐	631	wysokość oparcia pleców 35cm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/- 1,5cm	-
☐	632	wysokość oparcia pleców 40cm		-

Elementy stabilizacji (opcje obowiązkowe przy refundacji wózka na kod P.130 i P.131)

☐	2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 30-40cm; ograniczone składanie oparcia	1.500,00
☐	OD-6	kamizelka stabilizująca	250,00
☐	OD-7	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra plastikowa	200,00
☐	OD-7	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra samochodowa	350,00
☐	OD-8	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; ☐ 60cm ☐ 80cm ☐ 110cm ☐ 140cm	150,00

Rączki do pchania wózka

☐	410	krótkie rączki do pchania wózka, stałe	-
☐	411	oparcie pleców rurki z karbonu, bez rączek do pchania wózka	-
☐	141	krótkie rączki do pchania wózka, składane; nie łączyć z regulowanymi rączkami na wysokość - kod 502	400,00
☐	502	regulowane na wysokość rączki do pchania wózka; reg. do 15cm- płynna NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25CM ORAZ RĄCZKAMI KOD 141	650,00
☐	2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 30-40 cm; ograniczone składanie oparcia	1.500,00
☐	2310	szerokość oparcia pleców szersza o 15 cm na stronę (w stosunku do szerokości siedziska)	
☐	2311	szerokość oparcia pleców szersza o 25 cm na stronę (w stosunku do szerokości siedziska)	
☐	2312	szerokość oparcia pleców węższa o 15 cm na stronę (w stosunku do szerokości siedziska)	
☐	2313	szerokość oparcia pleców węższa o 25 cm na stronę (w stosunku do szerokości siedziska)	

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

	45cm	46cm	47cm	48cm	49cm	50cm	51cm	52cm	53cm
kółka przednie 100mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
kółka przednie 125mm		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
kółka przednie, miękka guma 140mm			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kółka przednie

☐	151	100x32mm	ogumienie pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna	-
☐	325	125x32mm	ogumienie pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna	-
☐	327	142x37mm	ogumienie pełne, miękka guma	felga z tworzywa, czarna	-
☐	1068963	100x23mm	ogumienie pełne, świecące podczas jazdy	felga z tworzywa, czarna	300,00
☐	1072385	100x32mm	ogumienie pełne, twarda guma - czarna	felga aluminiowa, srebrna	450,00
☐	1072386	125x32mm	ogumienie pełne, twarda guma - czarna	felga aluminiowa, srebrna	500,00
☐	1089215*	100x30mm	ogumienie pełne, twarda guma - czarna	felga carbon	1.000,00
☐	1089216*	125x30mm	ogumienie pełne, twarda guma - czarna	felga carbon	1.000,00
☐	1088434	100x37mm	ogumienie pełne, twarda guma - czarna	felga aluminiowa, srebrna	700,00
☐	1088436			felga aluminiowa, czarna	700,00
☐	1088444			felga aluminiowa, pomarańczowa	700,00
☐	1088440			felga aluminiowa, czerwona	700,00
☐	1088442			felga aluminiowa, niebieska	700,00
☐	1088438			felga aluminiowa, zielona	700,00
☐	1088446	125x37mm	ogumienie pełne, twarda guma - czarna	felga aluminiowa, srebrna	700,00
☐	1088448			felga aluminiowa, czarna	700,00
☐	1088456			felga aluminiowa, pomarańczowa	700,00
☐	1088452			felga aluminiowa, czerwona	700,00
☐	1088454			felga aluminiowa, niebieska	700,00
☐	1088450			felga aluminiowa, zielona	700,00

*maksymalne obciążenie 100 kg

Kolor ogumienia opon kół przednich dla kół przednich kod 151, 325, 327

☐	908	Czarne	-
☐	909	Szare	-

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; maksymalna różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

rozmiar koła tylnego	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24x1"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
25x1"		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
26x1"				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)

balans	pasywny			pośredni				aktywny		
pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dystans w cm	☐ 4,5	☐ 5,5	☐ 6,5	☐ 7,5	☐ 8,5	☐ 9,5	☐ 10,5	☐ 12,5	☐ 13,5	☐ 14,5

Koła tylne

☐	651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
☐	2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	-
☐	848	koła SILVERDESIGN, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	100,00
☐	695	koła AKTIV, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) Zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg. NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGIEM ALUMINIOWYM KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166	☐ 24"	450,00
			☐ 25"	450,00
			☐ 26"	450,00
☐	752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy oraz piasta w kolorze srebrnym ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe RightRun szaro- czarne ciąg aluminiowy- czarny Dla użytkowników o wadze do 90 kg. NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3* - KOD 447	24"	750,00
☐	185185	koła Spinergy carbonowe; czarne szprychy; ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE; ciągi stal nierdzewna	24x1"	5.400,00
☐	1081354	koła ACTIVE, promienisty układ szprych;	niebieskim	1.600,00
☐	1081356	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE;	czerwonym	24x1" 1.600,00
☐	1081355	piasta, felga oraz ciągi w kolorze:	żółtym	1.600,00
☐	1068713	koła BLACK LIGHT; promienisty układ szprych; felga, piasta, ciągi oraz szprychy w kolorze czarnym; ciąg aluminiowy; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution	24x1"	800,00
☐	1073640	koła SPINERGY; 12 szprych w układzie promienistym w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi stal nierdzewna; na indywidualne zamówienie możliwość zamówienia kół ze szprychami białymi lub pomarańczowymi	24x1"	4.100,00
☐	1087341	koła DAY LITE, felga aluminiowa, piasta oraz szprychy czarne,ciągi aluminiowe - czarne, ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE - czarne	25x1"	1.600,00

Ogumienie kół tylnych (dla kodu 651- koła standard, 848- koła SILVERDESIGN i 695- koła AKTIV)

☐	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare	24x1"	-
☐	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie	24x1"	150,00
☐	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe RightRun czerwono-czarne	24x1"	150,00
☐	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe RightRun niebiesko-czarne	24x1"	150,00

Hamulce

☐	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe	-
☐	2595	hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome	100,00
☐	681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305	350,00

Kamber

☐	423	kąt nachylenia kół tylnych 0*	-
☐	447	kąt nachylenia kół tylnych 3* NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752	-

Ciągi

☐	493	ciągi ze stali polerowanej	24x1"	25x1"	26x1"	-
☐	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI AKTIV KOD 695			24x1"	-
☐	445	ciągi tytanowe, 6 uchwytów montażowych TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640 I 1085185	24x1"	25x1"	26x1"	1.100,00
☐	849	ciągi trapezowe, aluminiowe- czarne TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640, 1085185 ORAZ Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.500,00
☐	850	ciągi trapezowe, aluminiowe- czarne; ciągi powlekane TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640, 1085185 ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.900,00
☐	853	ciągi owalne, aluminiowe- czarne; ciągi powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640, 1085185 ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.900,00
☐	168	ciągi OPTIGRIPP- powlekane dla Tetraplegików			24x1"	900,00
☐	166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna NIE ŁĄCZYĆ KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640			24x1"	300,00
☐	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)				-
☐	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) (TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I KOD 848)				-

Boczki i podłokietniki

☐	783	boczek aktywny- karbonowy, z nadkolem 3cm; czarny	2.300,00
☐	100	boczek aktywny- aluminiowy, z nadkolem 3cm; w kolorze ramy	-
☐	11	montaż boczka kod 100 lub 783 z możliwością ich wyjmowania; nie łączyć z kodem 2903	700,00
☐	2903	wzmocniony uchwyt boczaków, czarny	700,00

Stopień podnóżka

☐	99	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta carbonowa; regulacja wysokości, kąta i głębokości; <u>długość podudzia 31-48cm</u>	400,00
☐	311	stopień podnóżka wykonany z rurki, aluminiowy kolor czarny mat; <u>długość podudzia 36-48cm</u>	-
☐	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa; szerokość 14cm; regulacja wysokości, kąta i głębokości; <u>długość podudzia 31-48cm</u>	-
☐	359	pas podudzia	-
☐	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; <u>długość podudzia 36-48cm</u> stopień podnóżka z oświetleniem drogi LED z włączeniem przy pomocy Bluetooth z ramą przednią zwięzaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm	2.100,00
☐	4313	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; <u>długość podudzia 36-48cm</u> regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; stopień podnóżka z oświetleniem drogi LED z ramą przednią zwięzaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm	1.900,00

Tapicerka siedziska

☐		tapicerka siedziska kodura; kieszeń pod siedziskiem	-
☐	560	poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców	-
☐	561	poduszka siedziska płaska; wysokość 6cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców	-
☐	DP-4	poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm- miękka	150,00
☐	DP-5	poduszka siedziska płaska; wysokość 5cm- miękka	150,00
☐	DP-7	poduszka siedziska płaska; składana; wysokość: ☐ 3cm ☐ 5cm	150,00
☐	DP-6	poduszka siedziska delikatnie profilowana; wysokość 5cm	350,00
☐	SD-1	obszycie poduszki dzianiną dystansową (oddychającą) ☐ czarną ☐ czerwoną ☐ granat	100,00
☐	SD-2	obszycie poduszki alcantaras, czarna	100,00

Netti Contour, oddychająca tapicerka 3D

	szerokość	głębokość	
☐ 197302	40	40	200,00
☐ 197303	40	45	200,00
☐ 197304	43	40	200,00
☐ 197305	43	45	200,00
☐ 197306	45	40	200,00
☐ 197307	45	45	200,00
☐ 197308	45	50	200,00
☐ 197309	50	45	200,00
☐ 197310	50	50	200,00

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

☐ 235	tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna	-
☐ 292	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna	350,00
☐	tapicerka pleców oddychająca: granatowa, czerwona	150,00
☐ 2002	tapicerka pleców poszerzona o 2 cm, tylko z kodem 235 i 292	350,00
☐ 2003	tapicerka pleców poszerzona o 4 cm, tylko z kodem 235 i 292	350,00

Rama wózka w kolorze czarnym

Akcent kolorystyczny na ramie

☐ 2300	naklejki odblaskowe	białe	-
☐ 2301	naklejki odblaskowe	czarne	350,00
☐ 2302	naklejki odblaskowe	trzykolorowe	350,00
☐ 2303	naklejki odblaskowe	rainbow	-
☐ 2304	MEYRA design		-
☐ 2305	STRIPE design		350,00

☐ 2205	boczki i podnóżek w wybranym kolorze, dotyczy kodu 100	wybierz kolor:	1.200,00
-------------------------------	--	-------------------------------------	----------

Oslony na szprychy (tylko do kół kod 651, 848, 695, 752)

☐	489	przeźroczyste	350,00
--------------------------	-----	---------------	--------

Kółka podporowe (chowane pod wózek)

☐	728	para; nie łączyć z wąsem tylnym	1.800,00
☐	729	lewe; nie łączyć z wąsem tylnym lewym	900,00
☐	730	prawe; nie łączyć z wąsem tylnym prawym	900,00

Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)

☐	309	para; nie łączyć z kółkami podporowymi tylnym	750,00
☐	4930	lewe; nie łączyć z kółkiem podporowym lewym	400,00
☐	4931	prawe; nie łączyć z kółkiem podporowym prawym	400,00

Dodatki

☐	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	150,00
☐	819	odblaski na szprychy; tylko do kół kod 651, 848; nie łączyć z osłonami na szprychy	100,00
☐	951	siatka	50,00
☐	970	uchwyt na kulę; tylko z wąsem tylnym	100,00
☐	936	deska do przesiadania się	250,00
☐	962	torba jednokomorowa	100,00
☐	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
☐	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	400,00
☐	DW-10	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
☐	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne z przegrodą oraz kieszenią	200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka