



Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska
tel. 71 3874200
faks 71 3870574
info@vermeiren.pl



SAGITTA

Data i dane firmy zamawiającej:

Rehabilito.pl
Sklep medyczno-ortopedyczny

Adres wysyłki:

Max User Waga: 100 kg.

Cena
detaliczna
netto

vat

Cena
detaliczna
brutto

Ref.

wersja standarowa

8%

RODZAJ RAMY

SHORT	(Jest to rama ścięta pod skosem z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób przeszkadza przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp.. Kolana haczą o wydłużoną część ramy.	☐	-	-	-	
LONG	(Jest to rama wydłużona z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób pomaga przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp. Wydłużenie ramy jest dodatkowym uchwytem.	☐	-	-	-	
Long Si	Rama umożliwiająca zmianę kąta siedzenia pomiędzy 6° a 14°.	☐	764	8%	826	

SIEDZISKO

Szerokość siedziska

36 cm	☐	-	-	-	SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - Należy zmierzyć szerokość bioder pacjenta. - Do zmierzonej wartości należy dodać 2 -4 cm, po to by uzyskać luz pomiędzy płytą boczną podłokietnika a biodrem.
38 cm	☐	-	-	-	
40 cm	☐	-	-	-	
42 cm	☐	-	-	-	
44 cm	☐	-	-	-	
46 cm	☐	-	-	-	

Głębokość siedziska/długość ramy - LONG

35 cm/50 cm	☐	-	-	-	GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA - Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego . - Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgami w dole podkolanowym.
37,5 cm/52,5 cm	☐	-	-	-	
40 cm/55 cm	☐	-	-	-	
42,5 cm/57,5 cm	☐	-	-	-	
45 cm/60 cm	☐	-	-	-	
47,5 cm/65 cm	☐	-	-	-	

Głębokość siedziska/długość ramy - SHORT


27 cm/50 cm	☐	-	-	-	GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA - Należy zmierzyć odległość od pleców do dołu podkolanowego . - Od zmierzonej wartości należy odjąć od 4 do 5 cm, po to by uzyskać wolne miejsce pomiędzy brzegiem tapicerki siedziska a ścięgami w dole podkolanowym.
29,5 cm/52,5 cm	☐	-	-	-	
32 cm/55 cm	☐	-	-	-	

	34,5 cm/57,5 cm	☐	-	-	-	
	37 cm/60 cm	☐	-	-	-	
	42 cm/65 cm	☐	-	-	-	

OPARCIE

Wysokość oparcia

	23 - 25,5 - 28 cm	☐	-	-	-
	28 - 30,5 - 33 cm	☐	-	-	-
	33 - 35,5 - 38 cm	☐	-	-	-
	38 - 40,5 - 43 cm	☐	-	-	-




WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW
 Należy zmierzyć odległość od siedziska do miejsca 1. cm poniżej łopatki. UWAGA! Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności użytkownika. Im większa sprawność tułowia tym niższe oparcie. Im mniejsza sprawność

Opcje oparcia

	Oparcie bez rączek do pchania	☐	-	-	-	
	Oparcie z rączkami do pchania	☐	-	-	-	
Rh	Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi płynnie i demontowalnymi (nie występuje w zestawie z oparciem z rączkami zintegrowanymi).	☐	273	8%	295	

Materiał tapicerki oparcia

L44 Cordura	Oparcie elastyczne z pasami Velcro do regulacji napięcia z Cordury.	☒	-	-	-	
-------------	---	-------------------------------------	---	---	---	---

Poduszki na oparcie L44

	Poduszka oparcia L44 z Cordury	☒	-	-	-	
VICAIR®	poduszka przeciwdrożynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa).	☐	1572	8%	1698	

Poduszki stabilizacyjne STABILO

STABILO	Poduszka STABILO COMFORTABLE	☐	1056	8%	1141	
---------	------------------------------	--------------------------	------	----	------	---

SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE

TARTA ® 5S	5 kręgów - standard	☐	4316	8%	4661	
TARTA ® 5C	5 kręgów - contour	☐	4316	8%	4661	
TARTA ® 6S	6 kręgów - standard	☐	4565	8%	4930	
TARTA ® 6C	6 kręgów - contour	☐	4565	8%	4930	

Siedzisko

Materiał tapicerki siedziska

Cordura		☒	-	-	-	
---------	--	-------------------------------------	---	---	---	--

Poduszki siedziska

B23	Poduszka siedziska 4 cm	☒	-	-	-	
B24	Poduszka siedziska 6 cm	☐	99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm	☐	110 zł	8%	119 zł	

B26	Poduszka pochyła 2-6 cm	☐	95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyła 4-8 cm	☐	110 zł	8%	119 zł	
Liberty	Poduszka pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia VICAIR Liberty (od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).	☐	333	8%	360	    
Profile	Poduszka VICAIR Profile pneumatyczna z automatycznym zaworem ciśnienia , ze stabilizatorem miednicy (od szerokości siedziska 40 cm i głębokości siedziska 40 cm).	☐	540	8%	583	
VECTOR 02	Poduszka pneumatyczna VICAIR 6 cm dla osób z dużym ryzykiem.	☐	1011	8%	1092	
ACTIVE O2	Poduszka pneumatyczna VICAIR ACTIVE O2 (część udowa wyprofilowana pianka , część pod miednicę komórki SmartCell).	☐	1011	8%	1092	
STABILO	BASE	☐	971	8%	1049	
PODŁOKIETNIKI (para)						
B82S	Aluminiowy ochraniacz	☒	-	-	-	   
B82	Aluminiowy ochraniacz z demontowalnym błotnikiem	☐	90	8%	98	
Bi5	Podłokietnik typu „T”	☐	360	8%	389	
	Podpórka z rurki dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji i wsparcia.	☐	103	8%	111	
PODNOŻKI STANDARDOWE (para)						
	Zintegrowane z ramą rurowy	☒	-	-	-	   
	Zintegrowane z ramą rurowy +płyta	☐	113	8%	119	
	Zintegrowane z ramą dwupłytowy	☐	250	8%	270	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony (rewers) dla osób z krótkimi nogami).	☐	170	8%	184	
	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony +płyta (rewers) dla osób z krótkimi nogami).	☐	284	8%	307	
KOLOR RAMY						
C59	 Szampański	☐	-	-	-	
C53	 Pomarańczowy	☐	-	-	-	
C55	 INOX	☐	-	-	-	
C56	 Błękit	☐	-	-	-	
C71	 Niebieski	☐	-	-	-	
C72	 Bordowy	☐	-	-	-	
C73	 Zielony	☐	-	-	-	

C76	 Biały	☐	-	-	-	
Dowolny kolor z dostępnych , proszę wpisać :		☐	328	8%	354	
Dodatkowe opcje podnóżków.						
B19	Paski zabezpieczające stopy (tylko z podnóżkiem dwupłytowym lub z płytą)	☐	52 zł	8%	56 zł	
U77Neo	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.	☐	350 zł	8%	348 zł	
KOŁA PRZEDNIE						
3'	czarne pełne - krótkie widełki	☐	-	-	-	       
3'	transparentne - krótkie widełki	☐	-	-	-	
4'	czarne pełne - krótkie widełki	☐	-	-	-	
4'	transparentne - krótkie widełki	☐	-	-	-	
4'	LED - krótkie widełki	☐	80	8%	86	
5'	czarne pełne	☐	-	-	-	
5'	transparentne	☐	-	-	-	
5'	LED - krótkie widełki	☐	80	8%	86	
KOŁA TYLNE 24'						
B80	Oś koła tylnego szybkozłączna	☒	-	-	-	
DESIGN	24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Right Run black.	☒	-	-	-	   
DESIGN	24"- średnica, szprychy-radial, opona: Schwalbe Marathon Plus.	☐	221	8%	238	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.	☐	2558	8%	2762 zł	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus.	☐	2734	8%	2953	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.	☐	2558	8%	2762	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta czerwona, szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus .	☐	2734	8%	2953	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Right Run black.	☐	2558 zł	8%	2762	
SPIRIT	24" aluminiowa piasta niebieska szprychy-radial , opona: Schwalbe Marathon Plus .	☐	2734	8%	2953	
SPINERGY	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Evolution	☐	3276	8%	3538	
OFF Road	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Land Cruiser	☐	1411	8%	1524	
KOŁA TYLNE 22'						
DESIGN	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run	☐	-	-	-	
SPIRIT	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Plus	☐	2734	8%	2953	
   						
Schwalbe Right Run black Schwalbe Marathon Plus Schwalbe Marathon Evolution Schwalbe Land Cruiser						

CAMBER (kąt ustawienia kół tylnych)

	0°	☐	-	-	-	 Do codziennego użytku zaleca się kąt nachylenia 2-4 °. Do uprawiania sportu 6-8 °. Im większy kąt nachylenia kół tylnych tym lepsza stabilność. Jednak trzeba pamiętać, że zbyt duży rozstaw kół tylnych poszerza wózek.
	2°	☐	-	-	-	
	4°	☐	-	-	-	
	6°	☐	-	-	-	
	8°	☐	-	-	-	
	10°	☐	-	-	-	

Rodzaj hamulca

	hamulec klasyczny	☐	-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na dolnej ramie	☐	-	-	-	
	hamulec sportowy zamontowany na górnej ramie	☐	-	-	-	

OŚŁONY NA SZPRYCHY

B85	Bezbarwna osłona na szprychy	☐	200 zł	8%	215 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME	☐	258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT	☐	258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1	☐	258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2	☐	258 zł	8%	279 zł	

PODPARCIE GŁOWY

B14	Przedłużenie oparcia	☐	226	8%	244	
-----	----------------------	--------------------------	-----	----	-----	---

OPCJE DODATKOWE

B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para).	☐	164	8%	177	
B42	Siatka na zakupy	☐	79 zł	8%	85 zł	
	Ochroniacz przedniej części ramy - neoprenowy	☐	62	8%	67	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)	☐	158	8%	171	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~**MIEDNICA**

U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy	☐	120	8%	130	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy	☐	131	8%	142	

U01 Neo	Pas odwodzący	☐	240	8%	259	
TUŁÓW						
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem	☐	262	8%	283	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka	☐	197	8%	212	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów	☐	164	8%	177	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujący tułów	☐	142	8%	153	
UWAGI I						

Wyzeruj formularz

Wyzerowanie całego formularza.

Wyślij formularz

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska