




Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		
			AKVOSEGO™



Rozmiar	Kolor	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 0			☐
Rozmiar 1			☐
Rozmiar 2			☐
Rozmiar 3			☐

CENY LEŻACZKA KĄPIELOWEGO ORAZ JEGO AKCESORIÓW NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
A	Szerokość fotelika	[cm]	37	42	45	50
B	Głębokość siedziska	[cm]	23 - 28	28 - 33	32 - 40	37 – 50
C	Wysokość podparcia głowy	[cm]	16	16	19	23
C ₁	Wysokość oparcia	[cm]	31	40	44	50
C ₂	Wysokość podparcia nóg	[cm]	26	31	36	41
C ₃	Wysokość siedziska (od podłoża)	[cm]	11 - 44	11 - 44	13 - 49	15 - 54
	Kąt pochylenia podparcia nóg (względem siedziska)	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	Kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	Kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia)	[°]	205	210	210	205
	Maksymalna waga użytkownika	[kg]	25	30	50	75
	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	< 100	100 - 120	120 - 140	130 - 170
Wymiary i waga sprzętu						
	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
	Szerokość	[cm]	42	42	45	50
	Szerokość po złożeniu	[cm]	42	42	45	50
	Długość	[cm]	70	75	91	97
	Długość po złożeniu	[cm]	64	67	76	88
	Wysokość	[cm]	80	85	96	113
	Wysokość po złożeniu	[cm]	28	28	29	31
	Waga	[kg]	4	4,5	5	6,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wposażenie standardowe



Regulowany stabilizator głowy

Nieprzemakalna tapicerka wykonana z poliamidowej siatki obojętnej na działanie wody

Regulowany stabilizator tułowia

Regulowany stabilizator nóg

Regulowany stelaż fotelika pokryty powłoką obojętną na działanie wody, wyposażony w osłony piankowe zabezpieczające powierzchnię wanny przed zarysowaniem

Wposażenie standardowe


Nazwa	Pole wyboru
Nieprzemakalna tapicerka wykonana z poliamidowej siatki obojętnej na działanie wody	✓
Regulowany stabilizator głowy	✓
Regulowany stabilizator tułowia	✓
Regulowany stabilizator nóg	✓
Regulowany stelaż fotelika pokryty powłoką obojętną na działanie wody, wyposażony w osłony piankowe, zabezpieczające powierzchnię wanny przed zarysowaniem	✓

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Stabilizacja BodyMap®							
AKS_325	Zestaw mocujący do poduszki BodyMap®		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
AKS_326	Poduszka BodyMap®		AKS 0	1	K/F0 (40 x 120 cm)		☐
			AKS 1		K/F1 (40 x 120 cm)		☐
			AKS 2		K/F2 (45 x 130 cm)		☐
			AKS 3		K/F3 (50 x 145 cm)		☐
Części zamienne							
AKS_762	Regulowany stabilizator tułowia		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
AKS_767	Tapicerka komplet		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
AKS_782	Regulowany stabilizator głowy		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
AKS_783	Regulowany stabilizator nóg		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
Rozbudowa							
AKS_804	Mobilna wodoodporna platforma do wyrobów kąpielowych dla dzieci niepełnosprawnych AKVO		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
Stabilizacja							
AKS_805	Uprząż biodrowa		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
AKS_806	Pas biodrowo-udowy		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
AKS_807	Klin międzyudowy		AKS 0 1 2 3	1	-		☐
CENY LEŻĄCZKA KĄPIELOWEGO ORAZ JEGO AKCESORIÓW NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.							

CENY LEŻACZKA KĄPIELOWEGO ORAZ JEGO AKCESORIÓW NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów