

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

nr katalogowy **VCM502**

CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy o największej ilości cel
- wykonany z PCV
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta
- cykl pracy 10 min
- cicha pompa elektryczna
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych
- 1 cela zapasowa
- pokrowiec
- kolor granatowy

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka odleżyn I i II stopnia



 **VITEA[®]**
CARE

Długość (cm)	190	Masa materaca (kg)	3,4
Szerokość (cm)	85	Masa pompy (kg)	1,3
Wysokość (cm)	11	Nośność materaca (kg)	140
Cykl pracy (min)	10 - 12		

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl