




Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:			
	Adres wysyłki:		AURA[®]	
Rozmiary		Cena netto (PLN)*	Pole wyboru	
Rozmiar 1			☐	
Rozmiar 2			☐	
Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO[™]				
BLUE	DAISY	DARK DENIM	RED	DARK PINK
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
Miejsce na adnotację Działu handlowego				

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	70 - 120	110 - 150
A	Szerokość siedziska	[cm]	18 - 31	24 - 40
L	Głębokość siedziska	[cm]	19 - 30	26 - 40
C	Wysokość oparcia	[cm]	41 - 57	56 - 70
E	Szerokość oparcia między pelotami piersiowymi	[cm]	19 - 26	22 - 30
F	Długość podnóżków	[cm]	10 - 30	12 - 38
L ₁	Głębokość siedziska do klina	[cm]	11 - 22	19 - 33
	Długość stopki	[cm]	18	18
X	Kąt pochylenia oparcia	[°]	95 - 145	90 - 145
Y	Kąt pochylenia siedziska (przodem do kierunku jazdy)	[°]	-30 - 25	-30 - 25
Z	Kąt pochylenia podnóżków	[°]	100 - 155	100 - 155
	Max. waga użytkownika	[kg]	35	50
Wymiary i waga sprzętu				
	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
	Szerokość	[cm]	60	70
	Długość	[cm]	104	105
	Wysokość	[cm]	80 – 120	80 – 125
	Szerokość po złożeniu	[cm]	60	70
	Długość po złożeniu	[cm]	91	93
	Wysokość po złożeniu	[cm]	50	60
	Waga	[kg]	19,5	24

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

UWAGA: W skrajnych położeniach rączki może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta położenia. W takich przypadkach należy unieść rączkę na czas jego regulacji.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe		Pole wyboru
Nazwa		
Składany stelaż		☒
Ergonomiczny regulowany uchwyt do prowadzenia wózka		☒
Krótkie oparcie z regulacją kąta pochylenia + zagłówek HexagonPro™ + krótka tapicerka		☐ LUB ☐
Długie oparcie z regulacją kąta pochylenia + regulowane stabilizatory głowy + długa tapicerka		
5-punktowe pasy bezpieczeństwa ⁽⁴⁾		☒
Regulowany podnóżek z regulacją długości oraz kąta pochylenia		☒
Funkcja kubelkowa		☒
Regulowane peloty biodrowe i piersiowe		☒
5-punktowe paski stabilizujące stopy		☒
Wypinane koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy		☒
Wypinane koła tylne pełne z hamulcem centralnym		☒
Tapicerka wodoodporna HYDRO™ : BLUE / DAISY / DARK DENIM / RED / DARK PINK		☒

⁽⁴⁾ BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA I REGULOWANEGO KLINA MIĘDZUDOWEGO.

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
AUR_001	Światła LED		AUR 1 2	2	-		☐
AUR_013	Barierka ⁽³⁾		AUR 1 2	1	-		☐
Stabilizacja							
AUR_101	Pasy odwodzące uda		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_107	Pas biodrowy		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		AUR 1 2	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
AUR_128	Regulowany klin międzyudowy ⁽⁴⁾		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		AUR 1 2	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
AUR_131	Zaglówek pełny (do wyczerpania zapasów)		AUR 1 2	1	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽³⁾ BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU PODŁOKIENNIKÓW I BARIERKI.

⁽⁴⁾ BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA I REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.

AUR_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		AUR 1 2	2	-		
AUR_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
AUR_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
AUR_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						
AUR_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		AUR 1 2	1 komplet	-		
AUR_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5–20 cm)***						
AUR_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19–23,5 cm)***						
AUR_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23–28 cm)***						
AUR_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5–33 cm)***						
AUR_168	Zagłówek VisoPro™ z dynamicznym pasem podtrzymującym głowę		AUR 1 2	1	-		
AUR_171	Kamizelka AIR - damska ⁽¹⁾		XS	1	-		
			S				
			M				
AUR_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽¹⁾		S	1	-		
			M				
AUR_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽¹⁾		M	1	-		
			L				
			XL				
AUR_178	Dynamiczny pas podtrzymujący głowę		AUR 1 2	1	-		


*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

AUR_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym****		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
Komfort							
AUR_403	Stolik (kolor czarny)		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_405	Daszek		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_408	Ośłona przeciwdeszczowa ⁽²⁾		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_409	Moskitiera ⁽²⁾		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_411	Uchwyt na kubek		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_415	Ośłony na koła tylne		AUR 1 2	2	-		☐
AUR_416	Ośłona na nogi (do wyczerpania zapasów)		AUR 1	1	-		☐
AUR_417	Śpiwór zimowy z mufkami		AUR 1 2	1	-		☐
AUR_442	Ośłony na koła przednie		AUR 1 2	2	-		☐

(2) DO MONTAŻU OŚŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ ORAZ MOSKITIERY NIEZBĘDNE JEST ZAMONTOWANIE DASZKA AUR_405, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM.

**** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.


AUR_444	Podłokietniki ⁽³⁾		AUR 1 2	2	-		
AUR_445	Śpiwór		AUR 1 2	1	-		
AUR_447	Mufki zimowe		AUR 1 2	2	-		
AUR_452	Uchwyt na telefon		AUR 1 2	1	-		
AUR_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		AUR 1 2	1	-		
AUR_466	Podkładka antymigracyjna na stół		AUR 1 2	1	-		
Przechowywanie							
AUR_501	Torba		AUR 1 2	1	-		
AUR_505	Kosz pod siedzisko		AUR 1 2	1	-		
AUR_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego		AUR 1 2	1	-		
AUR_508	Przybornik (torby boczne) (do wyczerpania zapasów)		AUR 1 2	2	-		

***** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ AUR_128 REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.

(3) BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU PODŁOKIENNIKÓW I BARIERKI.

AUR_509	Organizer		AUR 1 2	1	-		
AUR_512	Plecak FLASH		AUR 1 2	1	-		
AUR_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		AUR 1 2	1	-		
AUR_514	Torba Flex Bag		AUR 1 2	1	-		
AUR_516	Plecak NORDIC		AUR 1 2	1	-		
Rozbudowa							
AUR_607	Baza pokojowa HOME		AUR 1 2	1	-		
AUR_631	Długa tapicerka z oparciem i stabilizatorami głowy		AUR 1 2	1	Dodatkowo		
AUR_632	Krótką tapicerka oparcia z zagłówkiem HexagonPro™		AUR 1 2	1	Dodatkowo		

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów