

Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej: 		
	Adres wysyłki: 		
	HARMONY™		

Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		☒


Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™			
COBALT  ☐	MELANGE  ☐	FLAMING⁽¹⁾  ☐	VULCANO  ☐

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA W WERSJI KOLORYSTYCZNEJ FLAMING WYNOŚI MIN. 30 DNI.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	100 – 120
A	Szerokość siedziska (bez pelot biodrowych)	[cm]	34
A ₁	Rozstaw między pelotami biodrowymi	[cm]	17 – 30
L	Głębokość siedziska	[cm]	30 – 35
B	Wysokość siedziska	[cm]	57
C	Wysokość oparcia	[cm]	54 – 60
C ₁	Wysokość pelot piersiowych	[cm]	26 ÷ 29 MIN wysokość oparcia 32 ÷ 35 MAX wysokość oparcia
C ₂	Wysokość podłokietników	[cm]	12 – 17
E	Rozstaw między pelotami piersiowymi	[cm]	18 – 24
E ₁	Rozstaw między pelotami głowy	[cm]	12 – 20
F	Długość podnóżka	[cm]	13 – 29
	Długość platformy podnóżka	[cm]	18
	Kąt regulacji platformy podnóżka	[°]	-5 – 10
	Wysokość rączki prowadzącej	[cm]	73 – 118
X	Kąt pochylenia oparcia względem siedziska	[°]	110 – 180
Y	Kąt pochylenia siedziska	[°]	0 – 30
Z	Kąt pochylenia podnóżka	[°]	90 – 180
	Max. Waga użytkownika	[kg]	40
Wymiary i waga sprzętu			
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
Szerokość	[cm]	61	
Długość	[cm]	98	
Wysokość	[cm]	73 – 118	
Szerokość po złożeniu	[cm]	60	
Długość po złożeniu	[cm]	95	
Wysokość po złożeniu	[cm]	47	
Waga	[kg]	21	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu. Wartości mierzone bez daszka.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



- Składany daszek
- Tapicerka wodoodporna – HYDRO™
- Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka
- Regulowany stabilizator głowy
- Torba
- Pasy 5-punktowe z osłoną
- Barierka
- Peloty piersiowe
- Podłokietniki
- Peloty biodrowe
- Regulowany klin międzyudowy
- Przekładane siedzisko
- Składany stelaż
- Regulowany podnóżek
- Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (City/Comfort)
- Kosz pod siedzisko
- Koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy
- Koła tylne pełne z hamulcem centralnym
- Funkcja kubelkowa
- Ośłona przeciwdeszczowa

Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż	☒
Regulowany stabilizator głowy	☒
Peloty piersiowe	☒
Pasy 5-punktowe z osłoną	☒
Barierka	☒
Regulowany klin międzyudowy	☒
Peloty biodrowe	☒
Przekładanie siedzisko	☒
Funkcja kubelkowa	☒
Regulowany podnóżek	☒
Podłokietniki	☒
Składany daszek	☒
Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka	☒
Kosz pod siedzisko	☒
Torba	☒
Ośłona przeciwdeszczowa	☒
Koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy	☒
Koła tylne pełne z hamulcem centralnym	☒
Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (City / Comfort)	☒
Tapicerka wodoodporna HYDRO™: COBALT / VULCANO / MELANGE / FLAMING ⁽¹⁾	☒


(1) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA W WERSJI KOLORYSTYCZNEJ FLAMING WYNOŚI MIN. 30 DNI.

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Ilość	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
HRY_001	Światła LED		HRY 1	2	-		☐
Stabilizacja							
HRY_101	Pasy odwodzące uda		HRY 1	1	-		☐
HRY_114	Kamizelka H ⁽²⁾		HRY 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
HRY_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽²⁾		HRY 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
HRY_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		HRY 1	2	-		☐
HRY_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						☐
HRY_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						☐
HRY_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						☐
HRY_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		HRY 1	1 komplet	-		☐
HRY_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)***						☐
HRY_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)***						☐
HRY_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						☐
HRY_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)***						☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

(2) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIĘDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

HRY_171	Kamizelka AIR - damska ⁽²⁾		XS	1	-		☐
			S				☐
			M				☐
HRY_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽²⁾		S	1	-		☐
			M				☐
HRY_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽²⁾		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
HRY_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym****		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
Komfort							
HRY_403	Stolik z regulacją głębokości		HRY 1	1	czarny		☐
HRY_409	Moskitiera		HRY 1	1	-		☐
HRY_411	Uchwyt na kubek		HRY 1	1	-		☐
HRY_415	Ośłony na koła tylne		HRY 1	2	-		☐
HRY_442	Ośłony na koła przednie		HRY 1	2	-		☐
HRY_445	Śpiwór		HRY 1	1	-		☐
HRY_447	Mufki zimowe		HRY 1	2	-		☐

**** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.

⁽²⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

HRY_452	Uchwyt na telefon		HRY 1	1	-		
HRY_453	Poduszka siedziska z wałkiem pełna****		HRY 1	1	-		
HRY_466	Podkładka antymigracyjna na stół		HRY 1	1	-		
Przechowywanie							
HRY_509	Organizer		HRY 1	1	-		
HRY_512	Plecka FLASH		HRY 1	1	-		
HRY_513	Torba do przewożenia/samolotowa EasyGo		HRY 1	1	-		
HRY_514	Torba Flex Bag		HRY 1	1	-		
HRY_516	Plecak NORDIC		HRY 1	1	-		
Tapicerka dodatkowa							
HRY_700	Tapicerka wodoodporna HYDRO™	 COBALT	HRY 1	1	Dodatkowo		
		 VULCANO					
		 MELANGE					
		 FLAMING ⁽¹⁾					

(1) CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA W WERSJI KOLORYSTYCZNEJ FLAMING WYNOŚI MIN. 30 DNI.

**** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż regulowanego klina międzyudowego.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

