


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		JORDI HOME™

Rozmiary	Kolor tapicerki medycznej MEDICUS™	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1	 MED SEA		☐
Rozmiar 2			☐
Rozmiar 3			☐
Rozmiar 4			☐

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 - 110	100 - 120	110 - 150	150 - 180
A	Szerokość siedziska	[cm]	25	30	37	45
L	Głębokość siedziska	[cm]	23 - 29	26 - 34	30 - 40	35 - 45
C ₁	Wysokość oparcia	[cm]	33	39	46	55
C	Wysokość zagłówka	[cm]	37 - 53	43 - 59	50 - 66	59 - 75
F	Wysokość siedziska od podłoża	[cm]	32 - 36	39 - 47	54 – 57	50 - 64
F ₁	Odległość podnóżka od siedziska	[cm]	10 - 27	10 - 36	10 - 46	10 - 53
Z	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 135	90 - 135	90 - 135	90 - 135
	Max. Waga użytkownika	[kg]	50	65	80	120
Wymiary i waga sprzętu						
Opis		Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Szerokość		[cm]	37	42	52	64
Długość		[cm]	77	84	100	115
Wysokość		[cm]	79	94	109	124
Waga		[kg]	9,5	11,5	13,5	16

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Siedzisko z regulacją głębokości	☒
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	☒
Stelaż z regulacją wysokości	☒
Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia	☒
Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾	☒
Podnóżek	☒
Zaglówek HexagonPro™	☒
Rączki do prowadzenia	☒
Stelaż z kołami jezdными wyposażonymi w hamulce	☒
Tapicerka medyczna MEDICUS™: MED SEA	☒


⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Ilość	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
JRH_015	Koło TANGO z hamulcem STOP		75 mm	☐ wpisz ilość	Dodatkowo		☐
JRH_016	Koło TANGO z hamulcem STOP		125 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
JRH_018	Koło TANGO z blokadą kierunku jazdy		125 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
JRH_020	Koło TANGO z hamulcem STOP		100 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
JRH_023	Koło TANGO z blokadą kierunku jazdy		75 mm	☐ wpisz ilość	Dodatkowo		☐
Stabilizacja							
JRH_101	Pasy odwodzące uda		JRH 1 2 3 4	1	-		☐
JRH_107	Pas biodrowy ⁽²⁾		JRH 1 2 3 4	1	-		☐
JRH_114	Kamizelka H ⁽¹⁾⁽²⁾		JRH 1 2 3 4	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
JRH_125	Kamizelka pełna 6-punktowa ⁽¹⁾ (do wyczerpania zapasów)		XL	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽²⁾ AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE W KOLORACH OPCJONALNYCH TAPICERKI ZA DOPLATĄ 20%. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

JRH_128	Regulowany klin międzyudowy ⁽²⁾		JRH 1 2 3 4	1	-		
JRH_135	Peloty biodrowe ⁽²⁾		JRH 1 2 3 4	2	-		
JRH_154	Separator kolan ⁽²⁾		JRH 1 2 3 4	1	-		
JRH_155	Peloty piersiowe ⁽²⁾		JRH 1 2 3 4	2	-		
JRH_156	2-punktowe paski stabilizujące stopy		JRH 1 2 3 4	2	-		
JRH_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		JRHH 1 2 3 4	2	-		
JRH_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
JRH_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
JRH_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						
JRH_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		JRHH 1 2 3 4	1 komplet	-		
JRH_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)***						
JRH_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)***						
JRH_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						
JRH_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)***						
JRH_177	4-punktowe paski stabilizujące stopy		JRH 1 2 3 4	2	-		

*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

(2) AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE W KOLORACH OPCJONALNYCH TAPICERKI ZA DOPLATĄ 20%. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.


JRH_178	Dynamiczny pas podtrzymujący głowę		JRH 1 2 3 4	1	-		
Komfort							
JRH_403	Stolik		JRH 1 2 3 4	1	-		
JRH_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)****		JRH 1 2 3 4	1	-		
Tapicerka dodatkowa							
JRH_725	Tapicerka medyczna MEDICUS™ ⁽³⁾		JRH 1 2 3 4	1	MED SKIN (zamiast)		

**** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż regulowanego klina międzyudowego JRH_128 oraz separatora kolan JRH_154.

⁽³⁾ CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

UWAGA! Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla pozostałych kolorów tapicerki w kolorze **czarnym**.

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów