

# RODZINA PRODUKÓW JORDI™



**JORDI™**

fotelik rehabilitacyjny



**JORDI HOME™**

wózek specjalny inwalidzki



**JORDI™** jest krzesłem szkolno-terapeutycznym, które doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **JORDI™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Solidna konstrukcja oraz regulacja funkcji kubełkowej to zalety fotelika, które szczególnie docenią terapeuci. Dodatkowo fotelik posiada regulację wysokości oraz szerokości i głębokości siedziska. **JORDI™** już w opcji standardowej staje się idealnym narzędziem w procesie rehabilitacji, a bogata lista akcesoriów pozwala na pełne dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dodatkowym atutem jest tapicerka medyczna, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy tapicerkę medyczną **EXTREME-MED™**, która posiada atesty niepalności **CRIB7**, jest antybakteryjna i antygrzybiczna. Tapicerka ta występuje w trzech, popularnych kolorach dziecięcych, wybieranych najczęściej przez rodziców dla swoich pociech.

Fotelik wykonany jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępny w **4** rozmiarach.



## WSKAZANIA DO STOSOWANIA

**Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:**

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Pas biodrowy | Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia | Stelaż z regulacją wysokości



# JORDI™

szczególne zalety i kolorystyka



## SZCZEGÓLNE ZALETY



### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika



### Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów



### Funkcja kubelkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

## 24

### Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy **24-miesięcznej** gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



### Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



### Chwyć i pociągnij™

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.



Tapicerka medyczna zastosowana w foteliku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.



Fotelik w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylecia.



Dzięki odpowiedniej regulacji wysokości nóg z łatwością możemy uzyskać funkcję kubelkową fotelika.

## TAPICERKA

### TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS™



WODOODPORNĄ



PAROPRZEPUSZCZALNĄ



EKOLOGICZNĄ



CRIB7



MED Sea  
\*Standardowy



MED Skin  
\*Opcjonalny

### TAPICERKA MEDYCZNA EXTREME-MED™



BEZFTALANOWA



ANTYBAKTERYJNA  
I ANTYGRIZYBIENNA



CRIB7



PLAMOODPORNĄ




ODPORNĄ NA  
PRZETARCIA



EKOLOGICZNĄ



TEST TROPIKALNY



Pillarbox  
\*Opcjonalny  
\*\*Do wyczerpania zapasów

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.

\*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do 30 dni.



**UWAGA!** Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla **pozostałych** kolorów tapicerki w kolorze **czarnym**.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

**okces-med.com**



| Symbol         | Opis                             | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| W              | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm]      | 90 – 110  | 100 – 120 | 110 – 150 | 150 – 180 |
| A              | szerokość siedziska              | [cm]      | 25        | 30        | 37        | 45        |
| E              | szerokość oparcia (z pelotami)   | [cm]      | 12 – 22   | 15 – 26   | 22 – 33   | 30 – 42   |
| L              | głębokość siedziska              | [cm]      | 23 – 29   | 26 – 34   | 30 – 40   | 35 – 45   |
| C <sub>1</sub> | wysokość oparcia                 | [cm]      | 33        | 39        | 46        | 55        |
| C              | wysokość zagłówka (opcja)        | [cm]      | 43 – 59   | 50 – 66   | 58 – 74   | 67 – 83   |
| F              | wysokość siedziska od podłoża    | [cm]      | 26 – 30   | 31 – 39   | 37 – 49   | 42 – 56   |
| Z              | kąt pochylenia oparcia           | [°]       | 90 – 135  | 90 – 135  | 90 – 135  | 90 – 135  |
|                | max. waga użytkownika            | [kg]      | 50        | 65        | 80        | 120       |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

\* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

| Wymiary i waga sprzętu | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość              | [cm]      | 37        | 42        | 52        | 64        |
| Długość                | [cm]      | 48        | 54        | 60        | 68        |
| Wysokość               | [cm]      | 56        | 68        | 80        | 92        |
| Waga                   | [kg]      | 6,5       | 8         | 10        | 12        |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



Wózek specjalny **JORDI HOME™** doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **JORDI HOME™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Solidna konstrukcja oraz regulacja funkcji kubełkowej to niewątpliwe zalety wózka, które szczególnie docenią terapeuci. Wózek posiada regulację wysokości oraz szerokości i głębokości siedziska. Poprawne i niezwykle wygodne podparcie głowy gwarantuje regulowany zagłówek **HexagonPro™**. Kamizelka 4-punktowa zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Wózek **JORDI HOME™** już w opcji standardowej staje się idealnym narzędziem w procesie rehabilitacji, a bogata lista akcesoriów pozwala na pełne dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wózek posiada 4 skrętne kółka wyposażone w hamulce. Dzięki nim wózek porusza się bezgłośnie i jest niezwykle zwrotny. Stopy użytkownika podparte są na regulowanym podnóżku.

Dodatkowym atutem jest tapicerka medyczna, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy tapicerkę medyczną **EXTREME-MED™**, która posiada atesty niepalności **CRIB7**, jest antybakteryjna i antygrzybiczna. Tapicerka ta występuje w trzech, popularnych kolorach dziecięcych, wybieranych najczęściej przez rodziców dla swoich pociech.

**JORDI HOME™** wykonany jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępny w 4 rozmiarach.



## WSKAZANIA DO STOSOWANIA

**Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:**

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Stelaż z regulacją wysokości | Podłokietniki z regulacją wysokości i kąta pochylenia | Kamizelka 4-punktowa | Podnóżek | Zagłówek HexagonPro™ | Rączki do prowadzenia | Koła tango z hamulcem stop (75mm)



## SZCZEGÓLNE ZALETY



### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika



### Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów



### Funkcja kubełkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

**24**

### Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



### Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



### Chwyć i pociągnij™

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.



Tapicerka medyczna zastosowana w wózku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.



Wózek w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylenia.



Dzięki odpowiedniej regulacji wysokości nóg z łatwością możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika.

## TAPICERKA

### TAPICERKA MEDYCZNA MEDICUS™



WODOODPORNĄ



PAROPRZEPUSZCZALNĄ



EKOLOGICZNĄ



CRIB7



MED Sea  
\*Standardowy



MED Skin  
\*Opcjonalny

### TAPICERKA MEDYCZNA EXTREME-MED™



BEZFTALANOWA



ANTYBAKTERYJNA  
I ANTYGRZYBICZNA



CRIB7



PLAMOODPORNĄ




ODPORNĄ NA  
PRZETARCIA



EKOLOGICZNĄ



TEST TROPICALNY



Pillarbox  
\*Opcjonalny



Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.  
\*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do 30 dni.

**UWAGA!** Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla pozostałych kolorów tapicerki w kolorze **czarnym**.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021



| Symbol         | Pomiar                           | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| W              | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm]      | 90 – 110  | 100 – 120 | 110 – 150 | 150 – 180 |
| A              | szerokość siedziska              | [cm]      | 25        | 30        | 37        | 45        |
| L              | głębokość siedziska              | [cm]      | 23 – 29   | 26 – 34   | 30 – 40   | 35 – 45   |
| C              | wysokość oparcia                 | [cm]      | 33        | 39        | 46        | 55        |
| C <sub>1</sub> | wysokość zagłówka                | [cm]      | 37 – 53   | 43 – 59   | 50 – 66   | 59 – 75   |
| F              | wysokość siedziska od podłoża    | [cm]      | 32 – 36   | 39 – 47   | 54 – 57   | 50 – 64   |
| F <sub>1</sub> | odległość podnóżka od siedziska  | [cm]      | 10 – 27   | 10 – 36   | 10 -46    | 10 – 53   |
| Z              | kąt pochylenia oparcia           | [°]       | 90 – 135  | 90 – 135  | 90 – 135  | 90 – 135  |
|                | max. waga użytkownika            | [kg]      | 50        | 65        | 80        | 120       |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

\* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

| Wymiary i waga sprzętu | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość              | [cm]      | 37        | 42        | 52        | 64        |
| Długość                | [cm]      | 77        | 84        | 100       | 115       |
| Wysokość               | [cm]      | 79        | 94        | 109       | 124       |
| Waga                   | [kg]      | 9,5       | 11,5      | 13,5      | 16        |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



## STABILIZACJA TUŁOWIA



FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA  
KAMIZELKA TUŁOWIA



FP-02 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA  
KAMIZELKA TYPU H



FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KA-  
MIZELKA TYPU H



FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY  
PAS TUŁOWIA




FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE  
SZELKI RETRAKCYJNE BARKÓW

## STABILIZACJA MIEDNICY



FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY  
PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ  
MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY  
BRZUSZNEJ



FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY  
PAS BIODROWY



FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY



FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY  
ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

## STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH



FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA



FP-21 DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z  
FUNKCJĄ WENTYLACJI



FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY  
KOSTEK



FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZU-  
JĄCY

## PASY UNIWERSALNE

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH FLEX-POINT®, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI  
ZNAJDZIESZ NA [AKCES-MED.COM](http://AKCES-MED.COM)



## Bezpieczeństwo



### JRI/JRH\_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P

Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



### JRI/JRH\_015/016/020 Koło Tango z hamulcem stop

Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.



### JRI/JRH\_018/023 Koło Tango z blokadą kierunku jazdy

Bezszelestne, bezobsługowe koło Tango nie pozostawia śladów, nie ulega korozji. Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.



## Stabilizacja



### JRI/JRH\_102 Pas podtrzymujący głowę

Mocowany do zagłówka za pomocą taśm velcro. Stosowany u osób z ograniczoną kontrolą głowy, aby zapobiegać jej opadaniu.



### JRI/JRH\_104 Zagłówek HexagonPro™

Zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach. Dzięki specjalnej konstrukcji, można go precyzyjnie dopasować do potrzeb użytkownika.\*



### JRI/JRH\_107 Pas biodrowy

Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyc i pociągnij™.



### JRI/JRH\_114 Kamizelka H

Działa jako stabilizator tułowia. Posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyc i pociągnij™.



### JRI/JRH\_125 Kamizelka pełna 6-punktowa

Działa jako stabilizator tułowia. Posiada duży zakres regulacji. Dodatkowo posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała użytkownika za pomocą systemu Chwyc i pociągnij™.



### JRI/JRH\_128 Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Klin można regulować oraz zdemontować.



### JRI/JRH\_130 Kamizelka 4-punktowa

Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia jej dopasowanie.



### JRI/JRH\_135 Peloty biodrowe

Wykonane z pianki obszytej materiałem medycznym, zapewniają lepszą stabilizację boczną użytkownika.



### JRI/JRH\_147 5-punktowe paski stabilizujące stopy

Ergonomiczne zaprojektowane krzyżowe paski stóp doskonale zabezpieczają stopę oraz piętę. Zapinane na rzepy.



### JRI/JRH\_154 Separator kolan

Regulowany i łatwy do wymontowania. Zapobiega krzyżowaniu się nóg.



### JRI/JRH\_155 Peloty piersiowe

Zapewniają dodatkową stabilizację boczną tułowia. Regulacja wysokości i szerokości pozwala na podparcie tułowia na odpowiednim poziomie.



### JRI/JRH\_156 2-punktowe paski stabilizujące stopy

Regulowane paski zapinane na rzepy, doskonale stabilizują stopy. Wykonane z trwałego i komfortowego materiału.

\*Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla **pozostałych** kolorów tapicerki w kolorze **czarnym**.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021



**JRI/JRH\_161 Sandały stabilizujące stopy i stawy skokowe**  
Zabezpieczają oraz stabilizują staw skokowy. Rekomendowane dla osób ze wzmocnionym napięciem mięśni.



**JRH\_162 Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint®**  
Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint® to doskonała pomoc w poprawnej stabilizacji stóp użytkownika w wykorzystywanym przez niego sprzęcie.



## Komfort



**JRI/JRH\_403 Stolik**

Wykonany z tworzywa sztucznego. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do pracy i spożywania posiłków.



**JRI\_423 Koła jezdne skrętne (75mm)**

Ułatwiają przemieszczanie fotelika. Polecane w połączeniu z rączkami prowadzącymi. Koła wyposażone są w hamulce stop.



**JRI/JRH\_429 Miękka osłona na podnóżek**

Komfortowa nakładka, chroniąca stopy przed bezpośrednim kontaktem z płytą podnóżka.



**JRI\_431 Rączki do prowadzenia**

Pomagają w manewrowaniu fotelikiem. Zalecane z kołami jezdными.



**JRI/JRH\_436 Stolik Joy™**

Joy™ to solidny, szeroki stół z regulacją wysokości blatu. Występuje w czterech wariantach.



**JRI/JRH\_443 Stolik Kidoo™**

Funkcyjny i praktyczny stół Kidoo™ doskonale sprawdza się podczas terapii, nauki, zabawy czy też w trakcie wykonywania codziennych czynności.




**JRI/JRH\_448 Stolik samopoziomujący**

Wielofunkcyjny i przenośny stół. Dzięki specjalnemu workowi z granulem można go stabilnie położyć na kolanach lub na innej nierównej powierzchni.



## Rozbudowa



**JRI\_619 Podnóżek**

Poprawia komfort użytkownika, zapewnia dodatkowe podparcie dla stóp. Składany, regulowany na wysokość. Specjalne otwory pozwalają na montaż pasów stabilizujących stopy.