


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		SŁONIK™

Rozmiar	Tapicerka medyczna MEDICUS™: MED SEA	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1			☐
Rozmiar 2			☐
Rozmiar 3			☐

Miejsce na adnotację Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	< 110	100 - 150	110 - 180
A	Szerokość siedziska (ze stolikiem)	[cm]	38 (35)	44 (41)	49 (46)
L	Głębokość siedziska	[cm]	18 - 30	19 - 38	29 - 55
C ₁	Wysokość oparcia	[cm]	41	45	54 - 64
E	Szerokość oparcia	[cm]	38	44	49
F	Regulacja długości podnóżków	[cm]	12 - 39	12 - 50	12 - 45
	Szerokość oparcia z pelotami	[cm]	18 - 26	20 - 29	21 - 30
	Długość stopki	[cm]	20	24	27
X	Kąt pochylenia siedziska	[°]	10	10	10
Z	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 115	90 - 110	90 - 115
	Max. Waga użytkownika	[kg]	30	45	75
Wymiary i waga sprzętu					
	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
	Szerokość	[cm]	49	54	59
	Długość (długość z podnóżkiem złożonym)	[cm]	84 (74)	103 (90)	118 (106)
	Wysokość	[cm]	84	95	105
	Waga	[kg]	14	20	24,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.


** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wypożyczenie standardowe



Wypożyczenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	☒
Regulowany, składany podnóżek z paskami stabilizującymi stopy	☒
Siedzisko	☒
Regulowane oparcie	☒
Pas biodrowy	☒
Tapicerka medyczna MEDICUS™: MED SEA	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Stabilizacja							
SLK_101	Pasy odwodzące uda		SLK 1 2 3	1	-		☐
SLK_104	Zagiłówek HexagonPro™		SLK 1 2 3	1	-		☐
SLK_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		SLK 1 2 3	1	Zamiennie za pas biodrowy		☐
					Dodatkowo		☐
SLK_123	Zagiłówek przedłużony		SLK 1 2 3	1	-		☐
SLK_124	Pelota lędźwiowa		SLK 1 2 3	1	-		☐
SLK_125	Kamizelka pełna 6-punktowa ⁽¹⁾ (do wyczerpania zapasów)		XL	1	Zamiennie za pas biodrowy		☐
					Dodatkowo		☐
SLK_128	Regulowany klin międzyudowy ⁽²⁾		SLK 1 2 3	1	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽²⁾ REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY SLK_128 ORAZ SEPARATOR KOLAN SLK_154 WZAJEMNIE SIĘ WYKLUCZAJĄ.

SLK_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		SLK 1 2 3	1	Zamiennie za pas biodrowy		
					Dodatkowo		
SLK_154	Separator kolan ⁽²⁾		SLK 1 2 3	1	-		
SLK_155	Peloty		SLK 1 2 3	2	Piersiowe		
				2	Biodrowe		
SLK_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		SLK 1 2 3	2	-		
SLK_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
SLK_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
SLK_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						
SLK_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		SLK 1 2 3	1 komplet	-		
SLK_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)***						
SLK_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)***						
SLK_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						
SLK_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)***						
SLK_168	Zaglówek VisoPro™ z dynamicznym pasem podtrzymującym głowę		SLK 1 2 3	1	-		
SLK_178	Dynamiczny pas podtrzymujący głowę		SLK 1 2 3	1	-		

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.


*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

(2) REGULOWANY KLIN MIĘDZYDUROWY SLK_128 ORAZ SEPARATOR KOLAN SLK_154 WZAJEMNIE SIĘ WYKLUCZAJĄ.

Komfort							
SLK_403	Stolik		SLK 1 2 3	1	-		
SLK_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)****		SLK 1 2 3	1	-		
Przechowywanie							
SLK_507	Pokrowiec na butlę tlenową		SLK 1 2 3	1	-		

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów