

Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		
			TATALU™


Rozmiar		Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1			☒

Kolor tapicerki SOFT™					
STONE	GOLD	CORAL	GALAXY	UNIVERSE	GRAFEN
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐

Miejsce na adnotację Działu handlowego					

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 - 130
A	Szerokość siedziska***	[cm]	38 (32)
L	Głębokość siedziska	[cm]	22, 30
C	Wysokość zagłówka	[cm]	40 - 60
C ₁	Wysokość oparcia	[cm]	60
E	Szerokość oparcia***	[cm]	38 (32)
F	Wysokość podnóżka	[cm]	12, 20, 28, 39
	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	102, 109
X	Kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	95
Y	Kąt pochylenia siedziska	[°]	25
	Max. Waga użytkownika	[kg]	50
Wymiary i waga sprzętu			
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
Szerokość	[cm]	61	
Szerokość po złożeniu	[cm]	32	
Długość	[cm]	90 – 100	
Długość po złożeniu	[cm]	120	
Wysokość	[cm]	102, 109	
Wysokość po złożeniu	[cm]	30	
Waga	[kg]	13	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu. Wartości mierzone bez daszka.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

*** Wysokie peloty sztywne tułowia zawężają siedzisko/oparcie o 6 cm do wartości 32 cm.

Wyposażenie standardowe



- Regulowane ręczki do prowadzenia wózka
- Miękka tapicerka SOFT™ (STONE, GOLD, CORAL, GALAXY, UNIVERSE, GRAFEN)
- Wysokie peloty sztywne tułowia
- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z osłoną
- Składany stelaż z regulacją głębokości siedziska
- Regulowany podnózek
- Tylne koła pełne z niezależnymi hamulcami
- Obrotowe, przednie koła pełne z blokadą kierunku jazdy
- Uchwyt do przenoszenia wózka złożonego

Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż z regulacją głębokości siedziska	☒
Regulowane ręczki do prowadzenia wózka	☒
Regulowany podnózek	☒
Tylne koła pełne z niezależnymi hamulcami	☒
5-punktowe pasy bezpieczeństwa z osłoną	☒
Obrotowe, przednie koła pełne z blokadą kierunku jazdy	☒
Wysokie peloty sztywne tułowia	☒
Uchwyt do przenoszenia wózka złożonego	☒
Miękka tapicerka SOFT™ (STONE, GOLD, CORAL, GALAXY, UNIVERSE, GRAFEN)	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
TTL_001	Światła LED		TTL 1	2	-		☐
TTL_013	Barierka ⁽³⁾		TTL 1	1	-		☐
Stabilizacja							
TTL_101	Pasy odwodzące uda		TTL 1	1	-		☐
TTL_104	Regulowany zagłówek		TTL 1	1	-		☐
TTL_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		TTL 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
TTL_115	Ośłona łydek (do wyczerpania zapasów)		TTL 1	1	-		☐
TTL_128	Regulowany klin międzyudowy		TTL 1	1	-		☐
TTL_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		TTL 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽³⁾ BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU WYPOSAŻENIA TTL_013 ORAZ TTL_403.

TTL_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		TTL 1	2	-		☐
TTL_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						☐
TTL_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						☐
TTL_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						☐
TTL_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)****		TTL 1	1 komplet	-		☐
TTL_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)****						☐
TTL_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)****						☐
TTL_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)****						☐
TTL_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)****						☐
TTL_171	Kamizelka AIR - damska ⁽¹⁾		XS	1	-		☐
			S				☐
			M				☐
TTL_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽¹⁾		S	1	-		☐
			M				☐
TTL_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽¹⁾		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
TTL_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym****		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
Komfort							
TTL_402	Parasolka		TTL 1	1	-		☐

**** Ceny wyposażenia nie podlegają rabatowaniu.

***** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

(3) BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU WYPOSAŻENIA TTL_013 ORAZ TTL_403.

TTL_403	Stolik (kolor czarny) ⁽³⁾		TTL 1	1	-		
TTL_405	Daszek		TTL 1	1	-		
TTL_408	Osłona przeciwdeszczowa ⁽²⁾		TTL 1	1	-		
TTL_409	Moskitiera ⁽²⁾		TTL 1	1	-		
TTL_411	Uchwyt na kubek		TTL 1	1	-		
TTL_412	Poduszka Elastico siedziska (do wyczerpania zapasów)		TTL 1	1	-		
TTL_417	Śpiwór zimowy z mufkami		TTL 1	1	-		
TTL_419	Poduszka siedziska - profilowane uda (do wyczerpania zapasów)		TTL 1	1	-		
TTL_421	Poduszka siedziska z separatorem ud (do wyczerpania zapasów)		TTL 1	1	-		
TTL_445	Śpiwór		TTL 1	1	-		
TTL_447	Mufki zimowe		TTL 1	2	-		

(2) Do montażu osłony przeciwdeszczowej oraz moskitiery niezbędne jest zamontowanie daszka TTL_405, który nie jest wyposażeniem standardowym.

TTL_452	Uchwyt na telefon		TTL 1	1	-		
TTL_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		TTL 1	1	-		
TTL_466	Podkładka antymigracyjna na stół		TTL 1	1	-		
Przechowywanie							
TTL_501	Torba		TTL 1	1	-		
TTL_505	Kosz pod siedzisko		TTL 1	1	-		
TTL_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego		TTL 1	1	-		
TTL_509	Organizer		TTL 1	1	-		
TTL_512	Plecak FLASH		TTL 1	1	-		
TTL_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		TTL 1	1	-		
TTL_514	Torba Flex Bag		TTL 1	1	-		
TTL_516	Plecak NORDIC		TTL 1	1	-		

***** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż regulowanego klina międzyudowego.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów