


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		
			ZEBRA INVENTO™

Rozmiar	Kolor tapicerki oddychającej ATMO™	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1	 GRASS		☐
Rozmiar 2	 RED		☐
Rozmiar 3	 GREY		☐

Miejsce na adnotację Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	70 - 100	80 - 130	90 - 150
A	Szerokość siedziska	[cm]	34	38	50
A ₁	Szerokość siedziska - z pelotami	[cm]	14 - 22	18 - 26	29 - 36
L	Głębokość siedziska	[cm]	15 - 24	18 - 30	18 - 37
C	Wysokość oparcia z zagłówkiem	[cm]	36 - 61	42 - 67	50 - 75
C ₁	Wysokość oparcia bez zagłówka	[cm]	26 - 36	32 - 42	40 - 50
E	Szerokość oparcia	[cm]	35	40	48
E ₁	Szerokość oparcia - z pelotami	[cm]	13 - 23	18 - 30	27 - 36
F	Długość podnóżków	[cm]	14 - 32	15 - 37	15 - 45
L ₁	Głębokość siedziska do klina	[cm]	5 - 18	5 - 20	5 - 30
	Długość stopki	[cm]	16	19	23
	Kąt pochylenia siedziska	[°]	-20 - +25	-20 - +25	-20 - +25
	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	Kąt pochylenia podnóżków	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	Max. waga użytkownika	[kg]	25	45	60
Wymiary i waga sprzętu					
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	
Szerokość	[cm]	48	56	60	
Długość	[cm]	72	100	105	
Wysokość	[cm]	80	95	117	
Waga	[kg]	20	23	32	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wypożyczenie standardowe



Wypożyczenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Stelaż z kołami wyposażonymi w hamulce	☒
Stopki z bandami oraz paskami stabilizującymi stopy	☒
Regulowane podnóżki	☒
Funkcja kubelkowa regulowana za pomocą stopki i sprężyny gazowej	☒
Siedzisko z regulacją głębokości	☒
Podziałka wskazująca kąt pochylenia siedziska	☒
Regulowane peloty biodrowe	☒
Regulowane podłokietniki z osłonkami	☒
Regulowany klin międzyudowy	☒
Regulowane peloty piersiowe	☒
Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾	☒
Regulowane oparcie	☒
Zaglówek HexagonPro™	☒
Dodatkowe poduszki wypełniające	☒
Tapicerka ATMO™: roz. 1 - GRASS, roz. 2 - RED, roz. 3 - GREY	☒



⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Ilość	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
ZBI_003	Miękka osłona na stolik		ZBI 1 2	1	-		☐
			ZBI 3				☐
Stabilizacja							
ZBI_101	Pasy odwodzące uda		ZBI 1 2 3	1	-		☐
ZBI_103	Stopki z regulacją 3D ^(U)		ZBI 1 2 3	1 komplet	Zamiast		☐
ZBI_106	Poduszki podparcia łydek		ZBI 1 2 3	2	-		☐
ZBI_107	Pas biodrowy		ZBI 1 2 3	1	-		☐
ZBI_114	Kamizelka H ^(U)		ZBI 1 2 3	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
ZBI_123	Zagłówek ze zwiększonym obwodem		ZBI 1 2 3	1	Zamiast		☐
ZBI_168	Zagłówek VisoPro™ z dynamicznym pasem podtrzymującym głowę		ZBI 1 2 3	1	-		☐
ZBI_178	Dynamiczny pas podtrzymujący głowę		ZBI 1 2 3	1	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.


(U) W przypadku zastosowania Stopki 3D maksymalny wzrost dziecka należy pomniejszyć o 6 cm. Patrz tabela rozmiarowa.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

ZBL_180/1	Pelota barkowa		ZBI 1	 wpisz ilość	-		
ZBL_180/2			ZBI 2				
ZBL_180/3			ZBI 3				
Komfort							
ZBL_403	Stolik z rantem		ZBI 1 2	1	-		
			ZBI 3				
ZBL_410	Pokrowiec na zagłówek ze zwiększonym obwodem - czarny (do wyczerpania zapasów)		ZBI 1 2 3	1	-		
ZBL_431/1	Rączka do prowadzenia		ZBI 1 2 3	1	Wysokość 1 cm od oparcia		
ZBL_431/2					Wysokość 19 cm od oparcia		
ZBL_431/3					Wysokość 31 cm od oparcia		
ZBL_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)***		ZBI 1 2 3	1	-		
Przechowywanie							
ZBL_507	Pokrowiec na butlę tlenową		ZBI 1 2 3	1	-		
Tapicerka dodatkowa							
ZBL_720	Tapicerka ATMO™	 SEA	ZBI 1	1	zamiast		
		 RED					
		 SEA	ZBI 2				
		 GRASS					
		 SEA	ZBI 3				
		 RED					

*** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż klina międzyudowego.

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów