

Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



☐ **P130C.00:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐ **P131B.01:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Cena wersji standardowej:

- ☐ 9106404 wózek w wersji standard z akumulatorami żelowymi; obudowa biała
- ☐ 9106414 wózek w wersji standard z akumulatorami litowo-jonowymi; obudowa biała
- ☐ 9106424 wózek w wersji "UP" z windą (+10cm) z akumulatorami żelowymi; obudowa biała
- ☐ 9106434 wózek w wersji "UP" z windą (+10cm) z akumulatorami litowo-jonowymi; obudowa biała

Standardowe wyposażenie wózka



prędkość 6 km/h; silnik 200W
 zasięg do 17km w zależności od akumulatorów; waga użytkownika do 120kg
 akumulatory: żelowe 14Ah, litowo-jonowe 20,8Ah; ładowarka 2A
 szerokość siedziska 47cm; możliwość rozsunięcia podłokietników w zakresie 47-57cm
 głębokość siedziska 40cm; wysokość oparcia pleców 40cm
 regulowane na wysokość podłokietniki, odchylane; siedzisko obrotowe- wyjmowane
 uchwyt joysticka z regulacją długości, montaż na prawą lub lewą rękę
 wysokość siedziska regulowana od platformy stóp 37-45cm; w opcji z windą minimalna wysokość siedziska 45cm
 długość całkowita 76cm; szerokość całkowita wózka 58cm
 koła przednie średnica 11cm; koła tylne średnica 22cm;
 dodatkowe centralne i amortyzowane koło podporowe
 promień skrętu 50cm; prześwit 5cm

- ☐ 1081860 koła przednie oraz tylne koła centralne z miękkiej gumy; wydłużony czas realizacji zamówienia 350,00
- ☐ 1083217 koszyk na zakupy z uchwytem; montaż z tyłu siedziska 150,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie
realizacji
zamówienia
wózka