

Ecobuggy
Lekki składany wózek dziecięcy



Standardowe wyposażenie

- * Lekki składany wózek
- * Tapicerka siedziska i oparcia
- * Podnóżek z regulacją wysokości, rozdzielany na 2 odchylane płytki
- * Podwójne koła przednie z blokadą skrętu
- * Hamulce kół tylnych
- * Pas biodrowy
- * Składana torba

Dane techniczne: szerokość siedziska 35 cm, głębokość siedziska 30 cm, wysokość oparcia 55 cm, długość podudzia 20 - 34 cm, maksymalne obciążenie 50 kg, waga wózka 9 kg wyposażenia standardowego; max dł podudzia wymaga regulacji kółprzodnich

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
			
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 01.12.2023 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Eco-buggy		Cena z VAT
HR32100001-011	☐ Eco-buggy	
	Kolor ramy "anthracite metallic"	
	Kolor tapicerki niebieski	
Akcesoria		
HR32070020-343	☐ Wyścielenie siedziska, kolor coro blue	
HR32102300	☐ Pas pięciopunktowy, tylko możliwy w połączeniu z wyścieleniem podstawowym	
HR32102200	☐ Daszek przeciwsłoneczny	
HR16001102	☐ "Techno" buggy board	
HR32135300-343	☐ Wyścielenie siedziska podstawowe, kolor coro blue	
HR32070060-031	☐ zagłówek wyścielany rozm 1, nie możliwy z wyścieleniami siedziska	

Dane techniczne:

Rozmiar po złożeniu (LxWxH) 1150 x 420 x 290 mm

Regulacja kąta oparcia 90° do 110°



Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.