



BINGO Evolution wózek rehabilitacyjny dziecięcy

Rozmiar 2 dla dzieci w wieku 4 - 10 lat

Crash test zgodny z ISO 7176-19 i ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Formularz zamówieniowy w PLZ (ceny brutto) ważny od 01.05.2023

Release date 05/2023

☐ Oferta

☐ Zamówienie

Zamówienie numer

Data

Dane do rachunku

Firma

Numer kontrahenta

Ulica

Kod Miasto

E-Mail

Telefon

Fax

Adres dostawy

Firma / Osoba

Ulica

Kod Miasto



Podstawowe dane

Podstawa jezdna

- Składana podstawa
- Regulacja kąta siedziska 45°
- Siedzisko regulowane i odpinane

Siedzisko

- IUS – Tapicerka dopasowana do siedziska
- Głębokość siedziska 22 - 40 cm
- Szerokość siedziska 23 - 35 cm
- Regulacja podnóżka 16 - 40 cm
- Wysokość oparcia 54 - 75 cm *
- Regulacja kąta oparcia 90° - 160°
- regulowane peloty biodrowe
- Regulacja kąta płyty podnóżka
- Maksymalny udźwig 50 kg

*- przy wysokości oparcia powyżej 65 cm zalecany jest długi uchwyt do p

Kolorystyka (Bez tych informacji twoje zamówienie nie może być zrealizowane)

Kolor ramy:

☐ Czarny mat 032

☐ Srebrny 002

Tapicerka:

☐ Czarny 346

☐ Jeżyna 347

z akcesoriami w kolorze czarnym

☐ Szary 348

☐ Turkus 349

Tapicerka:

z akcesoriami w kolorze czarnym

☐ Jeżyna / Czarny 350

☐ Szary / Czarny 351

☐ Turkus / Czarny 352

Głębokość siedziska:

(22 - 40 cm)

Wymiary

Podstawowe wyposażenie - siedzisko

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLN
	☐ 3234-2000		BINGO Evolution siedzisko, rozmiar 2	1 szt.	
z	☐ 3233-2900		Peloty biodrowe niskie, wlk. 2, szer. i głęb. ustawienia regulow	1 para	0,00
			* minimalna szerokość siedziska 25 cm		
lub	☐ 3233-2600		Peloty biodrowe duże, wlk 2, szer. i głęb. regulowane wyjmowane	1 para	500,00
z	☐ 3233-5100		Tapicerka, wlk 2, adaptacyjna (IUS)	1 kpl	0,00
	☐ 3234-5190	-	Płyta pod łydki z piankową wkładką	1 kpl	230,00
z	☐ 3234-2500		Podnózek pod kotem 90°	1 szt.	0,00
lub	☐ 3234-2402		Podnózek z regulacją kąta 85-170° *	1 szt.	500,00
			* minimalna długość podudzia 19 cm		
lub	☐ 3232-2504		Podnózek pod kotem 90°(krótki) ze wspornikiem i blokadą płyty por	1 szt.	585,00
lub	☐ 3232-2404		Podnózek z regulacją kąta 85-170°(krótki) ze wspornikiem i blokadą płyty podnóżka *	1 szt.	1080,00
			* obniżona długość podudzia 15-36 cm		
z	☐ 3231-249x	-	Płyta podnóżka, szerokość: ☐ 3=31, ☐ 4=33, ☐ 5=35 (cm)	1 szt.	0,00
lub	☐ 3233-2551		Płyta podnóżka z krawędziami bocznymi, szer. ok. 35 cm	1 szt.	50,00
lub	☐ 3233-2552	015	Aluminiowa płyta podnóżka z krawędziami bocznymi wik. 2	1 szt.	165,00
	☐ 3240-2950	-	Płyta podnóżka składana z blokadą	1 szt.	575,00
z	☐ SA-0430		Wzmocniony stalowy łącznik płyty podnóżka (+ około 0,3 kg)	1 szt.	0,00

Akcesoria - siedziska:

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLN
	☐ 3233-7600		Zaglówek niska wersja rozm 2	1 kpl	940,00
	☐ 3203-7600		Zaglówek, rozm 2	1 kpl	1100,00
	☐ 3203-7601		Zaglówek z wyścieleniem z materiału spacer, rozm. 2	1 kpl	1160,00
	☐ 3233-6900		Anatomiczne wsparcie odcinka szyjnego z kompensacją długości	1 kpl	1435,00
	☐ 3233-7700		Peloty piersiowe, wlk 2, regulowane (10 x 12 x 2 cm)	1 para	1410,00
	☐ 3234-7700		Peloty piersiowe, wlk 3, regulowane (12 x 13 x 2 cm)	1 para	1445,00
	☐ 3201-6100	-	Pas biodrowy	1 szt.	400,00
	☐ 3231-6702	-	Pas biodrowy 4-punktowy, rozm. S (dla szer. siedziska 22 - 30	1 szt.	880,00
	☐ 3231-6703	-	Pas biodrowy 4-punktowy, rozm. M (dla szer. siedziska 28 - 36	1 szt.	880,00
	☐ 3201-6200		Pas pięciopunktowy	1 szt.	680,00
	☐ 3201-6300	-	Pasy na stopy	1 para	175,00
	☐ 3203-6400	-	Strzemiona na stopy, rozm 2	1 para	820,00
	☐ 3233-5300		Spodenki siedzeniowe, rozm 2	1 szt.	675,00
	☐ 3201-5500		Kamizelka stabilizująca, rozm 2	1 szt.	700,00
	☐ 3203-5400		Kamizelka stabilizująca, rozm 3	1 szt.	715,00
	☐ 3201-5700		Pelota piersiowo - barkowa, rozm 2	1 szt.	645,00
	☐ 3203-5600		Pelota piersiowo - barkowa, rozm 3	1 szt.	665,00
	☐ 3231-7900		Klin, rozm 2, odchylany i odpinany (dł.11 szer 8 wys 10 cm)	1 szt.	990,00
	☐ 3231-7901		Klin, rozm 2, przykręcany (dł.11 szer 8 wys 10 cm)	1 szt.	555,00
	☐ 3233-7800		Klin, rozm 3, odchylany i odpinany (dł.13 szer 9 wys 11 cm)	1 szt.	1000,00
	☐ 3233-7801		Klin, rozm 3, przykręcany (dł.13 szer 9 wys 11 cm)	1 szt.	565,00
	☐ 3232-2203	032	Adapter do zamocowania stolika lub pałąka	1 para	220,00
	☐ 3233-8100		Pałąk / barierka z tapicerką, rozm 2 ¹⁾	1 szt.	445,00
	☐ 3233-8200	-	Stolik, rozm 2 przeźroczysty ^{1) 2) 3)}	1 szt.	1770,00
	☐ 3233-8202	-	Stolik, rozm 2 przeźroczysty z regulacją wysokości ^{1) 2)}	1 szt.	2050,00
	☐ 3233-8201	-	Stolik, rozm 2 szary ^{1) 2) 3)}	1 szt.	1265,00
	☐ 3233-8203	-	Stolik, rozm 2 szary z regulacją wysokości ^{1) 2)}	1 szt.	1540,00
	1) konieczny adapter 3231-2201; 2) możliwość zamontowania tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku				
	3) nie zalecany z pelotami biodrowymi wysokimi, proszę wybrać stolik z regulacją wysokości				
	☐ 3201-8400	323	Śpiwór zimowy, rozm 2 (czarny)	1 szt.	1380,00
	☐ 3203-8300	323	Śpiwór zimowy, rozm 3 (czarny)	1 szt.	1470,00
	☐ 7000-0019	-	Kożuch wyścielenie do śpiwora, rozm 2	1 szt.	1100,00
	☐ 7000-0020	-	Kożuch wyścielenie do śpiwora, rozm 3	1 szt.	1345,00
	☐ 3203-9200	323	Peleryna przeciwdeszczowa, rozm 2 (stalowo szary)	1 szt.	280,00
	☐ 3201-9300	323	Daszek z osłoną przeciwdeszczową i adapterem (czarny)	1 szt.	1195,00

Akcesoria - podstawy pokojowe siedziska:

☐	3003-0010	032	BASIC podstawa pokojowa, rozm 2, z kołami 75 mm	1 szt.	3800,00
☐	3003-0011	032	BASIC podstawa pokojowa, rozm 2, z kołami 125 mm	1 szt.	4700,00
☐	3002-9500-022		Panele boczne w standardowym kolorze białym		
☐	3002-9500-		Panele boczne pasujące do koloru tapicerki		
☐	3002-9500-032		Panele boczne czarne		
☐	3002-5400		Rączki do podstawy pokojowej BASIC	1 szt.	570,00
☐	3005-0000	032	COBRA podstawa pokojowa, rozm 2, z kołami 75 mm	1 szt.	6300,00
☐	3005-0001	032	COBRA podstawa pokojowa, rozm 2, z kołami 125 mm	1 szt.	7200,00

Sprężyna dla obciążenia: ☐ do 20kg, ☐ do 35kg, ☐ do 50kg

Podstawowe wyposażenie - podstawa jezdna przednie koła skretne

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐	3234-1000	BINGO Evolution podstawa jezdna, włk 2, przednie koła skrę1	1 szt.	5600,00
	☐	3239-1000	)	1 szt.	6150,00
z	☐	1281-0027	Plastikowe widelce kół przednich	1 kpl	0,00
	☐	3202-7100	Blokada skre1tu do plastikowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
lub	☐	1281-0028	Aluminiowe widelce kół przednich	1 kpl	245,00
	☐	3232-7100	Blokada skre1tu do aluminiowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
	☐	SA-0042/1-MP	Długi uchwyt do pchania + 7 cm	1 szt.	410,00
z	☐	3231-1301	Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-7400	Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	1 kpl	1050,00
	☐	1131-9018-022	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9018-032	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9018-	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	1131-9019-022	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9019-032	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9019-	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
z	☐	1219-0004S	- Koła pompowane z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐	1219-0030	- Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	1470,00
lub	☐	1229-0004S	- Koła pełne poliuretan z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐	1229-0009	- Koła pełne poliuretan z 7 szprychowymi felgami <i>HOGGI</i>	1 kpl	0,00
lub	☐	1229-0030	- Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 set	1470,00
	☐	3231-7201	Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐	3233-9401	- Składana torba na zakupy, włk 2 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐	3233-9402	- Torba na zakupy, włk 2 (max. 8 kg) *	1 szt.	225,00

* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy

z	☐	3231-1501	Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-7300	- Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19	1 kpl	910,00

Podstawa jezdna CROSS z aluminiowymi widelcami kół przednich

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐	3234-1030	BINGO Evolution podstwa jezdna CROSS wlk 2	1 szt.	7250,00
	☐	3234-1030	BINGO Evolution CROSS wlk 2 z podstawą pod respirator (bez półki na respirator)	1 szt.	7800,00
z	☐	3231-1301	Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-7400	Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	1 kpl	1050,00
	☐	1131-9018-022	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9018-032	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9018-___	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	1131-9019-022	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9019-032	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9019-___	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
z	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
z	☐	1219-0050	- Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	0,00
lub	☐	1229-0050	- Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	0,00
	☐	3231-7201	Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐	3233-9401	- Składana torba na zakupy, wlk 2 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐	3233-9402	- Torba na zakupy, wlk 2 (max. 8 kg) *	1 szt.	225,00
* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
z	☐	3231-1501	Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-7300	Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19	1 kpl	910,00
z	☐	3232-7100	- Blokada skrótu do aluminiowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
z	☐	3234-7100	- Zabezpieczenia antywywrotne prawe i lewe *	1 kpl	1560,00

* nie możliwe w połączeniu z podstawą pod respirator

Podstawowe wyposażenie - podstawa jezdna przednie koła proste

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐	3233-1000	BINGO Evolution podstwa jezdna, wlk 2, przednie koła proste	1 szt.	5670,00
	☐	SA-0042/1-MP	Długi uchwyt do pchania + 7 cm	1 szt.	410,00
z	☐	3231-1301	Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-7400	Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	1 kpl	1050,00
	☐	1131-9018-022	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9018-032	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9018-___	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	1131-9019-022	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9019-032	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9019-___	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
z	☐	1219-0025S	- Koła pompowane z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐	1219-0026	- Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	1470,00
lub	☐	1229-0021S	- Koła pełne poliuretan z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐	1229-0029	- Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	1470,00
	☐	3231-7201	Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐	3233-9401	- Składana torba na zakupy, wlk 2 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐	3233-9402	- Torba na zakupy, wlk 2 (max. 8 kg) *	1 szt.	225,00
* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
z	☐	3231-1501	Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-7300	- Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19	1 kpl	910,00

Podstawowe wyposażenie - podstawa jezdna trzykołowa TRIKE

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐	3237-1000	BINGO Evolution mobility base TRIKE, size 2	1 szt.	6600,00
	☐	SA-0042/1-MP	Długi uchwyt do pchania + 7 cm	1 szt.	410,00
z	☐	3231-1301	Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐	3231-7400	Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	1 kpl	1050,00
	☐	1131-9018-022	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9018-032	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9018-___	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	1131-9019-022	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9019-032	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9019-___	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
	☐	3231-9500	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
z	☐	1219-0011S	- Koła pompowane z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
	☐	1219-0031	Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	1470,00
lub	☐	1229-0011S	- Koła pełne poliuretan z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
	☐	1229-0031	- Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	1470,00
	☐	3231-7201	Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐	3233-9401	- Składana torba na zakupy, włk 2 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐	3233-9402	- Torba na zakupy, włk 2 (max. 8 kg) *	1 szt.	225,00
* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
	☒	3231-1501	Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00

Akcesoria do podstaw jezdnych

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐	3202-7100	- Blokada skrętu do plastikowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
	☐	3232-7100	Blokada skrętu do aluminiowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
	☐	3231-7400E	- System amortyzujący, 4 stopniowa regulacja stary model	1 kpl	1240,00
	☐	1131-9018-022	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9018-032	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9018-___	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	1131-9019-022	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐	1131-9019-032	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Czarne)	1 kpl	
	☐	1131-9019-___	Sprężyny dla obciążenia powyżej 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐	3233-9402E	- Torba na zakupy, włk 2 (max. 8 kg) stary model	1 szt.	480,00
	☐	3231-7300E	- Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19	1 kpl	1330,00
	☐	3231-9500E	* Panele boczne dopasowane do koloru tapicerki lub ramy *	1 para	95,00
* proszę wpisać kod koloru tapicerki					
	☐	3233-2552E	015 Aluminiowa płyta podnóżka z krawędziami bocznymi wik. 2	1 szt.	780,00

Specjalne wyposażenie

Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
☐ 3204-4100	-	Półka pod dodatkowe wyposażenie (respirator), rozm 2 (tylko do podstawy 3239-1000)	1 szt.	1195,00
☐		Półka pod dodatkowe wyposażenie (respirator), rozm 2 Do podstawy BINGO CROSS (maks. udźwig 25 kg)	1 szt.	1865,00
☐ 3231-4200	-	Uchwyt do butli tlenowej (d=100 mm) dla butli do 75 cm *	1 szt.	1830,00
* montowane tylko po prawej stronie				
☐ SA-0225-MP		Regulowane uchwyty kątowe do wyprofilowanych jednostek tle	1 kpl	440,00
☐ 3231-4201		Uchwyt do butli tlenowej (d=100 mm) dla małej butli do 40 cm *	1 szt.	1830,00
* montowane tylko po prawej stronie				
☐ SA-0031-KP		Uchwyt na butle infuzyjną	1 szt.	740,00
☐ SA-0016/4-MP		Wzmocniona oś tylna do podstawy jezdnej max. udźwig 70 kg	1 kpl	1000,00
☐ SA-0298-MP		Podwyższony adapter zamocowania siedziska o 10 cm *	1 szt.	900,00
* tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy				
☐ SA-0321-MP		Elementy połączeniowe do 2 BINGO Evolution w tym blokada składu do tylnej podstawy *	1 kpl	4985,00
* możliwe tylko z 2 podstawami jednego rozmiaru				
możliwe w kombinacjach: 2 standardowych wielkości lub 2 podstawami Cross				
☐ SA-0441-MP		Elementy połączeniowe do wózka dziecięcego Cosiesin Model 1 + Air + / S4 Air + z podstawą BINGO Evolution 3234-1000 lub 3239-1000 z tyłu	1 kpl	3615,00

Dodatkowe wyposażenie

Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
☐ 7000-0010	-	Buggy-Board - deska na kółkach dla drugiego dziecka	1 szt.	670,00
☐ 7000-0012	306	Parasol przeciwsłoneczny czarny	1 szt.	240,00
☐ 7000-0006	-	System głośników, do zagłówka 3201-7601	1 kpl	490,00
☐ 7000-0058	306	Torba podręczna, czarna	1 szt.	830,00
☐ 7000-0199		"Cosies" rękawice termiczne dla osoby prowadzącej	1 kpl	280,00