



BINGO Evolution wózek rehabilitacyjny dziecięcy

Rozmiar **MINI** dla dzieci w wieku 1 - 3 lat

Crash test zgodny z ISO 7176-19 i ANSI/RESNA WC/Vol.1. - Section 19

Formularz zamówieniowy w PLZ (ceny brutto) ważny od 01.05.2023

Release date 05/2023

☐ Oferta

☐ Zamówienie

Zamówienie numer

Data

Dane do rachunku

Firma

Numer kontrahenta

Ulica

Kod Miasto

E-Mail

Telefon

Fax

Adres dostawy

Firma / Osoba

Ulica

Kod Miasto



Podstawa jezdna:

- Składana podstawa
- Regulacja kąta siedziska 45°
- Siedzisko regulowane i odpinane
- Maksymalny udźwig 60 kg

Siedzisko:

- IUS - Tapicerka dopasowana do siedziska
- Głębokość siedziska 12 - 27 cm
- Szerokość siedziska 13 - 25 cm
- Regulacja podnóżka 16 - 34 cm
- Wysokość oparcia 37 - 51 cm
- Regulacja kąta oparcia 80° - 180°
- Regulowane peloty biodrowe
- Regulacja kąta płyty podnóżka
- Maksymalny udźwig 25 kg

Kolorystyka

Kolor ramy:

☐ Czarny mat **032**

Tapicerka:

☐ Czarny **346**

☐ Jeżyna **347**

☐ Szary **348**

z akcesoriami w kolorze czarnym

☐ Turkus **349**

Tapicerka:

z akcesoriami w kolorze czarnym

☐ Jeżyna / Czarny **350**

☐ Szary / Czarny **351**

☐ Turkus / Czarny **352**

Głębokość siedziska:

(12 -27 cm)

Wymiary

Wysokość oparcia:  (37 - 51 cm)

Długość podudzia:  (16 - 34 cm)

Podstawowe wyposażenie - siedzisko

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐ 3230-2000	032	BINGO Evolution siedzisko MINI	1 szt.	
z	☐ 3230-2900		Peloty biodrowe niskie, szer. i głęb. ustawienia regulowana	1 para	0,00
			* minimalna szerokość siedziska 16 cm		
lub	☐ 3230-2600		Peloty biodrowe wysokie, szer. i głęb. regulowane wyjmowane	(za dopłatą) 1 para	500,00
z	☐ 3230-5200		Tapicerka, włk 1, adaptacyjna (IUS)	1 kpl	0,00
	☐ 3230-5190	-	Płyta pod łydki z piankową wkładką	1 kpl	230,00
z	☐ 3231-249x	-	Płyta podnóżka, szerokość: ☐ 1=27, ☐ 2=29, ☐ 3=31 (cm)	1 szt.	0,00
lub	☐ 3231-2551	-	Płyta podnóżka z krawędziami bocznymi, szer. ok. 30 cm	(za dopłatą) 1 szt.	50,00
	☐ 3240-2950	-	Płyta podnóżka składana z blokadą	(za dopłatą) 1 szt.	575,00
z	☐ SA-0430	-	Wzmocniony stalowy łącznik płyty podnóżka (+ około 0,3 kg)	1 szt.	0,00

Akcesoria - siedziska:

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐ 3230-7601		Zagłówek niska wersja rozm 1	1 kpl	940,00
	☐ 3230-7602		Zagłówek z wyścieleniem spacer dostansowym do głośników, rozm. 1	1 kpl	1070,00
	☐ 3230-6900		Anatomiczne wsparcie odcinka szyjnego z kompensacją długości roz 1	1 kpl	1410,00
	☐ 3230-7700		Peloty piersiowe, włk 1, regulowane (8 x 10 x 2 cm)	1 para	1410,00
	☐ 3230-6100	-	Pas biodrowy Mini	1 szt.	400,00
	☐ 3231-6701	-	Pas biodrowy 4-punktowy, rozm. XS (dla szer. siedziska 18 - 24 cm)	1 szt.	880,00
	☐ 3230-6200		Pas pięciopunktowy Mini	1 szt.	680,00
	☐ 3201-6300		Pasy na stopy	1 para	175,00
	☐ 3201-6400		Strzemiona na stopy, rozm 1	1 para	790,00
	☐ 3230-5300		Spodenki siedzeniowe Mini	1 szt.	650,00
	☐ 3201-5800		Kamizelka stabilizująca, rozm 0	1 szt.	700,00
	☐ 3201-5400		Kamizelka stabilizująca, rozm 1	1 szt.	700,00
	☐ 3230-5600		Pelota piersiowo - barkowa, rozm 0	1 szt.	645,00
	☐ 3201-5600		Pelota piersiowo - barkowa, rozm 1	1 szt.	645,00
	☐ 3201-5700		Pelota piersiowo - barkowa, rozm 2	1 szt.	645,00
	☐ 3231-7800		Klin, rozm 1, odchylany i odpinany	1 szt.	990,00
	☐ 3231-7801		Klin, rozm 1, przykręcany	1 szt.	555,00
	☐ 3230-2201	032	Adapter do zamocowania stolika lub pałąka	1 para	220,00
	☐ 3230-8100	323	Pałąk / barierka z tapicerką, rozm 1 *	1 szt.	400,00
	☐ 3231-8200	-	Stolik, rozm 1 przeźroczysty ^{1) 2) 3)}	1 szt.	1770,00
	☐ 3231-8202	-	Stolik, rozm 1 przeźroczysty z regulacją wysokości ^{1) 2)}	1 szt.	2050,00
	☐ 3231-8201	-	Stolik, rozm 1 szary ^{1) 2) 3)}	1 szt.	1265,00
	☐ 3231-8203	-	Stolik, rozm 1 szary z regulacją wysokości ^{1) 2)}	1 szt.	1540,00
1) konieczny adapter 3231-2201; 2) możliwość zamontowania tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
3) nie zalecany z pelotami biodrowymi wysokimi, proszę wybrać stolik z regulacją wysokości					
	☐ 3230-8300	306	Śpiwór zimowy Mini czarny (szerokości siedziska do 20 cm)	1 szt.	1305,00
	☐ 3201-8300	306	Śpiwór zimowy, rozm 1 czarny (szerokość siedziska od 18 cm)	1 szt.	1305,00
	☐ 7000-0018	-	Kożuch wyścielenie do śpiwora, rozm 1	1 szt.	1000,00
	☐ 3201-9200	306	Peleryna przeciwdeszczowa, rozm 1 (czarna)	1 szt.	240,00
	☐ 3201-9300	306	Daszek z osłoną przeciwdeszczową i adapterem, czarny	1 szt.	1195,00
	☐ 3002-0012	032	BASIC podstawa pokojowa, rozm MINI, z kołami 75 mm	1 szt.	3800,00
	☐ 3002-0013	032	BASIC podstawa pokojowa, rozm MINI, z kołami 75 mm	1 szt.	4700,00
	☐ 3002-9500-022		Panele boczne w standardowym kolorze białym		
	☐ 3002-9500-___		Panele boczne pasujące do koloru tapicerki		
	☐ 3002-9500-032		Panele boczne czarne		
	☐ 3002-5400		Rączki do podstawy pokojowej BASIC	1 kpl.	570,00
	☐ 3004-0002	032	COBRA podstawa pokojowa Mini, z kołami 75 mm	1 szt.	6300,00
	☐ 3004-0003	032	COBRA podstawa pokojowa Mini, z kołami 125 mm	1 szt.	7200,00

Sprężyna dla obciążenia: ☐ do 20kg, ☐ do 35kg, ☐ do 50kg

Podstawowe wyposażenie - podstawa jezdna przednie koła skretne

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐ 3230-1000	032	BINGO Evolution podstwa jezdna Mini, przednie koła skretne	1 szt.	5950,00
	☐ 3238-1011	032	BINGO Evolution podstwa jezdna Mini, przednie koła skretne z podstawą pod respirator (bez półki pod respirator)	1 szt.	6500,00
z	☐ 1281-0027		Plastikowe widelce kół przednich	1 kpl	0,00
	☐ 3202-7100		Blokada skrętu do plastikowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
lub	☐ 1281-1028		Aluminiowe widelce kół przednich	1 kpl	245,00
	☐ 3232-7100		Blokada skrętu do aluminiowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
z	☐ 3231-1301		Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐ 3231-7400		Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	(za dopłatą) 1 kpl	1050,00
	☐ 1131-9017-022		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (Białe)	1 kpl	
	☐ 1131-9017-___		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐ 1131-9018-022		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐ 1131-9018-___		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐ 3231-9500		Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
	☐ 3231-9500	032	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
z	☐ 1219-0004S	-	Koła pompowane z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐ 1219-0030	-	Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	(za dopłatą) 1 kpl	1470,00
lub	☐ 1229-0004S	-	Koła pełne poliuretan z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐ 1229-0009	-	Koła pełne poliuretan z 7 szprychowymi felgami <i>HOGGI</i>	1 kpl	0,00
lub	☐ 1229-0030	-	Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	(za dopłatą) 1 kpl	1470,00
	☐ 3231-7201		Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐ 3231-9401	-	Składana torba na zakupy, wlk 1 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐ 3231-9402	-	Torba na zakupy, do MINI (max. 8 kg) *	(za dopłatą) 1 szt.	225,00
* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
z	☐ 3231-1501		Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00
lub	☐ 3231-7300	-	Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19 (od 12 kg wagi)	1 kpl	910,00
* możliwe tylko z pelotą piersiowo barkową lub kamizelką stabilizującą jako pomoc w pozycjonowaniu					

Podstawa jezdna CROSS z aluminiowymi widelcami kół przednich

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐ 3230-1030		BINGO Evolution podstwa jezdna CROSS MINI	1 szt.	7600,00
z	☐ 3231-1301		Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐ 3231-7400		Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	(za dopłatą) 1 kpl	1050,00
	☐ 1131-9017-022		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (Białe)	1 kpl	
	☐ 1131-9017-___		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐ 1131-9018-022		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
	☐ 1131-9018-___		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
z	☐ 3231-9500		Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
lub	☐ 3231-9500	032	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
lub	☐ 1219-0050	-	Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	0,00
lub	☐ 1229-0050	-	Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	1 kpl	0,00
	☐ 3231-7201		Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐ 3231-9401	-	Składana torba na zakupy, wlk 1 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐ 3230-9402	-	Torba na zakupy, do MINI (max. 8 kg) *	(za dopłatą) 1 szt.	225,00
* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
z	☐ 3230-1501		Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00
lub	☐ 3230-7300		Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19 (od 12 kg wagi)	1 kpl	910,00
* możliwe tylko z pelotą piersiowo barkową lub kamizelką stabilizującą jako pomoc w pozycjonowaniu					
z	☐ 3232-7100		Blokada skrętu do aluminiowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
z	☐ 3234-7100	-	Zabezpieczenia antywywrotne prawe i lewe *	(za dopłatą) 1 kpl	1560,00
* nie możliwe w połączeniu z podstawą pod respirator					

Podstawowe wyposażenie - podstawa jezdna przednie koła proste

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐ 3231-1011	032	BINGO Evolution podstawa jezdna Mini, przednie koła proste	1 szt.	6000,00
z	☐ 3231-1301		Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐ 3231-7400		Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	(za dopłatą) 1 kpl	1050,00
z	☐ 1131-9017-022		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (Białe)	1 kpl	
lub	☐ 1131-9017-___		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
z	☐ 1131-9018-022		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
lub	☐ 1131-9018-___		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐ 3231-9500		Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
	☐ 3231-9500	032	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
z	☐ 1219-0025S	-	Koła pompowane z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐ 1219-0029	-	Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	(za dopłatą) 1 kpl	1470,00
lub	☐ 1229-0021S	-	Koła pełne polyuretan z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐ 1229-0029	-	Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	(za dopłatą) 1 kpl	1470,00
	☐ 3231-7201		Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐ 3231-9401	-	Składana torba na zakupy, włk 1 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐ 3231-9402	-	Torba na zakupy do Mini (max. 8 kg) *	(za dopłatą) 1 szt.	225,00
* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
z	☐ 3231-1501		Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00
lub	☐ 3231-7300	-	Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19 (od 12 kg wagi)	1 kpl	910,00
* możliwe tylko z pelotą piersiowo barkową lub kamizelką stabilizującą jako pomoc w pozycjonowaniu					

Podstawowe wyposażenie - podstawa jezdna trzykołowa TRIKE

z/lub: Proszę wybrać jeden wariant!

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐ 3236-1011	032	BINGO Evolution podstawa jezdna, trzykołowa TRIKE MINI	1 szt.	6950,00
z	☐ 3231-1301		Rama bez systemu amortyzującego	1 kpl	0,00
lub	☐ 3231-7400		Rama z systemem amortyzującym, 4 stopniowa regulacja	(za dopłatą) 1 kpl	1050,00
z	☐ 1131-9017-022		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (Białe)	1 kpl	
lub	☐ 1131-9017-___		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
z	☐ 1131-9018-022		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	
lub	☐ 1131-9018-___		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐ 3231-9500		Panele boczne pasujące do koloru tapicerki, standard	1 kpl	0,00
	☐ 3231-9500	032	Panele boczne pasujące do koloru ramy	1 kpl	0,00
z	☐ 1219-0011S	-	Koła pompowane z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐ 1219-0031	-	Hamulce bębnowe z kołami pompowanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	(za dopłatą) 1 kpl	1470,00
lub	☐ 1229-0011S	-	Koła pełne polyuretan z 6 szprychowymi felgami	1 kpl	0,00
lub	☐ 1229-0031	-	Hamulce bębnowe z kołami lanymi (5 szprychowa czarna felga) z funkcją blokady	(za dopłatą) 1 kpl	1470,00
	☐ 3231-7201		Hamulec ręczny na dwie rece	1 kpl	1400,00
z	☐ 3231-9401	-	Składana torba na zakupy, włk 1 (max. 3 kg)	1 szt.	0,00
lub	☐ 3231-9402	-	Torba na zakupy do Mini (max. 8 kg) *	(za dopłatą) 1 szt.	225,00
* nie możliwe w połączeniu z zaczepami do zamocowania w samochodzie, tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy					
z	☒ 3231-1501		Bez zaczepów do zamocowania w samochodzie	1 kpl	0,00

Akcesoria do podstaw jezdnych

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
	☐ 3202-7100		Blokada skrętu do plastikowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
	☐ 3232-7100		Blokada skrętu do aluminiowych widelców kół przednich	1 kpl	500,00
	☐ 3231-7400E		System amortyzujący, 4 stopniowa regulacja stary model	1 kpl	1240,00
	☐ 1131-9017-022		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (Białe)	1 kpl	
	☐ 1131-9017-___		Sprężyny dla obciążenia do 15 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
	☐ 1131-9018-022		Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (Białe)	1 kpl	

☐	1131-9018-___	Sprężyny dla obciążenia do 25 kg (w kolorze tapicerki)	1 kpl	
☐	3231-9402E	- Torba na zakupy, włk 1 (max. 8 kg) stary model	1 szt.	480,00
☐	3231-7300E	- Zaczepy do zamocowania w samochodzie ISO 7176-19 (od 12 kg wagi)	1 kpl	1610,00
☐	3231-9500E	* Panele boczne dopasowane do koloru tapicerki lub ramy *	1 para	95,00

Specjalne wyposażenie

	Kod	Kolor		J.m.	Cena PLZ
☐	3202-4100		Półka pod dodatkowe wyposażenie (respirator), rozmiar 1 (tylko do podstawy 3238-1000)	1 szt.	1195,00
☐	3231-4200		Uchwyt do butli tlenowej (d=100 mm) dla butli do 75 cm *	1 szt.	1830,00
			* montowane tylko po prawej stronie		
☐	SA-0225-MP		Regulowane uchwyty kątowe do wyprofilowanych jednostek tlenowych	1 kpl	440,00
☐	3231-4201		Uchwyt do butli tlenowej (d=100 mm) dla małej butli do 40 cm *	1 szt.	1830,00
			* montowane tylko po prawej stronie		
☐	SA-0031-KP		Uchwyt na butle infuzyjną	1 szt.	740,00
☐	SA-0605-MP		Podwyższenie podnóżka od 2 do 6 cm	1 szt.	585,00
☐	SA-0016/3-MP		Wzmocniona oś tylna do podstawy jezdnej max. udźwig 70 kg	1 szt.	1000,00
☐	SA-0298-MP		Podwyższony adapter zamocowania siedziska o 10 cm *	1 kpl	900,00
			* tylko przy siedzisku odwróconym w kierunku jazdy		
☐	SA-0321-MP		Części połączeniowe do dwóch BINGO Evolution w tym blokady skłębny do tylnej podstawy *	1 kpl	4985,00
			* możliwe tylko z dwoma podstawami jednego rozmiaru		
☐	SA-0441-MP		Elementy połączeniowe do wózka dziecięcego Gesslein Model F4 Air + / S4 Air + z podstawą BINGO Evolution 3232-1000 lub 3238-1000 z tyłu	1 kpl	3615,00
			* niemożliwe w kombinacji z aluminiowymi widelcami kół przednich oraz z podstawami Cross		

Dodatkowe wyposażenie

	Kod	Kolor	Opis	J.m.	Cena PLZ
☐	7000-0010	-	Buggy-Board - deska na kółkach dla drugiego dziecka	1 szt.	670,00
☐	7000-0012	306	Parasol przeciwsłoneczny czarny	1 szt.	240,00
☐	7000-0006	-	System głośników, do zagłówek 3201-7601	1 kpl	490,00
☐	7000-0202	306	Torba podręczna, czarna	1 szt.	830,00
☐	7000-0199		"Cosies" rękawice termiczne dla osoby prowadzącej	1 kpl	280,00