


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej: 		
	Adres wysyłki: 		
	REHA SHIFT PRO™		
Rozmiar		Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1			☒
Kolor tapicerki COMFORT™			
LOFT	MOON	ALOE	
			
Miejsce na adnotacje Działu handlowego			

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	100 - 120
A	Szerokość siedziska (bez pelot biodrowych)	[cm]	33
A ₁	Rozstaw między pelotami biodrowymi	[cm]	17 - 28
B	Wysokość siedziska	[cm]	53
C	Wysokość oparcia	[cm]	52 - 58
C ₁	Wysokość pelot piersiowych	[cm]	22 - 25 min wysokość oparcia 28 - 31 max wysokość oparcia
C ₂	Wysokość podłokietników	[cm]	12 - 17
D	Głębokość siedziska	[cm]	28 - 33
D ₁	Głębokość siedziska do klina	[cm]	19 - 24
E	Szerokość oparcia	[cm]	34
E ₁	Rozstaw między pelotami piersiowymi	[cm]	16 - 22
G	Rozstaw między pelotami głowy	[cm]	12 - 20
F	Długość podnóżka	[cm]	15 - 31
F ₁	Długość platformy podnóżka	[cm]	22
F ₂	Kąt regulacji platformy podnóżka	[°]	-5 - 10
X	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 180
Y	Kąt pochylenia siedziska	[°]	10
Z	Kąt pochylenia podnóżka	[°]	90 - 180
	Max. waga użytkownika	[kg]	40
Wymiary i waga sprzętu			
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
Szerokość	[cm]	70	
Długość	[cm]	78	
Wysokość	[cm]	102 - 108	
Szerokość po złożeniu	[cm]	70	
Długość po złożeniu	[cm]	120	
Wysokość po złożeniu	[cm]	33	
Waga	[kg]	16,5	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wposażenie standardowe



- Regulowany stabilizator głowy
- Rączka do prowadzenia
- Tapicerka Comfort™: LOFT / MOON / ALOE
- Oparcie z regulacją kąta pochylenia
- Regulowane peloty piersiowe
- Barierka
- Podłokietniki
- Regulowany klin międzyudowy
- Pas biodrowy
- Regulowane peloty biodrowe
- Wypinane siedzisko
- Składana baza z możliwością wpinania i wypinania siedziska, wyposażona w koła skrętne z niezależnymi hamulcami oraz pasem zabezpieczającym
- Podnóżek z systemem płynnej, bezpunktowej regulacji wysokości z możliwością regulacji kąta pochylenia platformy podnóżka, wyposażony w 4-punktowe paski z bandami stabilizującymi stopy
- Kosz na zabawki

Wposażenie standardowe


Nazwa	Pole wyboru
Składana baza z możliwością wpinania i wypinania siedziska, wyposażona w koła skrętne z niezależnymi hamulcami oraz pasem zabezpieczającym	☒
Rączka do prowadzenia	☒
Wypinane siedzisko	☒
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	☒
Regulowany stabilizator głowy	☒
Regulowane peloty piersiowe	☒
Podłokietniki	☒
Regulowane peloty biodrowe	☒
Pas biodrowy	☒
Barierka	☒
Regulowany klin międzyudowy	☒
Podnóżek z systemem płynnej, bezpunktowej regulacji wysokości z możliwością regulacji kąta pochylenia platformy podnóżka, wyposażony w 4-punktowe paski z bandami stabilizującymi stopy	☒
Kosz na zabawki	☒
Tapicerka Comfort™: LOFT / MOON / ALOE	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Ilość	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Stabilizacja							
REHSTPRO_101	Pasy odwodzące uda		REHSTPRO 1	1	-		☐
REHSTPRO_114	Kamizelka H ⁽²⁾		REHSTPRO 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
REHSTPRO_130	Kamizelka 4-Punktowa ⁽²⁾		REHSTPRO 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
REHSTPRO_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 - 24, długość stopy 13 - 15 cm)		REHSTPRO 1	2	-		☐
REHSTPRO_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 - 27, długość stopy 15 - 17 cm)						☐
REHSTPRO_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 - 31, długość stopy 17 - 19,5 cm)						☐
REHSTPRO_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 - 35, długość stopy 19,5 - 22,5 cm)						☐
REHSTPRO_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 - 17 cm)***		REHSTPRO 1	1 komplet	-		☐
REHSTPRO_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 - 20 cm)***						☐
REHSTPRO_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 - 23,5 cm)***						☐
REHSTPRO_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 - 28 cm)***						☐
REHSTPRO_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 - 33 cm)***						☐
REHSTPRO_179	5-punktowe pasy bezpieczeństwa z osłoną		REHSTPRO 1	1	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

⁽²⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIĘDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Komfort							
REHSTPRO_403	Stolik z regulacją głębokości (kolor czarny)		REHSTPRO 1	1	-		
REHSTPRO_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)****		REHSTPRO 1	1	-		
REHSTPRO_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		REHSTPRO 1	1	-		
Tapicerka dodatkowa							
REHSTPRO_723	Tapicerka COMFORT™(1)	 ROSE	REHSTPRO 1	1	Zamiast		
					Dodatkowo		
		 SAND			Zamiast		
					Dodatkowo		
		 ONYX			Zamiast		
					Dodatkowo		

**** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.
 (1) CZAS OCZEKIWANIA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU - O SZCZEGÓŁY PYTAJ DZIAŁ HANDLOWY.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

