


Wersja: 03/06/2026

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	110
A	Szerokość siedziska z poduszkami	[cm]	18
A ₁	Szerokość siedziska bez poduszek	[cm]	28
B	Głębokość siedziska	[cm]	53
C	Wysokość zagłówka	[cm]	46 – 51
C ₁	Wysokość oparcia	[cm]	52
D	Głębokość siedziska	[cm]	28
D ₁	Głębokość siedziska do klina	[cm]	13 – 22
E	Szerokość oparcia z poduszkami	[cm]	19
E ₁	Szerokość oparcia bez poduszek	[cm]	29
F	Długość podnóżka	[cm]	15 – 32
F ₁	Długość stopki	[cm]	23
F ₂	Kąt pochylenia platformy podnóżka	[°]	-5 – 10
X	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90 – 180
Y	Kąt pochylenia siedziska	[°]	10
Z	Kąt pochylenia podnóżka	[°]	90 – 180
	Max. waga użytkownika	[kg]	40

Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 1
Szerokość	[cm]	70
Długość	[cm]	78
Wysokość	[cm]	101
Szerokość po złożeniu	[cm]	70
Długość po złożeniu	[cm]	118
Wysokość po złożeniu	[cm]	28
Waga	[kg]	12

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe


Nazwa	Pole wyboru
Składana baza z możliwością wpinania i wypinania siedziska, wyposażona w koła skrętne z niezależnymi hamulcami oraz pasem zabezpieczającym	☒
Wypinane siedzisko	☒
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	☒
Regulowany zagłówek	☒
Poduszki zawężająco - stabilizujące biodra i tułów	☒
Pas biodrowy	☒
Barierka	☒
Regulowany klin międzyudowy	☒
Podnóżek z systemem płynnej regulacji bezpunktowej, wyposażony w 4-punktowe paski z bandami stabilizującymi stopy	☒
Tapicerka Comfort™: LOFT / MOON / ALOE	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Ilość	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Stabilizacja							
REHST_101	Pasy odwodzące uda		REHST 1	1	-		☐
REHST_114	Kamizelka H ⁽²⁾		REHST 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
REHST_130	Kamizelka 4-Punktowa ⁽²⁾		REHST 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
REHST_160/1	Zaglówek Octagon™ (rozmiar 1 - szerokość 23 cm)		REHST 1	1	-		☐
REHST_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 - 24, długość stopy 13 - 15 cm)		REHST 1	2	-		☐
REHST_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 - 27, długość stopy 15 - 17 cm)						☐
REHST_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 - 31, długość stopy 17 - 19,5 cm)						☐
REHST_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 - 35, długość stopy 19,5 - 22,5 cm)						☐
REHST_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 - 17 cm)***		REHST 1	1 komplet	-		☐
REHST_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 - 20 cm)***						☐
REHST_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 - 23,5 cm)***						☐
REHST_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 - 28 cm)***						☐
REHST_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 - 33 cm)***						☐
REHST_179	5-punktowe pasy bezpieczeństwa z osłoną		REHST 1	1	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

⁽²⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Komfort							
REHST_403	Stolik z regulacją głębokości (kolor czarny)		REHST 1	1	-		☐
REHST_431	Rączka do prowadzenia		REHST 1	1	-		☐
REHST_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)****		REHST 1	1	-		☐
REHST_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		REHST 1	1	-		☐
Przechowywanie							
REHST_515	Kosz na zabawki		REHST 1	1	-		☐
Tapicerka dodatkowa							
REHST_723	Tapicerka COMFORT™(1)	 ROSE	REHST 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
		 SAND			Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
		 ONYX			Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐

**** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.

⁽¹⁾ CZAS OCZEKIWANIA MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU - O SZCZEGÓŁY PYTAJ DZIAŁ HANDLOWY.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

