

Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:			
	Adres wysyłki:		GLOXI®	


Rozmiar		Cena netto (PLN)*		Pole wyboru
Rozmiar 1				☒

Tapicerka oddychająca ATMO™		Tapicerka wodoodporna HYDRO™		
RED	SEA	DARK DENIM	DAISY	BLUE
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐

Miejsce na adnotację Działu handlowego				

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	100 – 140
A	Szerokość siedziska	[cm]	37
	Szerokość siedziska z osłonami bocznymi***	[cm]	34
	Szerokość siedziska z osłonami bocznymi i poduszkami zawężającymi siedzisko***	[cm]	28 (poduszki zawężające o 6 cm) 24 (poduszki zawężające o 10cm)
L	Głębokość siedziska (Przy poluzowanym pasie za oparciem)	[cm]	26, 36 (28, 38)
L ₁	Głębokość siedziska do klina (Przy poluzowanym pasie za oparciem)	[cm]	10, 12 – 16, 18 (12, 14 – 18, 20)
C	Wysokość oparcia	[cm]	65
	Wysokość zagłówka	[cm]	57, 62
	Wysokość pelot piersiowych***	[cm]	25 – 38
E	Szerokość oparcia	[cm]	33
	Szerokość między pelotami piersiowymi***	[cm]	17 - 25
F	Długość podnóżka	[cm]	16 - 36
	Kąt pochylenia platformy podnóżka	[°]	-5 - 10
	Długość platformy podnóżka	[cm]	21
X	Kąt pochylenia oparcia	[°]	105 - 120
Y	Kąt pochylenia siedziska	[°]	25
	Max. Waga użytkownika	[kg]	50
Wymiary i waga sprzętu			
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
Szerokość	[cm]	62	
Długość (uchwyt do prowadzenia w poziomie)	[cm]	121	
Wysokość (uchwyt do prowadzenia w poziomie)	[cm]	104	
Szerokość po złożeniu (z kołami)	[cm]	62	
Długość po złożeniu (z kołami)	[cm]	97	
Wysokość po złożeniu (z kołami)	[cm]	44	
Szerokość po złożeniu (koła zdemontowane****)	[cm]	51	
Długość po złożeniu (koła zdemontowane****)	[cm]	97	
Wysokość po złożeniu (koła zdemontowane****)	[cm]	42	
Waga	[kg]	15	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

*** Osłony boczne siedziska, poduszki zawężające siedzisko, peloty piersiowe nie są wyposażeniem standardowym wyrobu.

**** Koła zdemontowane wraz z osiami.

Wyposażenie standardowe



- Regulowany uchwyt do prowadzenia wózka
- Zagłówki
- Oparcie z regulacją kąta pochylenia
- Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów
- Barierka
- Oslony mechanizmu składania wózka
- Regulowany klin międzyudowy
- Siedzisko z regulacją głębokości
- Składany stelaż
- Oslona tydek
- Tapicerka HYDRO™: DARK DENIM, DAISY, BLUE lub tapicerka ATMO™: RED, SEA
- 2-punktowe paski stabilizujące stopy
- Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami: City / Comfort
- Podnóżek z płynną i bezpunktową regulacją wysokości i kątem pochylenia platformy
- Koła tylne z hamulcem centralnym
- Przednie koła skrętne z blokadą kierunku jazdy

Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż	☒
Oslony mechanizmu składania wózka	☒
Regulowany uchwyt do prowadzenia wózka	☒
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	☒
Siedzisko z regulacją głębokości	☒
Zagłówki	☒
Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów	☒
Barierka	☒
Oslona tydek	☒
Regulowany klin międzyudowy	☒
Podnóżek z płynną i bezpunktową regulacją wysokości i kątem pochylenia platformy	☒
2-punktowe paski stabilizujące stopy	☒
Koła tylne z hamulcem centralnym	☒
Przednie koła skrętne z blokadą kierunku jazdy	☒
Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami: City / Comfort	☒
Tapicerka HYDRO™: DARK DENIM, DAISY, BLUE lub tapicerka ATMO™: RED, SEA	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
GLX_001	Światła LED		GLX 1	2	-		☐
Stabilizacja							
GLX_101	Pasy odwodzące uda		GLX 1	1	-		☐
GLX_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		GLX 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
GLX_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		GLX 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
GLX_134	Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm ⁽²⁾		GLX 1	2	-		☐
GLX_135	Oslony boczne siedziska		GLX 1	2	-		☐
GLX_136	Pas udowy (do wyczerpania zapasów)		GLX 1	1	-		☐
GLX_137	Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm ⁽²⁾		GLX 1	2	-		☐
GLX_155	Peloty piersiowe		GLX 1	2	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽²⁾ MONTAŻ PODUSZEK ZAWĘŻAJĄCYCH SIEDZISKO WYMAGA ZAMONTOWANIA OSŁON BOCZNYCH SIEDZISKA (GLX_135), NIE BĘDĄCYCH WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM WYROBU.

GLX_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		GLX 1	2	-		
GLX_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
GLX_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
GLX_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						
GLX_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)*****		GLX 1	1 komplet	-		
GLX_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)*****						
GLX_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)*****						
GLX_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)*****						
GLX_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)*****						
GLX_171	Kamizelka AIR - damska ⁽¹⁾		XS	1	-		
			S				
			M				
GLX_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽¹⁾		S	1	-		
			M				
GLX_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽¹⁾		M	1	-		
			L				
			XL				
GLX_177	4-punktowe paski stabilizujące stopy		GLX 1	2	-		
GLX_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym*****		M	1	-		
			L				
			XL				

***** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.


***** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Komfort

GLX_402	Parasolka		GLX 1	1	-		
GLX_403	Stolik (kolor czarny)		GLX 1	1	-		
GLX_405	Daszek		GLX 1	1	-		
GLX_408	Ośłona przeciwdeszczowa ⁽³⁾		GLX 1	1	-		
GLX_409	Moskitiera ⁽³⁾		GLX 1	1	-		
GLX_411	Uchwyt na kubek		GLX 1	1	-		
GLX_415	Ośłony na koła tylne		GLX 1	2	-		
GLX_421	Poduszka siedziska z separatorem ud (do wyczerpania zapasów)		GLX 1	1	-		
GLX_442	Ośłony na koła przednie		GLX 1	2	-		
GLX_445	Śpiwór		GLX 1	1	-		

(3) MONTAŻ OŚŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ LUB MOSKITIERY WYMAGA ZAMONTOWANIA DASZKA (GLX_405), NIE BĘDĄCEGO WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM WYROBU.

GLX_452	Uchwyt na telefon		GLX 1	1	-		
GLX_466	Podkładka antymigracyjna na stół		GLX 1	1	-		
Przechowywanie							
GLX_501	Torba		GLX 1	1	-		
GLX_505	Kosz pod siedzisko		GLX 1	1	-		
GLX_509	Organizer		GLX 1	1	-		
GLX_512	Plecak FLASH		GLX 1	1	-		
GLX_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		GLX 1	1	-		
GLX_514	Torba Flex Bag		GLX 1	1	-		
GLX_516	Plecak NORDIC		GLX 1	1	-		

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

