


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		MAMALU LIGHT™

Rozmiar	Kolor tapicerki HYDRO™	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1			☒

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
FH	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 – 130
t	Szerokość siedziska	[cm]	37
t1	Szerokość siedziska z poduszkami stabilizacji bocznej	[cm]	31
BK	Głębokość siedziska	[cm]	22, 29
s	Szerokość oparcia	[cm]	37
s1	Szerokość oparcia z poduszkami stabilizacji bocznej	[cm]	31
h	Wysokość oparcia	[cm]	57
KH	Wysokość zagłówka	[cm]	42 – 57
FK	Odległość podnóżka od siedziska	[cm]	15, 22, 30, 41
p	Długość platformy podnóżka	[cm]	15
e	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	11
α1	Kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	100
α2	Kąt pochylenia siedziska	[°]	23
	Max. Waga użytkownika	[kg]	50
BA	Głębokość siedziska do klina	[cm]	9, 13
α3	Kąt pochylenia podnóżka	[°]	~115
Wymiary i waga sprzętu			
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
Szerokość	[cm]	61	
Szerokość po złożeniu	[cm]	32	
Długość	[cm]	87 – 102	
Długość po złożeniu	[cm]	121	
Wysokość	[cm]	111	
Wysokość po złożeniu	[cm]	32	
Waga	[kg]	9,5	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż	☒
Uchwyty do prowadzenia wózka	☒
Klips zabezpieczający złożony wózek	☒
Uchwyt do przenoszenia złożonego wózka	☒
Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów	☒
Siedzisko z regulacją głębokości	☒
Podnózek	☒
Koła tylne	☒
Hamulce kół tylnych z regulowaną siłą docisku	☒
Przednie koła skrętne z blokadą kierunku jazdy	☒
Tapicerka Hydro™	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
MMLLT_001	Światła LED		MMLLT 1	2	-		☐
MMLLT_013	Barierka ⁽⁴⁾		MMLLT 1	1	-		☐
Stabilizacja							
MMLLT_101	Pasy odwodzące uda		MMLLT 1	1	-		☐
MMLLT_104	Regulowany zagłówek		MMLLT 1	1	-		☐
MMLLT_113	Pas stabilizujący tułów		MMLLT 1	1	-		☐
MMLLT_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		MMLLT 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
MMLLT_115	Ośłona łydek (do wyczerpania zapasów)		MMLLT 1	1	-		☐
MMLLT_128	Regulowany klin międzyudowy		MMLLT 1	1	-		☐
MMLLT_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		MMLLT 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
MMLLT_148	Wysokie peloty sztywne tułowia		MMLLT 1	2	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽⁴⁾ BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU WYPOSAŻENIA.

MMLLT_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		MMLLT 1	2	-		☐
MMLLT_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						☐
MMLLT_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						☐
MMLLT_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						☐
MMLLT_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		MMLLT 1	1 komplet	-		☐
MMLLT_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)***						☐
MMLLT_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)***						☐
MMLLT_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						☐
MMLLT_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rom. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)***						☐
MMLLT_171	Kamizelka AIR - damska ⁽¹⁾		XS	1	-		☐
			S				☐
			M				☐
MMLLT_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽¹⁾		S	1	-		☐
			M				☐
MMLLT_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽¹⁾		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
MMLLT_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym****		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
Komfort							
MMLLT_402	Parasolka		MMLLT 1	1	-		☐
MMLLT_403	Stolik (kolor czarny) ⁽⁴⁾		MMLLT 1	1	-		☐

*** Ceny wyposażenia nie podlegają rabatowaniu.

**** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.


⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ, STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽⁴⁾ BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU WYPOSAŻENIA.

MMLLT_405	Daszek		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_408	Ośłona przeciwdeszczowa ⁽²⁾		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_409	Moskitiera ⁽²⁾		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_411	Uchwyt na kubek		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_417	Śpiwór zimowy z mufkami		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_445	Śpiwór		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_447	Mufki zimowe		MMLLT 1	2	-		
MMLLT_449	Tapicerka dwustronna bawełniano-zmywalna COMFORT™		MMLLT 1	1	 ROSE		
					 ONYX		
					 OCEAN		
					 SPACE		
					 LAVA		
					 MOON		
					 LILAC****		
					 RUBY (do wyczerpania zapasów)		

**** Czas oczekiwania na nakładkę w kolorze LILAC wynosi do 40 dni.

⁽²⁾ DO MONTAŻU OŚŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ ORAZ MOSKITIERY NIEZBĘDNE JEST ZAMONTOWANIE DASZKA MMLLT_405, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM.


MMLLT_451	Pokrowce na wysokie peloty sztywne tułowia		MMLLT 1	2	 ROSE		
					 ONYX		
					 OCEAN		
					 SPACE		
					 LAVA		
					 MOON		
					 LILAC*****		
					 RUBY (do wyczerpania zapasów)		
MMLLT_452	Uchwyt na telefon		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_466	Podkładka antymigracyjna na stół		MMLLT 1	1	-		
Przechowywanie							
MMLLT_501	Torba		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_505	Kosz pod siedzisko		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego		MMLLT 1	1	-		

***** CZAS OCZEKIWANIA NA NAKŁADKĘ W KOLORZE LILAC WYNOŚI DO 40 DNI.

***** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYDOWEGO.

MMLLT_509	Organizer		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_512	Plecak FLASH		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_514	Torba Flex Bag		MMLLT 1	1	-		
MMLLT_516	Plecak NORDIC		MMLLT 1	1	-		

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów