


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		
			MAMALU PRO™
Rozmiar	Kolor tapicerek COMFORT™	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1			☒
Miejsce na adnotacje Działu handlowego			

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
FH	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 – 130
t	Szerokość siedziska	[cm]	37
t1	Szerokość siedziska z poduszkami stabilizacji bocznej	[cm]	30
BK	Głębokość siedziska	[cm]	26, 33
s	Szerokość oparcia	[cm]	37
s1	Szerokość oparcia z poduszkami stabilizacji bocznej	[cm]	30
h	Wysokość oparcia	[cm]	58
KH	Wysokość zagłówka	[cm]	43 – 58
FK	Odległość podnóżka od siedziska	[cm]	12, 21, 29, 40
p	Długość platformy podnóżka	[cm]	15
e	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	93 – 112
α1	Kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	90 – 105
α2	Kąt pochylenia siedziska	[°]	23
	Max. Waga użytkownika	[kg]	50
Wymiary i waga sprzętu			
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
Szerokość	[cm]	61	
Szerokość po złożeniu	[cm]	32	
Długość	[cm]	93 – 113	
Długość po złożeniu	[cm]	122	
Wysokość	[cm]	105 – 112	
Wysokość po złożeniu	[cm]	29	
Waga	[kg]	13	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż z regulacją głębokości siedziska	☒
Rączki do prowadzenia wózka	☒
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	☒
Obrotowe, przednie koła pełne z blokadą kierunku jazdy	☒
Tylne koła pełne z niezależnymi hamulcami	☒
5-punktowe pasy bezpieczeństwa	☒
Regulowany podnóżek	☒
Uchwyt do przenoszenia wózka złożonego	☒
Tapicerka COMFORT™ osłaniająca boki	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
MMLPRO_001	Światła LED		MMLPRO 1	2	-		☐
MMLPRO_013	Barierka ⁽⁴⁾		MMLPRO 1	1	-		☐
Stabilizacja							
MMLPRO_101	Pasy odwodzące uda		MMLPRO 1	1	-		☐
MMLPRO_104	Regulowany zagłówek		MMLPRO 1	1	-		☐
MMLPRO_113	Pas stabilizujący tułów		MMLPRO 1	1	-		☐
MMLPRO_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		MMLPRO 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
MMLPRO_115	Ośłona łydek (do wyczerpania zapasów)		MMLPRO 1	1	-		☐
MMLPRO_128	Regulowany klin międzyudowy		MMLPRO 1	1	-		☐
MMLPRO_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		MMLPRO 1	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
MMLPRO_134	Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm (do wyczerpania zapasów)		MMLPRO 1	2	-		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽⁴⁾ BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU WYPOSAŻENIA.

MMLPRO_137	Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm (do wyczerpania zapasów)		MMLPRO 1	2	-		
MMLPRO_148	Wysokie peloty sztywne tułowia		MMLPRO 1	2	-		
MMLPRO_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		MMLPRO 1	2	-		
MMLPRO_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
MMLPRO_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
MMLPRO_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						
MMLPRO_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		MMLPRO 1	1 komplet	-		
MMLPRO_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)***						
MMLPRO_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)***						
MMLPRO_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						
MMLPRO_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)***						
MMLPRO_171	Kamizelka AIR - damska ⁽¹⁾		XS	1	-		
			S				
			M				
MMLPRO_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽¹⁾		S	1	-		
			M				
MMLPRO_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽¹⁾		M	1	-		
			L				
			XL				
MMLPRO_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym****		M	1	-		
			L				
			XL				

*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.


**** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Komfort							
MMLPRO_402	Parasolka		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_403	Stolik (kolor czarny) ⁽⁴⁾		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_405	Daszek		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_408	Ośłona przeciwdeszczowa ⁽²⁾		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_409	Moskitiera ⁽²⁾		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_411	Uchwyt na kubek		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_417	Śpiwór zimowy z mufkami		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_419	Poduszka siedziska - profilowane uda (do wyczerpania zapasów)		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_421	Poduszka siedziska z separatorem ud (do wyczerpania zapasów)		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_445	Śpiwór		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_447	Mufki zimowe		MMLPRO 1	2	-		

(2) DO MONTAŻU OSŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ ORAZ MOSKITIERY NIEZBĘDNE JEST ZAMONTOWANIE DASZKA MMLPRO_405, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM.

(4) BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU WYPOSAŻENIA.

MMLPRO_452	Uchwyt na telefon		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_462	Daszek nieskładany - nowość		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_463	Nakładka MINKY		MMLPRO 1	1			
					ROSE		
							
					SPACE		
							
					LAVA		
							
					OCEAN		
							
					MOON		
							
					ONYX		
							
					LILAC*****		
MMLPRO_464	Osłona przeciwdeszczowa do daszka nieskładanego ⁽³⁾		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_465	Moskitiera do daszka nieskładanego ⁽³⁾		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		MMLPRO 1	1	-		


***** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYDOWEGO.

***** CZAS OCZEKIWANIA NA NAKŁADKĘ W KOLORZE LILAC WYNOŚI DO 40 DNI.

⁽³⁾ MMLPRO_464 ORAZ MMLPRO_465 SĄ KOMPATYBILNE WYŁĄCZNIE Z DASZKIEM NIESKŁADANYM - MMLPRO_462, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM.

Przechowywanie							
MMLPRO_501	Torba		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_505	Kosz pod siedzisko		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_509	Organizer		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_512	Plecak FLASH		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_514	Torba Flex Bag		MMLPRO 1	1	-		
MMLPRO_516	Plecak NORDIC		MMLPRO 1	1	-		

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów