

HIPPO+™ MAXI

Wózek specjalny inwalidzki



Innowacyjny wyrób medyczny z systemem płynnej regulacji bezpunktowej.

MD Wyrób medyczny klasy I

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Opis produktu

Wózek specjalny **HIPPO+**™ został wyposażony w wiele ciekawych i użytecznych rozwiązań. Idealnie nadaje się na długie spacer. Latem zapewni ochronę przed słońcem, a zimą osłoni przed wiatrem czy śniegiem.

Nowoczesna linia wózka **HIPPO+**™ sprawia, że wygląda on elegancko, zachowując przy tym wszystkie funkcje terapeutyczne, a zarazem w niczym nie przypomina wózka specjalnego.

Niezwykle przydatną funkcją wózka **HIPPO+**™ jest przekładane siedzisko. Dzięki temu mały użytkownik zyskuje możliwość obserwacji otoczenia (w przypadku ustawienia siedziska przodem do kierunku jazdy) bądź kontaktu wzrokowego z opiekunem (w przypadku ustawienia siedziska tyłem do kierunku jazdy).

Standardowo produkt wyposażony jest w wiele użytecznych akcesoriów jak na przykład pojemny kosz czy pokrowiec na nogi. Całość wykonano z doskonałej jakości materiałów, które gwarantują trwałość i niezawodność.

Dostępny w 2 rozmiarach. Szczególnie polecany dla najmłodszych.

Wskazania do stosowania

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.



Innowacyjny wyrób medyczny z systemem płynnej regulacji bezpunktowej.

Szczególne zalety



Płynna i bezpunktowa regulacja

Elementy wyrobu pracują między sobą ze zmniejszonym oporem.



Zwiększona wytrzymałość

Dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji, praca elementów jest o dużo sprawniejsza, co przekłada się na zminimalizowanie niepożądanych mikroruchów regulowanych elementów.



Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



Niska waga

Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów.

24⁺

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Cicha praca

Praca pomiędzy płynnie regulowanymi elementami jest znacznie cichsza w porównaniu do standardowych rozwiązań.



Przekładane siedzisko

Siedzisko możemy łatwo przestawić tak, aby dziecko było zwrócone twarzą do opiekuna lub do kierunku jazdy w zależności od potrzeb.



Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Elementy odbłaskowe

Wyrób posiada elementy odbłaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.



Pokrowiec w standardzie

Ciepły pokrowiec świetnie sprawdzi się podczas trudnych warunków atmosferycznych.



Płynna i bezpunktowa regulacja

Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji.



Przekładane siedzisko

Możliwość przełożenia siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy.



Stabilizacja

Odpowiednią stabilizację dziecka zapewnia bogate wyposażenie standardowe.

Wyposażenie standardowe



+ Osłona przeciwdeszczowa

+ Pokrowiec na nogi

Istotne pomiary

Rozmiary	Szerokość siedziska (z pelotami biodrowymi)	Głębokość siedziska	Szerokość oparcia	Wysokość oparcia	Kąt pochylenia oparcia	Długość podnóżka	Długość platformy podnóżka	Kąt pochylenia podnóżka
Rozmiar 1	30 (15 – 26)	24 cm	31 cm	40 cm	90 - 150°	14 - 26 cm	18 cm	90 - 180°
Rozmiar 2	34 (17 – 32)	28 cm	34 cm	52 cm	90 - 150°	17 - 29 cm	18 cm	90 - 180°

Rozmiar	Orientacyjny wzrost użytkownika**	Max. Waga użytkownika
Rozmiar 1	70 - 100 cm	25 kg
Rozmiar 2	90 - 120 cm	35 kg

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiar	Szerokość	Szerokość po złożeniu	Długość	Długość po złożeniu	Wysokość	Wysokość po złożeniu	Waga
Rozmiar 1	65 cm	65 cm	118 cm	102 cm	105 cm	56 cm	19 kg
Rozmiar 2	67,5 cm	67,5 cm	120 cm	102 cm	113 cm	56 cm	21 kg

* Wartość mierzona od poduszki zawężającej siedzisko.

**Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

