


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej:		
	Adres wysyłki:		ULISES EVO PRO™
Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru	
Rozmiar 1		☐	
Rozmiar 1a		☐	
Rozmiar 2		☐	
Rozmiar 2a		☐	
Rozmiar 3		☐	
Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™			
SPACE GRAY	NEPTUNE		
 ☐	 ☐		
Miejsce na adnotację Działu handlowego			

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 1a	Rozmiar 2	Rozmiar 2a	Rozmiar 3
FH	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	80 - 120	100 - 150	100 - 150	130 - 180	130 - 180
t	Szerokość siedziska bez stabilizacji bocznej	[cm]	31	31	37	37	43
t1	Szerokość siedziska z piankami stabilizacji bocznej	[cm]	25	25	27	27	33
t2	Szerokość siedziska na wysokości kolan	[cm]	26	26	32	32	38
BK	Głębokość siedziska	[cm]	21 - 30	29 - 37	29 - 37	35 - 45	35 - 45
k	Wysokość siedziska od podłoża***	[cm]	52 - 54	54 - 56	54 - 56	59 - 61	59 - 61
s	Szerokość oparcia bez stabilizacji bocznej	[cm]	28	28	34	34	40
s1	Szerokość oparcia z wkładkami stabilizacji bocznej	[cm]	25	25	28	28	34
s2	Szerokość oparcia z wkładkami i piankami stabilizacji bocznej****	[cm]	17	17	22	22	26
h	Wysokość oparcia bez przedłużenia oparcia	[cm]	52	59	59	66	66
h1	Wysokość oparcia z przedłużeniem oparcia	[cm]	63 - 68	70 - 75	70 - 75	77 - 82	78 - 83
KH	Wysokość zagłówka	[cm]	38 - 63	40 - 71	40 - 71	47 - 78	48 - 79
FK	Długość podnóżka	[cm]	19 - 27	23 - 35	23 - 35	26 - 41	26 - 41
p	Długość platformy podnóżka	[cm]	17	17	19	19	22
e	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	78 - 120	75 - 124	75 - 124	75 - 124	75 - 124
α1	Kąt pochyleń oparcia	[°]	90 - 150	90 - 150	90 - 150	90 - 150	90 - 150
α2	Kąt pochyleń siedziska	[°]	14	14	14	14	14
α3	Kąt pochyleń podnóżka	[°]	90 - 162	90 - 162	90 - 162	90 - 162	90 - 162
	Max. Waga użytkownika	[kg]	55	55	75	75	75
Pomiary dodatkowe							
KE	Wysokość podłokietników od siedziska	[cm]	21 - 33	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36
	Długość podłokietnika	[cm]	26	26	26	26	26
	Szerokość podłokietnika	[cm]	5	5	5	5	5
EE	Rozstaw między podłokietnikami	[cm]	25	25	31	31	37
KU	Wysokość „krótkiej” peloty piersiowej	[cm]	22 - 35	22 - 38	22 - 38	22 - 38	22 - 38
	Wysokość „długiej” peloty piersiowej	[cm]	22 - 35	22 - 38	22 - 38	22 - 38	22 - 38
	Wysokość „szerokiej” peloty piersiowej	[cm]	26 - 39	26 - 42	26 - 42	26 - 42	26 - 42
UU	Szerokość między pelotami piersiowymi	[cm]	9 - 19	15 - 25	15 - 25	21 - 31	21 - 31
Wymiary i waga sprzętu							
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 1a	Rozmiar 2	Rozmiar 2a	Rozmiar 3	
Szerokość*****	[cm]	58	58	64	64	70	
Szerokość po złożeniu*****	[cm]	58	58	64	64	70	
Długość	[cm]	80 - 134	82 - 155	85 - 155	96 - 178	99 - 178	
Długość po złożeniu	[cm]	98	104	104	116	116	
Wysokość	[cm]	100 - 120	101 - 124	101 - 124	104 - 131	104 - 131	
Wysokość po złożeniu	[cm]	41	43	45	45	46	
Waga	[kg]	20	20,5	21	23	24	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

UWAGA: W skrajnych położeniach rączki może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta położenia. W takich przypadkach należy unieść rączkę na czas jego regulacji.

UWAGA: Podłokietnik i pelota piersiowa montowana jest na tej samej szynie regulacji wysokości. Używanie obu akcesoriów jednocześnie, ogranicza podany zakres regulacji wysokości tych akcesoriów.

INFORMACJA: Pelota piersiowa „długa”, wymiary: długość=22cm, wysokość=11cm (blacha wys. 7 cm), Pelota piersiowa „krótka”, wymiary: długość=18cm, wysokość 11cm (blacha wys. 7 cm), Pelota piersiowa „szeroka”, wymiary: długość=16cm, wysokość=20cm (blacha wys. 15 cm).

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

*** Wysokość siedziska zależna jest od głębokości siedziska.

**** Pomiar dotyczy dolnego odcinka oparcia.

***** Dla wózka z hamulcem bębnowym szerokość zwiększa się o 3 cm.

Wyposażenie standardowe



- Regulowany zagłówek pełny
- Przedłużenie oparcia
- Oparcie
- Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka
- 5-punktowe pasy z regulacją wysokości montażu
- Oslony mechanizmu składania wózka
- Tapicerka HYDRO™ z systemem stabilizacji bocznej: SPACE GREY lub NEPTUN
- Składany stelaż
- Siedzisko z płynną i bezpunktową regulacją głębokości
- Zintegrowany hamulec kół tylnych z regulowaną siłą docisku
- Podnóżek z płynną i bezpunktową regulacją długości i kąta pochylenia z 4-punktowymi paskami stabilizującymi stopy
- Koła tylne pełne
- Koła przednie pełne skrętne

Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż	☒
5-punktowe pasy z regulacją wysokości montażu	☒
Podnóżek z płynną i bezpunktową regulacją długości i kąta pochylenia z 4-punktowymi paskami stabilizującymi stopy	☒
Koła: tylne pełne, przednie pełne skrętne	☒
Zintegrowany hamulec kół tylnych z regulowaną siłą docisku	☒
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	☒
Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka	☒
Przedłużenie oparcia	☒
Siedzisko z płynną i bezpunktową regulacją głębokości	☒
Regulowany zagłówek pełny	☒
Oslony mechanizmu składania wózka	☒
Tapicerka HYDRO™ z systemem stabilizacji bocznej: SPACE GREY lub NEPTUN	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Ilość	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
ULEPRO_001	Światła LED		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	2	-		☐
ULEPRO_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P ^{inf}		ULEPRO 3	1	-		☐
ULEPRO_013	Barierka ⁽¹⁰⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
Stabilizacja							
ULEPRO_101	Pasy odwodzące uda		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
ULEPRO_107	Pas biodrowy		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
ULEPRO_114	Kamizelka H ⁽⁷⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
ULEPRO_125	Kamizelka pełna 6-punktowa ⁽⁷⁾ (do wyczerpania zapasów)		S	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
			M		Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
			L		Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
			XL		Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

^{inf} PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.

⁽⁷⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽¹⁰⁾ NIE MOŻNA JEDNOCZEŚNIE ZAŁOŻYĆ STOLIKA I BARIERKI.

ULEPRO_128	Regulowany klin międzyudowy ⁽¹⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_130	Kamizelka 4-punktowa ⁽⁷⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	Zamiast		
					Dodatkowo		
ULEPRO_147	5-punktowe paski stabilizujące stopy (do wyczerpania zapasów)		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	2	Zamiast		
ULEPRO_155/1	Pelota piersiowa wąska - krótka ⁽²⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	 wpisz ilość	-		
ULEPRO_155/2	Pelota piersiowa wąska - długa ⁽²⁾			 wpisz ilość	-		
ULEPRO_155/3	Pelota piersiowa szeroka ⁽²⁾			 wpisz ilość	-		
ULEPRO_160/1	Anatomiczny zagłówek z podparciem głowy OCTAGON™		rozmiar 1 (szerokość 23 cm)	1	-		
ULEPRO_160/2			rozmiar 2 (szerokość 26 cm)				
ULEPRO_160/3			rozmiar 3 (szerokość 30 cm)				
ULEPRO_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	2	-		
ULEPRO_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
ULEPRO_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
ULEPRO_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						

(1) ELEMENT ULEPRO_128 (REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY) ORAZ PASY 5-PUNKTOWE (WYPOSAŻENIE STANDARDOWE) SĄ ELEMENTAMI, KTÓRE WZAJEMNIE SIĘ WYKLUCZAJĄ. W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KLINA, W STANDARDZIE ZAMIAST PASÓW 5-PUNKTOWYCH DODAWANA JEST KAMIZELKA H LUB KAMIZELKA 4-PUNKTOWA LUB ZA DOPŁATĄ 150 ZŁ KAMIZELKA PEŁNA 6-PUNKTOWA.

(2) PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM CELEM USTALENIA WERSJI POSIADANEGO WÓZKA. NIE WSZYSTKIE WERSJE WÓZKA SĄ KOMPATYBILNE Z WYPOSAŻENIEM ULEPRO_155.

(7) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

ULEPRO_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)*****		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1 komplet	-		
ULEPRO_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)*****						
ULEPRO_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)*****						
ULEPRO_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. L, obwód kostki 23 – 28 cm)*****						
ULEPRO_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (roz. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)*****						
ULEPRO_163/1	Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23) (roz. M)*****		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1 komplet	-		
ULEPRO_163/2	Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23) (roz. L)*****						
ULEPRO_170/1	Stabilizator miednicy (FP-16) (roz. S, szerokość miednicy 19 - 25 cm, głębokość 18 cm, wysokość 20 cm)***** ⁽⁸⁾ (do wyczerpania zapasów)		ULEPRO 1 1a	1	-		
ULEPRO_170/4	Stabilizator miednicy (FP-16) (roz. XL szerokość miednicy 38 - 45 cm, głębokość 30 cm, wysokość 27 cm)***** ⁽⁸⁾ (do wyczerpania zapasów)		ULEPRO 3				
DOSTĘPNA NOWA WERSJA STABILIZATORA MIEDNICY (FP-16) - PATRZ UŻYTECZNE AKCESORIA							
ULEPRO_171	Kamizelka AIR - damska ⁽⁷⁾		S	1	-		
			M				
			L				
			XL				
ULEPRO_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽⁷⁾		S	1	-		
			M				
			L				
			XL				
ULEPRO_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽⁷⁾		M	1	-		
			L				
			XL				

***** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

⁽⁷⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽⁸⁾ ROZMIAR SUGEROWANY. SZCZEGÓŁY OFERTY NA STRONIE WWW.FLEX-POINT.COM

ULEPRO_181	Kamizelka AIR - 6 punktowa ze stabilizatorem biodrowym*****		M	1	-		
			L				
			XL				
Komfort							
ULEPRO_402	Parasolka		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_403	Stolik (kolor czarny) ⁽¹⁰⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_405	Daszek		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_408	Oslona przeciwdeszczowa ⁽⁴⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_409	Moskitiera ⁽⁴⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_410	Bawełniany pokrowiec na zagłówkę (do wyczerpania zapasów)		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	Biały		
					Czarny		
ULEPRO_411	Uchwyt na kubek		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_412	Poduszka Elastico siedziska (do wyczerpania zapasów)		ULEPRO 2	1	-		
ULEPRO_413	Poduszka Elastico oparcia (do wyczerpania zapasów)		ULEPRO 2 3	1	-		
ULEPRO_415	Oslony na koła tylne		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	2	-		

***** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.

⁽⁴⁾ DO MONTAŻU OSŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ / MOSKITIERY NIEZBĘDNE JEST ZAMONTOWANIE DASZKA, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM.

⁽¹⁰⁾ NIE MOŻNA JEDNOCZEŚNIE ZAŁOŻYĆ STOLIKA I BARIERKI.

ULEPRO_417	Śpiwór zimowy z mufkami		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
ULEPRO_433	Stopka wspomagająca		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
ULEPRO_437	Zestaw: wydłużenie podnóżka z blokadą przednich kół skrętnych ⁽⁵⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
ULEPRO_439	Hamulec ręczny ⁽⁶⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
ULEPRO_440	Widelec z blokadą przednich kół skrętnych		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	2	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
ULEPRO_442	Oslony na koła przednie		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	2	-		☐
ULEPRO_444	Podłokietnik		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	wpisz ilość	-		☐
ULEPRO_447	Mufki zimowe		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	2	-		☐
ULEPRO_452	Uchwyt na telefon		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
ULEPRO_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐
ULEPRO_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		☐

(5) WYDŁUŻONY PODNÓŻEK W NIEKTÓRYCH USTAWIENIACH BĘDZIE KOLIDOWAŁ Z PRZEDNIMI KOŁAMI SKRĘTNYMI, ZALECA SIĘ WÓWCZAS ZABLOKOWANIE SKRĘTU KÓŁ PRZEDNICH.

(6) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA HAMULCA RĘCZNEGO (ULEPRO_439) TYLKO PRZY ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC RĘCZNY MONTOWANY JEST ZAMIAST HAMULCA STANDARDOWEGO I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMIANY PO ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC MONTOWANY JEST WRAZ Z DEDYKOWANYMI KOŁAMI POMPOWANYMI - NIE MA MOŻLIWOŚCI MONTAŻU KÓŁ PEŁNYCH I TERENOWYCH. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

***** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.

Przechowywanie							
ULEPRO_501	Torba		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_505	Kosz pod siedzisko		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_507	Pokrowiec na butlę tlenową		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_509	Organizer		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_512	Plecak FLASH		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_514	Torba Flex Bag		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_516	Plecak NORDIC		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
Rozbudowa							
ULEPRO_646	Napęd elektryczny		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1	-		
ULEPRO_647	Adapter do napędu elektrycznego		ULEPRO 1 1a 2 2a 3	1 komplet	-		
Części zamienne							
ULEPRO_704	Koło terenowe (All Terrain) ⁽⁹⁾		ULEPRO 1 1a 2 2a 3		Zamiast		
					Dodatkowo		

⁽⁹⁾ KOŁA WYKLUCZAJĄ SIĘ Z HAMULCEM RĘCZNYM („439).

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

