

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b



36-002 Jasionka

BDO: 000031619**tel.** +48 17 864 04 70**mail:** produkcja@akces-med.com**www.akces-med.com****Data i dane firmy zamawiającej:****Adres wysyłki:****MAGIC SEAT™**

Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		☐
Rozmiar 2		☐

CENY SIEDZISKA MAGIC SEAT ORAZ JEGO AKCESORIÓW NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU*Miejsce na adnotację Działu handlowego*

Tabla rozmiarowa




Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 - 130	130 - 180
A	Głębokość siedziska	[cm]	50	55
B	Szerokość siedziska z przodu	[cm]	40	50
C	Szerokość siedziska z tyłu / szerokość oparcia	[cm]	30	42
D	Wysokość oparcia	[cm]	50	75
E	Wysokość siedziska od podłoża	[cm]	30	40
F	Wysokość boków siedziska	[cm]	39	51
G	Długość całkowita siedziska	[cm]	85	94
H	Wysokość całkowita siedziska	[cm]	66	100
I	Szerokość całkowita siedziska	[cm]	62	71
	Max. waga użytkownika	[kg]	60	100

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Mięka, przeciwurazowa konstrukcja fotela	☒
Poduszka siedziska z granulatem poliuretanowym	☒
Poduszka oparcia z pianką VISmemo™	☒
Zagłówek z pianką VISmemo™ i regulacją wysokości	☒
Pas biodrowy	☒

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
MGS-1/1	Kamizelka 4-punktowa ⁽¹⁾		1	1	-		☐
MGS-1/2			2				☐
MGS-2/1	Kamizelka H ⁽¹⁾		1	1	-		☐
MGS-2/2			2				☐
MGS-3/1	Półwałek pod szyję		1	1	-		☐
MGS-3/2			2				☐
MGS-4/1	Pasy odwodzące uda		1	1 komplet	-		☐
MGS-4/2			2				☐
MGS-5/1	Kieszeń boczna		1	1	-		☐
MGS-5/2			2				☐
MGS-6/1	Stolik z miękkim wyścieleniem		1	1	-		☐
MGS-6/2			2				☐
MGS-7/1	Stabilizator miednicy		1	1	-		☐
MGS-7/2			2				☐
MGS-8/1	Waleczek stabilizujący tułów		1	1	-		☐
MGS-8/2			2				☐
CENY SIEDZISKA MAGIC SEAT ORAZ JEGO AKCESORIÓW NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.							

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.


⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

MGS-9/1	Sandalki neoprenowe stabilizujące stopy i stawy skokowe		1	1 komplet	-		
MGS-9/2			2				
MGS-10/1	4-punktowe paski stóp		1	1 komplet	-		
MGS-10/2			2				
MGS-11/1	Miękka dostawka pod kończyny dolne		1	1	-		
MGS-11/2			2				
MGS-12/1	Pasy pozycjonujące kończyny dolne (do miękkiej dostawki pod kończyny dolne)		1	1 komplet	-		
MGS-12/2			2				
MGS-13/1	Baza jezdna z kołami i regulacją kąta pochylenia		1	1	-		
MGS-13/2			2				
MGS-14/1	Baza mobilna z konstrukcją rurową		1	1	-		
MGS-14/2			2				
MGS-15/1	Regulowany podnóżek montowany do bazy mobilnej, ze stopkami		1	1	-		
MGS-15/2			2				
MGS-16/1	Baza pod miękką dostawkę z regulacją wysokości***		1	1	-		
MGS-16/2			2				
SB/WG/1	Worek z granulatem		1	1	-		
SB/WG/2			2				

CENY SIEDZISKA MAGIC SEAT ORAZ JEGO AKCESORIÓW NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

*** Do bazy bezpośrednio montować można sandalki neoprenowe oraz 4-punktowe paski stóp.

Uwagi do zamówienia



Wyzeruj formularz

Zamów