

NAVY 1

wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich



nr katalogowy: **VCWK9AN**



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa rama składana krzyżakowo
- wysoka wytrzymałość przy niskiej masie, odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- łamane oparcie
- hamulce dla opiekuna
- odchylane boczki wraz z podłokietnikami
- podnóżki odchylane, demontowane, z regulacją długości
- tapicerka z oddychających materiałów
- poduszka siedziska
- koła tylne pełne, wyposażone w system szybkiego demontażu
- wysoka zwrotność nawet w ciasnych przestrzeniach
- biodrowy pas bezpieczeństwa, pas łydkowy
- tylne kółka antywywrotne
- przystosowany do aktywnej rehabilitacji – możliwość samodzielnego i dynamicznego poruszania się

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych, czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54,
mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Rozmiar	16"	17"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	41	43	46	48
Szerokość wózka (cm)	58,5	61	63,5	66
Głębokość siedziska (cm)	42	42	42	42
Wysokość wózka (cm)	92,5	92,5	92,5	92,5
Wysokość oparcia (cm)	40,5	40,5	40,5	40,5
Długość wózka (cm)	105	105	105	105
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30	30	30	30
Waga wózka (kg)	14,1	14,4	14,7	16
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120	120

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.