


Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955b 36-002 Jasionka BDO: 000031619 tel. +48 17 864 04 70 mail: produkcja@akces-med.com www.akces-med.com	Data i dane firmy zamawiającej: 			
	Adres wysyłki: 			
			AURA PRO®	

Rozmiary		Cena netto (PLN)*		Pole wyboru
Rozmiar 1				☐
Rozmiar 2				☐

Kolor tapicerki ATMO™		Kolor tapicerki COMFORT™		
BLUE	RED	ALOE	MOON	LOFT
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	80 – 110	110 – 150
A	Szerokość siedziska (bez pelot biodrowych)	[cm]	29	37
	Rozstaw między pelotami biodrowymi	[cm]	16 – 23	24 – 32
L	Głębokość siedziska	[cm]	21 – 32	28 – 42
	Wysokość siedziska od podłoża	[cm]	58	58
Y	Kąt pochyleń siedziska	[°]	-25 – 25	-25 – 25
E	Rozstaw między pelotami piersiowymi	[cm]	15 – 22	22 – 30
	Rozstaw między pelotami głowy	[cm]	12 – 17	12 – 20
C	Wysokość oparcia	[cm]	42 – 59	55 – 68
	Wysokość podparcia głowy	[cm]	37 – 40	53 – 66
	Wysokość pelot piersiowych	[cm]	21 – 32	19 – 35
	Wysokość podłokietników	[cm]	11 – 22	16 – 26
X	Kąt pochyleń oparcia	[°]	95 – 150	95 – 150
F	Długość podnóżka	[cm]	15 – 26	24 – 36 cm
Z	Kąt pochyleń podnóżków	[°]	95 – 180	95 – 180
	Długość platformy podnóżka	[cm]	19,5	22
	Max. Waga użytkownika	[kg]	35	50
Wymiary i waga sprzętu				
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	
Szerokość	[cm]	62,5	72,5	
Długość	[cm]	115	120	
Wysokość	[cm]	99 – 116	111 – 124	
Szerokość po złożeniu	[cm]	60	70	
Długość po złożeniu	[cm]	90	92	
Wysokość po złożeniu	[cm]	55	60	
Waga	[kg]	20,5	24,5	

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.


UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

UWAGA: W skrajnych położeniach rączki może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta położenia. W takich przypadkach należy unieść rączkę na czas jego regulacji.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

*** Przy maksymalnie wysuniętym podnóżku należy zastosować ujemne pochyleń funkcji kubekowej w celu uniknięcia kolizji z kołami przednimi.

Wyposażenie standardowe




Wyposażenie standardowe

Nazwa	Pole wyboru
Składany stelaż	☒
Ergonomiczny regulowany uchwyt do prowadzenia wózka	☒
Oparcie z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia	☒
Regulowane stabilizatory głowy	☒
Regulowany klin międzyudowy	☒
Kamizelka 4-punktowa (1)	☒
Funkcja kubelkowa	☒
Podłokietnik (3)	☒
Barierka (3)	☒
Regulowany podnóżek z płynną i bezpunktową regulacją wysokości oraz regulacją kąta pochylenia	☒
Przekładane siedzisko z regulacją głębokości	☒
Nowy, ulepszony systemem wpinania siedziska	☒
Regulowane peloty biodrowe i piersiowe	☒
4-punktowe paski stabilizujące stopy	☒
Wypinane koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy	☒
Wypinane koła tylne pełne z hamulcem centralnym	☒
Tapicerka COMFORT™: ALOE, MOON, LOFT lub tapicerka ATMO™: BLUE, RED (5)	☒

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

(3) BRAK MOŻLIWOŚCI JEDNOCZESNEGO MONTAŻU PODŁOKIENNIKÓW I BARIERKI.

(5) TAPICERKA WYKONYWANA NA ZAMÓWIENIE. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

Akcesoria							
Kod produktu	Nazwa	Zdjęcie	Rozmiar	Liczba	Opcja	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Bezpieczeństwo							
AURPRO_001	Światła LED		AURPRO 1 2	2	-		☐
Stabilizacja							
AURPRO_101	Pasy odwodzące uda		AURPRO 1 2	1	-		☐
AURPRO_107	Pas biodrowy		AURPRO 1 2	1	-		☐
AURPRO_114	Kamizelka H ⁽¹⁾		AURPRO 1 2	1	Zamiast		☐
					Dodatkowo		☐
AURPRO_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozmiar 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		AURPRO 1 2	2	-		☐
AURPRO_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozmiar 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						☐
AURPRO_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozmiar 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						☐
AURPRO_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozmiar 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						☐
AURPRO_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar XS, obwód kostki 14 – 17 cm)****		AURPRO 1 2	1 komplet	-		☐
AURPRO_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar S, obwód kostki 16,5–20 cm)****						☐
AURPRO_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar M, obwód kostki 19–23,5 cm)****						☐
AURPRO_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar L, obwód kostki 23–28 cm)****						☐
AURPRO_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozmiar XL, obwód kostki 26,5–33 cm)****						☐

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

**** CENY WPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

AURPRO_171	Kamizelka AIR - damska ⁽¹⁾		XS	1	-		☐
			S				☐
			M				☐
AURPRO_172	Kamizelka AIR - uniwersalna ⁽¹⁾		S	1	-		☐
			M				☐
AURPRO_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa ⁽¹⁾		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
AURPRO_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym *****		M	1	-		☐
			L				☐
			XL				☐
Komfort							
AURPRO_403	Stolik (kolor czarny)		AURPRO 1 2	1	-		☐
AURPRO_405	Daszek		AURPRO 1 2	1	-		☐
AURPRO_408	Ostłona przeciwdeszczowa ⁽²⁾		AURPRO 1 2	1	-		☐
AURPRO_409	Moskitiera ⁽²⁾		AURPRO 1 2	1	-		☐
AURPRO_411	Uchwyt na kubek		AURPRO 1 2	1	-		☐

***** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.

⁽¹⁾ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

⁽²⁾ Do montażu osłony przeciwdeszczowej i moskitiery niezbędne jest zamontowanie daszka AURPRO_405, który nie jest wyposażeniem standardowym.

AURPRO_415	Oślony na koła tylne		AURPRO 1 2	2	-		
AURPRO_416	Przeciwdeszczowa osłona na nogi (do wyczerpania zapasów)		AURPRO 1	1	-		
AURPRO_417	Śpiwór zimowy z mufkami		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_442	Oślony na koła przednie		AURPRO 1 2	2	-		
AURPRO_445	Śpiwór		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_447	Mufki zimowe		AURPRO 1 2	2	-		
AURPRO_452	Uchwyt na telefon		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		AURPRO 1 2	1	-		
Przechowywanie							
AURPRO_501	Torba		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_505	Kosz pod siedzisko		AURPRO 1 2	1	-		

***** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WALKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ AURPRO_128 REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.

AURPRO_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_508	Przyborek (torby boczne) (do wyczerpania zapasów)		AURPRO 1 2	2	-		
AURPRO_509	Organizer		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_512	Plecak FLASH		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_514	Torba Flex Bag		AURPRO 1 2	1	-		
AURPRO_516	Plecak NORDIC		AURPRO 1 2	1	-		
Tapicerka dodatkowa							
AURPRO_723	Tapicerka COMFORT™	ONYX 	AURPRO 1 2	1	Zamiast		
		SAND 					

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

