

AURA PRO®

Wózek specjalny inwalidzki
Kody NFZ: S.18.01.00 / S.20.01.01 / S.21.01.01

AURA PRO® to nowoczesny wózek specjalny dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi, łączący komfort i bezpieczeństwo. Regulowane oparcie, podnóżek i podłokietniki pozwalają na idealne dopasowanie do potrzeb użytkownika. Pełne koła z amortyzacją oraz centralny hamulec zapewniają płynną jazdę i bezpieczeństwo, a składana konstrukcja ułatwia transport. Funkcja kubelkowa, odchylane oparcie i przekładane siedzisko umożliwiają zmianę pozycji oraz kontakt wzrokowy z opiekunem. AURA PRO® rośnie z dzieckiem dzięki regulacji wysokości oparcia, głębokości siedziska i długości podnóżka, wspierając stabilizację i prawidłową postawę.



Niska
waga

24⁺

24 miesiące
gwarancji



Stabilna
konstrukcja



Płynna i bezpunktowa
regulacja

Kolorystyka

Tapicerka COMFORT™
Wytrzymała i komfortowa



Loft



Moon



Aloe



Sea



Red

Tapicerka HYDRO™
Wodoodporna i wytrzymała



Możliwość przełożenia siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy.



Zaawansowany system pelot tułowia i bioder zapewnia skuteczną stabilizację boczną, jednocześnie wspierając właściwą postawę.




80 - 150 cm

Orientacyjny wzrost
użytkownika



35 - 50 kg

Maksymalna dopuszczalna
waga użytkownika



Więcej szczegółów na temat
produktu znajdziesz na naszej
stronie internetowej.



**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie | Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów | Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne) | Przepukliny oponowo-rdzeniowej | Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe) | Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn | Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego | Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów | Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu | Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

Stan krytyczny użytkownika | Paraliż | Głęboka sedacja | Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa | Nieleczona zakrzepica żył głębokich | Niestabilność hemodynamiczna | Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej | Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego | Zatorowość płucna | Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin | Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud | Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna

Producent: Akces-MED Sp. z o.o. | 36-002 Jasionka | Jasionka 955B