

Zasada działania



Zasada działania poduszek opiera się na unikatowej technologii Vicair. Oferuje ona użytkownikowi wyjątkową kombinację wysokiej wydajności redystrybucji ciśnienia, optymalnego pozycjonowania i fantastycznej ochrony skóry. Technologia Vicair została opracowana we współpracy z Amsterdamskim Centrum Rehabiliacyjnym. Zwyciężyła nagrodę Grand Prix na wystawie 'Salon des Inventions' w Genewie, w Szwajcarii.

Każda poduszka zawiera setki wypełnionych powietrzem komórek SmartCells™. Te elastyczne komórki charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia w kontakcie ze sobą. To pozwala im na stałe adaptowanie się i dopasowywanie do kształtu ciała, doskonale redukując ciśnienie. Komórki w poduszkach VICAIR umieszczone w strategicznie zaprojektowanych komorach, zapewniają prawidłową stabilizację, optymalne pozycjonowanie oraz balans każdemu użytkownikowi.

Poduszki VICAIR są zawsze gotowe do używania. Bezpieczne, wytrzymałe i bezobsługowe.



1 - SZYBKO

W PEŁNI DAJĄCA
SIĘ PRAC
W PRALCE
PODUSZKA

VICAIR®

Vector O2 rozwiązuje problem higieny spowodowane nietrzymaniem moczu. Otwarta struktura poduszki i nowe komórki SmartCells™, umożliwiają pranie poduszki w pralkach automatycznych w całości, bez konieczności wyciągania komórek z pokrowca i praniu ich w oddzielnym specjalnym worku do prania. Taka budowa czyni poduszki idealnym produktem do domów opieki. Są również perfekcyjne w sytuacjach, kiedy wymagane jest utrzymanie optymalnej temperatury i regulacji wilgotności.



relief by air

Dodatkowa stabilizacja miednicy ---
wspiera krętarze.

Anatomicznie profilowana powierzchnia poduszki zapewnia optymalne zanurzenie i stabilną funkcjonalność.

WYJĄTKOWE pozycjonowanie użytkownika i ochrona przed nadmiernymi uciskami.

Zintegrowany klin dla wsparcia wewnętrznego uda.

Powiększenie zakresu ruchu użytkownika ze względu na wysoki poziom stabilizacji.

Dodatkowe wsparcie i pozycjonowanie uda.

Dane techniczne

Poduszka

Wysokość	6 cm	10 cm
Waga	500 grams	850 grams
Max. obciążenie	15-250 kg	15-250 kg
Pranie w pralce	40°C max.	40°C max.
Użyte materiały	Nie zawiera Latex-u	Nie zawiera Latex-u
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące



MOŻNA PRAĆ W PRALKACH W 100%.

Pranie w temperaturze 40 ° C, bez konieczności używania worka do prania i wyjmowania komórek SmartCells™.



EFEKT PUDŁA

Większa objętość zapewnia lepsze zanurzenie i zwiększone wsparcie.



100% ODDYCHALNOŚCI

Z uwagi na otwartą strukturę poduszki, jest ona 100% oddychająca.

Pokrowiec

Standard	O2 Top Cover 2x	O2 Top Cover 2x
Pranie w pralce	60°C	60°C
Opcjonalnie	Elastyczny lub Nieprzemakalny	Elastyczny lub Nieprzemakalny
Użyte materiały	Nie zawiera Latex-u	Nie zawiera Latex-u

Rozmiary poduszek

Inch		14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24
	CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35											
15	38											
16	40											
17¼	43											
18	45											
19	48											
20	50											
21	53											
22	55											
23	58											
24	60											

- Standard
- Specjalne
- Na zamówienie



DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ
242 różne rozmiary.