

BC-ES6001

wózek inwalidzki
o napędzie elektrycznym



nr katalogowy: **BC-ES6001**
(S.19.01.00, S.22.01.01)



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska między boczками: 46 cm
- amortyzowana stalowa rama
- składana rama krzyżakowa (łatwiejszy transport)
- oddychająca, demontowana tapicerka i poduszka siedziska
- odchylane podłokietniki
- łamane oparcie pleców (ułatwiające transport)
- możliwość regulacji pozycji i strony montażu panelu sterującego
- odchylane i demontowane podnóżki
- hamulce elektromagnetyczne
- regulowane tylne kółka antywywrotne
- system SOS na panelu sterującym
- koła przednie pełne: 10", koła tylne pompowane: 16"
- waga bez akumulatorów: 39 kg

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.

PRODUCENT: Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd., Room 2101, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road, Ningbo, Zhejiang, Chiny
UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Holandia
IMPORTER/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Prędkość max (km/h)	6	Waga wózka z akumulatorami / bez (kg)	52/39
Szerokość siedziska (cm)	46	Wysokość wózka do transportu (cm)	77
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Rozmiar kółek przednich	10"
Wysokość oparcia pleców (cm)	40	Rozmiar kółek tylnych	16"
Wysokość całkowita wózka (cm)	97	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	5
Wysokość podłokietnika od siedziska (cm)	28	Promień skrętu (cm)	120
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Zasięg* (km)	do 20
Wysokość siedziska od podłoża (cm)	51	Waga użytkownika (kg)	do 120
Szerokość całkowita wózka (cm)	62	Pojemność akumulatorów (Ah)	20 (żelowe) (kwas.-ołow.)
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	115	Moc silników (W)	2 x 250

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.