

WÓZEK INWALIDZKI TOALETOWY



nr katalogowy: **VCWK2**



CECHY PRODUKTU:

- malowana rama stalowa
- konstrukcja składana, możliwość demontażu oparcia, (łatwy transport)
- miękkie siedzisko w kolorze czarnym
- wysokość siedziska umożliwia najazd na sedes
- podnóżki zdejmowane, uchylne
- uchylne podłokietniki
- wszystkie koła pełne, rozmiar 12,5 cm
- pas zabezpieczający nogi
- hamulce na koła tylne
- pojemnik toaletowy

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczy, ułatwiający (najazd na sedes) lub zastępujący (pojemnik) korzystanie z sedesu, w ograniczonym zakresie do transportu osób niepełnosprawnych wewnątrz pomieszczeń.

PRZECIWWSKAZANIA:

Brak samodzielnej stabilizacji głowy i tułowia. Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.

PRODUCENT/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: mdh sp. z o.o. ,
ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84,
mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Szerokość siedziska (cm)	43
Szerokość wózka (cm)	53
Długość wózka (cm)	88
Wysokość wózka (cm)	93
Waga wózka (kg)	11,2
Maksymalne obciążenie (kg)	110

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.