



ISO 7176/19 i
ANSI RESNA WC/19



oddychająca i trudno
palna tapicerka



Wyrób
oznakowany **CE**



UWAGA!
Przeczytaj uważnie instrukcję
obsługi i konserwacji

FUNKCJE

Adjustable Trolli dostępny w trzech rozmiarach

Rama: Lekka, wykonana z lekkich stopów, składana „w parasolkę”. Złożony Trollino można transportować niczym walizkę podróżną – na kołach za rączkę

Dostępny w dwóch wersjach: z przedłużonym oparciem lub multipozycyjnym zagłówkiem.

Rączki do prowadzenia wyposażone w hamulce (również postojowe) w standardowym wyposażeniu wózka.

Oparcie trwałe i wytrzymałe dzięki krzyżowemu wzmocnieniu, regulowane pod kątem w trzech ustawieniach oraz z możliwością zmiany wysokości.

Fabrycznie ustawione pod kątem **siedzisko**, regulowane na głębokość oraz szerokość (wymagane ustawienie opcjonalne). Wzmocnione krzyżowe pod spodem gwarantuje komfort, stabilność oraz odporność na rozciąganie.

Wentylacja całej **tapicerki** na niespotykanym dotąd poziomie. Możliwość prania bez potrzeby demontażu z wózka. **Ognioodporność** materiału zgodna z normami EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014.

Zintegrowana z oparciem kieszeń na podręczny **bagaż**.

Podnóżki regulowane na wysokość.

Regulowane i odchylane **podnóżki**.

Wózek wyposażony w pełne, 7" przednie koła samonastawne (dla rozmiarów 36/40) lub 8" (dla rozmiaru 43), oraz pełne, 10" koła tylne z niezależnymi hamulcami bębnowymi (dla rozmiarów 36/40) lub 12" (dla rozmiaru 43) oraz belkę ułatwiającą prowadzenie wózka.

proszę zaznaczyć wybrane opcje poprzez ☒

WYMIARY

Rozmiar:

☐ 36

☐ 40

☐ 43


Kolor tapicerki:

☐ Czerwony

☐ Czarny

Kolor ramki: **Czarny**


złożony z MULTIPOZYCYJNYM ZAGŁÓWKIEM 863



42 (16,9)




Jednostka miary: cm (in)



złożony z PRZEDŁUŻONYM OPARCIEM 823



42 (16,9)



maksymalne
obciążenie 90 kg

rozmiar	A	B	C	D	E	F	G	waga
36	39 (15,4)	36 - 32 - 28 * (14,2 - 12,6 - 11 *)	59 (23,2)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	42 (16,5)	94 (37)	15,1 (33,2)
40	43 (16,9)	40 - 36 - 32 * (15,7 - 14,2 - 12,6 *)	63 (24,8)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	46 (18,1)	94 (37)	16,1 (35,4)
43	46 (18,1)	43 - 39 - 35 * (16,9 - 15,4 - 13,8 *)	66 (26)	36-46 (14,2-18,1)	46-56 (18,1-22)	46 (18,1)	97 (38,1)	17,1 (37,6)

* możliwość zmniejszenia szerokości siedziska przez opcję 958 o 4 lub 8 cm.



pobierz i wyślij na adres: info@mobilex.pl

951

Rączki regulowane na wysokość do 7 cm

Modyfikacja możliwa tylko przy zamówieniu całego wózka!



DO UZUPEŁNIENIA:

☐ **823** Przedłużane oparcie, składane do transportu



☐ **863** Multipozycyjny zagłówek regulowany na wysokość i głębokość



opcja przedłużenia oparcia 823 jest możliwa do zastosowania dla każdej wersji wózka (823 i 863).

107

AKCESORIA DO WYBORU

tylko dla wersji wózka z przedłużonym oparciem

☐ **865**

Zagłówek płaski



☐ **835**

Zagłówek regulowany w kształcie C



838

Podpory boczne, regulowane na wysokość

☐ S ☐ M



868 Obejma piersiowa. Regulowane wielostopniowo pod kątem nachylenia oraz na wysokość i szerokość.

☐ mini ☐ S/M



☐ **958**

Miękka stabilizacja miednicy (zwiększa szerokość siedziska o 4 cm).


☐ Opcja Dodatkowe zżęwienie o 8 cm.



947

Pas biodrowy z ustawieniem kąta


☐ S ☐ M



920

Pas 4 punktowy


☐ S ☐ M



853 slim

Kamizelka


☐ M



853

Kamizelka


☐ S



834N


KLIN miękki, zdejmowany

☐ mini/S ☐ M



☐ **839**

Przednia rączka, regulowana w kącie



☐ **960**

Zapiętki (para)



☐ **956**

Regulowany podnóżek (TILT)



☐ **858**

Koszyk



tylko dla rozmiarów 36 i 40 w wersji wózka z przedłużonym oparciem:

☐ **819**

Unoszony daszek z torbą i okienkiem; składany



☐ **825**

Ośłona przeciwdeszczowa tylko z daszkiem 819




☐ **825B**

Blenda zabezpieczenie boczne, pasujące do daszka



☐ **968**

Tapicerowane nakładki na podłokietniki




☐ **812**

Blokady kierunkowe kół przednich



☐ **844**

Pokrowiec na podpory boczne



☐ **891**

Mocowania do transportu (4 punkty)




☐ **966**

Zestaw kół samobieźnych 22" z hamulcami bębnowymi i systemem przeciwwyrotnym. Dla rozmiaru 43 dostępne są też kółka przednie. Nie jest możliwe zastosowanie opcji 958.



863


Rozmiar 36 > A= 15 cm/5,9 in
Rozmiar 40 > A= 15 cm/5,9 in
Rozmiar 43 > A= 19 cm/7,4 in
Rozmiar 36-40-43 > B= 19-25 cm/7,4-9,8 in




823

Rozmiar 36 > A= 36 cm/14,2 in B= 20 cm/7,87 in C= 15,8 cm/6,2 in
Rozmiar 40 > A= 40 cm/15,7 in B= 20 cm/7,87 in C= 15,8 cm/6,2 in
Rozmiar 43 > A= 43 cm/16,9 in B= 20 cm/7,87 in C= 15,8 cm/6,2 in

Rozmiar 36-40-43 > B= 20 cm/7,87 in




838



Rozmiar 36 > C= 16-23 cm/6,2-9 in
Rozmiar 40 > C= 22-29 cm/8,6-11,4 in
Rozmiar 43 > C= 24-31 cm/9,4-12,2 in

small
A=10 cm/3,9 in
B=13 cm/5,1 in

medium
A=11 cm/4,3 in
B=17 cm/6,6 in




947



small
A=19 cm/7,4 in
B=6 cm/2,3 in

medium
A=25,5 cm/10 in
B=8 cm/3,1 in


920



small
A=16 cm/6,2 in
B=15,5 cm/6,1 in


medium
A=23 cm/9 in
B=19 cm/7,4 in

853 slim



medium
A=33 cm/12,9 in
B=46 cm/18,1 in
C=5 cm/1,9 in


834N



mini/S
A=12 cm/4,7 in
B=4 cm/1,5 in
C=14 cm/5,5 in

medium
A=15 cm/5,9 in
B=4 cm/1,5 in
C=17 cm/6,6 in


868



mini
A=23 cm/9 in
B=9 cm/3,5 in


S/M
A=26 cm/10,2 in
B=9 cm/3,5 in

853



small
A=25 cm/9,8 in
B=34 cm/13,3 in

951



A=7 cm
2,7 in

Notatki.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

