


Leżaczek/fotelik dla dzieci

Leżaczek do pielęgnacji dzieci z porażeniem mózgowym. Można stosować w wannie oraz ze specjalnym stojakiem w kabinach prysznicowych. Nieoceniony w pomocy rodzicom w codziennej opiece nad dziećmi z MPD.


- Konstrukcja całkowicie wykonana z aluminium,
- materiał przepuszcza wodę , szybkoschnący.
- regulacja kąta nachylenia czterech segmentów: głowy,pleców, uda , łydki.
- regulacja napięcia materiału.
- zagłówek wykonany z masy , która nie pozwala zanurzyć się główce pod wodę, regulowany
- pasy piersiowe i na stopy.
- składany całkowicie do małych rozmiarów
- możliwość mocowania pasów w różnych pozycjach.

CE **Pepi**



Ciężar leżaczka: 3,7kg
Dopuszczalne obciążenie 30 kg
Dług. całkowitej powierzchni leżenia 110 cm
Głębokość siedziska 22 cm
Długość oparcia 63 cm
Szerokość 38 cm
dla dzieci od dwóch lat

tapicerka



rama

