# Basic wózek inwalidzki ręczny

nr katalogowy VCWK43BP





**CECHY PRODUKTU:**

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z podwójnego nylonu,
- uchylne podłokietniki z zaokrągloną podkładką,
- 24" pneumatyczne koła szprychowe z systemem szybkiego demontażu,
- tylna kieszonka,
- uchylne, demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości
- zabezpieczający pas na łydki
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45,
- tylne koła pompowane lub pełne rozmiar 24''
- wyposażony w hamulce wałkowe,
- dostępny w kolorze szarym.

**ZASTOSOWANIE:**

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.

| | 16” | 18” | 20” |
|---|---|---|---|
| Szerokość siedziska | 40cm | 45cm | 51cm |
| Głębokość siedziska | 40cm | 40cm | 40cm |
| Wysokość siedziska | 50cm | 50cm | 50cm |
| Wysokość wózka | 91cm | 91cm | 91cm |
| Szerokość wózka | 58cm | 63cm | 68cm |
| Maksymalna długość wózka | 110cm | 110cm | 110cm |
| Szerokość wózka po złożeniu | 28cm | 28cm | 28cm |
| Maksymalne obciążenie | 120kg | 120kg | 120kg |

mdh sp. z o.o., ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, tel. 42 676 32 54, rehabilitacja@mdh.pl