TUBE LIGHT

materac przeciwodleżynowy

nr katalogowy **VCM502F**

CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy (17 cel),
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie 147 do wagi pacjenta,
- cykl pracy 6 min,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- 1 cela zapasowa,
- kolor granatowy,
- zestaw naprawczy,
- CPR,
- cover
- mikrowentylacja

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.



Długość (cm)	190
Szerokość (cm)	85
Wysokość (cm)	11,5
Nośność materaca (kg)	140
Waga materaca (kg)	4
Waga pompy (kg)	1