FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:




ACTIVALL™


Rozmiar	Kolor	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1			
Rozmiar 2			
Rozmiar 3			
Rozmiar 4			
Rozmiar 5			


Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa







Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	70 - 100	100 - 130	110 - 150	110 - 170	140 - 200
A/A_1	Szerokość peloty biodrowej/piersiowej	[cm]	26	28	31	37	42
C	Wysokość peloty biodrowej	[cm]	44 - 60	66 - 82	77 - 102	83 - 112	98 - 120
C1	Wysokość peloty piersiowej	[cm]	52 - 70	77 - 95	89 - 116	92 - 126	108 - 143
B/B_1	Głębokość peloty biodrowej***/piersiowej	[cm]	22	25	27	29	35
	Obwód peloty biodrowej/piersiowej	[cm]	87	97	106	124	144
	Max. Waga użytkownika	[kg]	25	40	60	80	95

Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	59	60	63	66	74
Długość	[cm]	73	84	84	91	98
Wysokość	[cm]	54	79	90	96	112
Waga	[kg]	13,5	16,5	18	20,5	23

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Mierzone bez uprzęży miednicznej.

Wyposażenie standardowe




Wyposażenie standardowe		
Nazwa		**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce		✓
Koła stalowe z hamulcem stop 75 mm (przód)		✓
Koła stalowe z hamulcem oporowym 75 mm (tył)		✓
Separator kończyn dolnych		○ **LUB**
Stabilizator kończyn dolnych		○
Regulowana obejma piersiowa		✓
Regulowana obejma biodrowa		✓
Uprząż miedniczna		✓
Pochwyt rąk		✓

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
AVL_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P[inf.]		AVL 5	1	-		○
AVL_008	Koło stalowe z hamulcem STOP		75 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
AVL_010	Koło z blokadą cofania pionizatora		75 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
AVL_011	Koło z blokadą kierunku jazdy		75 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
AVL_015	Koło TANGO z hamulcem STOP		75 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
AVL_016	Koło TANGO z hamulcem STOP		125 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
AVL_018	Koło TANGO z blokadą kierunku jazdy		125 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
AVL_019	Koło stalowe z hamulcem STOP		125 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
AVL_020	Koło TANGO z hamulcem STOP		100 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
AVL_023	Koło TANGO z blokadą kierunku jazdy		75 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

inf. PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.

Stabilizacja							
AVL_112	Podpórki pod przedramiona****		AVL 1 2 3 4 5	2	-		
AVL_118	Uprząż stabilizująca biodra		AVL 1 2 3 4 5	1	-		
AVL_142	Poduszka zawężająca obejmę piersiową		AVL 1 2 3 4 5	2	-		
AVL_143	Poduszka zawężająca obejmę biodrową		AVL 1 2 3 4 5	2	-		
AVL_144	Stabilizator kończyn dolnych		AVL 1 2 3 4 5	1	-		
AVL_145	Separator kończyn dolnych		AVL 1 2 3 4 5	1	-		
Komfort							
AVL_430	Obojniki****		AVL 1 2 3 4 5	4	-		
Rozbudowa							
AVL_621	Moduł CROSS		AVL 2 3 4 5	1	-		

**** Element dostępny na zamówienie. Czas oczekiwania 30 dni.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**