

Parapion™

pionizator

PARAPION™

pionizator

Doskonale wiemy jak ważne dla człowieka jest przyjęcie pozycji wyprostnej, dlatego stworzyliśmy wyrób o nazwie **PARAPION™**, który idealnie nadaje się do tego celu. Pionizator statyczny **PARAPION™** umożliwia pełną i bezpieczną pionizację.

Stabilna konstrukcja, ergonomiczne peloty kolanowe, szerokie i dające poczucie stabilizacji pasy piersiowy i biodrowy to elementy, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas terapii.

Będąc w urządzeniu użytkownik może zostać poddany zabiegom rehabilitacyjnym, a także wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe.

Cztery ciche koła skrętne umożliwiają swobodne przewożenie użytkownika w pozycji stojącej.

MEDICAL DEVICE CLASS I — WYRÓB MEDYCZNY KLASA I



WSKAZANIA DO STOSOWANIA


Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

- Choroby zwyrodnieniowe i autodestrukcyjne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni (dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi, (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).


KOLORYSTYKA



Rozmiar 1



Rozmiar 2



Rozmiar 3

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkty udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podest z stabilizatorami stóp | Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Obejma biodrowa | Obejma piersiowa | Stolik z wyjmowanym talerzykiem (rozm. 1)


Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 22/01/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com







Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**90 – 140**	**110 – 170**	**140 – 200**
A/A_1	**szerokość obejmy biodrowej/piersiowej**	**[cm]**	**23**	**31**	**38**
C	**wysokość obejmy biodrowej**	**[cm]**	**61 – 90**	**80 – 104**	**92 – 122**
C_1	**wysokość obejmy piersiowej**	**[cm]**	**73 – 111**	**92 – 126**	**107 – 163**
	obwód obejmy biodrowej/piersiowej	[cm]	56 – 76	80 – 102	95 – 124
G	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	12 – 22	16 – 24	20 – 31
H	wysokość pelot kolanowych	[cm]	18 – 45	24 – 49	31 – 71
I	długość stopki	[cm]	23	27	30,5
	max. waga użytkownika	[kg]	30	55	95

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	56	56	67
Długość	[cm]	75	87	93
Wysokość	[cm]	73	92	107
Waga	[kg]	17	21,5	27,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 22/01/2021

PARAPION™
akcesoria

Bezpieczeństwo



PPN_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



PPN_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderzeniem się o stolik. Wskazana u osób z zaburzeniem koordynacji ruchowej kończyn.



PPN_015/016/020
Koło Tango z hamulcem stop
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.

Stabilizacja



PPN_111 Niezależnie regulowane stabilizatory kolan
Ergonomicznie wyprofilowane i regulowane peloty kolanowe doskonale stabilizują kończyny dolne.



PPN_112 Podpórki pod przedramiona (2 szt.)
Doskonale sprawdzają się u osób z ograniczoną kontrolą górnej części ciała, zapewniając dodatkową stabilizację boczną.



PPN_116 Dłuższy pas biodrowy
Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa osobom u których standardowe pasy są zbyt krótkie.



PPN_140 Podpórki pod pachy wysokie (2 szt.)
Stanowią dodatkową stabilizację tułowia dzięki długim podporom. Sprawdzają się u osób ze słabą kontrolą górnej części ciała.



PPN_157 Sztywna obejma piersiowa
Ergonomicznie zaprojektowana obejma z szerokimi poduszkami zapewnia doskonałą stabilizację użytkownika.



PPN_158 Sztywna obejma biodrowa
Ergonomicznie zaprojektowana obejma z szerokimi poduszkami zapewnia doskonałą stabilizację użytkownika.



PPN_159 Dłuższy pas piersiowy
Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa osobom u których standardowe pasy są zbyt krótkie.

Komfort



PPN_403 Stolik
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do pracy i spożywania posiłków.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 22/01/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com