

Paramobil™

pionizator

PARAMOBIL™

pionizator

Wielofunkcyjność to główna cecha pionizatora **PARAMOBIL™**. W zasadzie jest to jedyne takie urządzenie na rynku, które łączy w sobie **3** funkcje. Produkt daje nam możliwość stania w wersji statycznej oraz kroczenia w wersji dynamicznej, a także wykonywania ćwiczeń nóg w wersji rehabilitacyjnej.

- **Wersja statyczna** sprawdza się u osób na etapie rehabilitacji poprzedzającym naukę chodzenia jaki i u tych osób, u których dysfunkcje wykluczają możliwość samodzielnego przemieszczania się. Ma za zadanie usprawnić procesy fizjologiczne i dotlenienie użytkownika.
- **Wersja dynamiczna** pozwala odzyskiwać utracone lub nabywać nowe umiejętności związane z lokomocją. Separator kończyn dolnych zapobiega patologicznemu krzyżowaniu się nóg podczas chodzenia.
- **Wersja rehabilitacyjna** świetnie sprawdza się jako uzupełnienie kompleksowej terapii.

Dzięki szerokim, ergonomicznym i regulowanym pelotom produkt świetnie sprawdza się również w centrach rehabilitacji oraz na oddziałach neurologicznych, gdzie pionizowane mogą być w nim nawet osoby w śpiączce.

PARAMOBIL™ można nabyć jako kompleksowe urządzenie ze wszystkimi funkcjami lub w wersji najbardziej pasującej do potrzeb.

Wybór należy do Ciebie, a my Ci w tym pomożemy!

MEDICAL DEVICE CLASS I

WYRÓB MEDYCZNY KLASA I





WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

- Choroby zwyrodnieniowe i autodestrukcyjne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Choroby mięśni (dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (PEŁNA WERSJA STATYCZNO-DYNAMICZNO-REHABILITACYJNA)

Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Podest ze stabilizatorami stóp | Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Obejma biodrowa z pelotami (regulowana) | Obejma piersiowa z pelotami (regulowana) | Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami) | Stolik | Separator kończyn dolnych | Rotor elektryczno-mechaniczny | Siedzisko szerokie lub zamiennie siedzisko wąskie

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 22/01/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

PARAMOBIL™

szczególne zalety i kolorystyka

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.


Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty sposób montażu.

3 w 1
Produkt posiada **3** funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu.



Funkcja Statyczna




Funkcja Dynamiczna




Funkcja Rehabilitacyjna

KOLORYSTYKA




Rozmiar 0



Rozmiar 1



Rozmiar 2




Rozmiar 3


AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

PARAMOBIL™

tabele rozmiarowe







Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**90 – 150**	**110 – 170**	**130 – 190**	**130 – 200**
A	**szerokość peloty biodrowej**	**[cm]**	**25**	**31**	**37**	**42**
A_1	**szerokość peloty piersiowej**	**[cm]**	**23**	**30**	**35**	**40**
C	**wysokość peloty biodrowej**	**[cm]**	**63 – 90**	**77 – 114**	**86 – 122**	**91 – 128**
C_1	**wysokość peloty piersiowej**	**[cm]**	**75 – 112**	**94 – 131**	**103 – 147**	**107 – 159**
B	głębokość peloty biodrowej	[cm]	15 – 24	15 – 28	19 – 31	22 – 34
B_1	głębokość peloty piersiowej	[cm]	15 – 24	22 – 34	24 – 36	27 – 38
G	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	17 – 29	17 – 29	17 – 29	23 – 35
H	wysokość pelot kolanowych	[cm]	25 – 55	32 – 60	34 – 70	39 – 79
	długość stopki	[cm]	23	27	29	30,5
	max. waga użytkownika	[kg]	40	60	90	120

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu		Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	59	70	70	76
Długość	[cm]	75	90	90	93
Wysokość	[cm]	90	83	93	98
Waga	[kg]	22	39	42	43

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 22/01/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com


Bezpieczeństwo



PML_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



PML_008/019 Koło stalowe z hamulcem stop
Koło z hamulcem, zalecane przy użyciu kół z blokadą cofania się pionizatora lub kół z blokadą kierunku jazdy



PML_009 Koło z hamulcem oporowym (75 mm)
Pozwalają na zwiększenie obciążenia/oporu w trakcie przemieszczania się w pionizatorze. Pozwala to na jeszcze bardziej efektywne ćwiczenie chodu.



PML_010 Koło z blokadą cofania pionizatora (75 mm)
Blokada zapobiega cofaniu się pionizatora np. na podjazdach.



PML_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (75 mm)
Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.



PML_015/016/020 Koło Tango z hamulcem stop
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.



PML_017 Koło Tango z blokadą cofania (125 mm)
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.



PML_018 / 023 Koło Tango z blokadą kierunku jazdy
Bezszelestne, bezobsługowe koło Tango nie pozostawia śladów, nie ulega korozji. Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

Stabilizacja



PML_108 Podpórki pod pachy niskie (rozm. 0)
Stosowane są dla lepszej stabilizacji pionizowanych osób, ze słabą kontrolą tułowia.



PML_108 Podpórki pod pachy niskie (rozm. 1, 2, 3)
Stosowane są dla lepszej stabilizacji pionizowanych osób, ze słabą kontrolą tułowia.



PML_111 Niezależenie regulowane stabilizatory kolan
Ergonomicznie wyprofilowane i regulowane peloty kolanowe doskonale stabilizują kończyny dolne.



PML_118 Uprząż stabilizująca biodra
Montowana jest do obejmy biodrowej urządzenia. Pełni rolę stabilizatora obręczy miedniczej, a także zabezpiecza przed upadkiem.



PML_120 Uprząż miedniczna
Uprząż miedniczna zabezpiecza użytkownika przed upadkiem w urządzeniu.



PML_122 Poduszka biodrowa (niezależnie od szerokości)
Stanowi dodatkowe podparcie i stabilizację miednicy. Montowana jest z tyłu do obejmy biodrowej w celu lepszego dopasowania jej do użytkownika.



PML_140 Podpórki pod pachy wysokie (rozm. 0)
Stanowią dodatkową stabilizację tułowia dzięki długim podporom. Sprawdzają się u osób ze słabą kontrolą górnej części ciała.



PML_140 Podpórki pod pachy wysokie (rozm. 1, 2, 3)
Stanowią dodatkową stabilizację tułowia dzięki długim podporom Sprawdzają się u osób ze słabą kontrolą górnej części ciała.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 22/01/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com



PML_141 Uprząż stabilizująca biodra z pasami
Pełni rolę stabilizatora obręczy miednicznej, a także zabezpiecza osobę przed upadkiem.

Komfort



PML_403 Stolik
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do pracy i spożywania posiłków.



PML_406 Uchwyt do rotora
Uchwyt do rotora umożliwa stabilne zamontowanie rotora do np. krzesła lub wózka.

Ortezy kończyny dolnej



PML_201 Orteza AM-TUD-KD
Orteza unieruchamiająca kończynę dolną AM-TUD-KD zapobiega przeprostom kolan oraz jest dedykowanym wsparciem w procesie rehabilitacji pacjenta.



PML_205 Orteza OKD-03
Orteza unieruchamiająca kończynę dolną w wyproście OKD-03 zapobiega przeprostom kolan, jest dedykowanym wsparciem w procesie rehabilitacji.



PML_207 Orteza OKD-03/20
Orteza unieruchamiająca kończynę dolną w kącie zgięcia 20 stopni, została wykonana z niealergicznego i bardzo przyjaznego dla ciała pacjenta surowca ActivDistance II.



PML_208 Orteza OKD-01
Jeżeli zachodzi konieczność pełnego unieruchomienia kończyny dolnej, wówczas należy sięgnąć po uniwersalny wyrób OKD-01. Orteza ta została tak skonstruowana, aby dostosować się do każdej kończyny.



PML_210 Orteza AM-KD-AM/2R
Orteza AM-KD-AM/2R stabilizuje i odciąża staw kolanowy. Została wyposażona w anatomiczne szyny boczne z dynamicznym systemem przeciwprzeprostnym. Szyny zapewniają stabilizację stawu w płaszczyźnie strzałkowej, a ich gęste zegary zapewniające regulację zakresu ruchomości co 20 stopni.



PML_211 Orteza AM-KD-AM/1R
Orteza AM-KD-AM/1R stabilizuje i odciąża staw kolanowy. Została wyposażona w jednoosiowe szyny boczne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zbrojonego włóknami węglowymi.



PML_212 Orteza AM-ASS-OS
Dynamiczny aparat na opadającą stopę korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej AM-ASS-OS. Orteza typu AFO doskonale sprawdza się w przypadku porażenia nerwu strzałkowego i niedowładu stopy.



PML_213 Orteza AM-KDS-AM/2R
Orteza typu KAFO stabilizuje staw kolanowy i kompensuje utraconą funkcję zgięcia grzbietowego stopy.



PML_216 Orteza OKD-14
Orteza OKD-14 zapewnia prawidłowe ustawienie biodra podczas pionizacji i nauki chodzenia oraz kontrolę zgięcia stawu kolanowego, zapobiega i ułatwia leczenie przykurczów. Pozwala na kontrolowanie zakresu ruchów zgięcia i wyprostu w stawach.



PML_218 Orteza OKD-10
Jest to orteza dla osob, które wymagają wspomagania podczas procesu chodzenia, które ze względów chorobowych nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 22/01/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com