FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



KOTEK I™

Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		✓


Tapicerka oddychająca ATMO™	Tapicerka medyczna – MEDICUS™
SEA	**MED SEA**
○	○


Miejsce na adnotacje Działu handlowego


*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Wersja: 15.06.2026

Tabla rozmiarowa







Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	70 - 100	
A	Rozstaw pelot biodrowych	[cm]	12 - 23	
A_1	Rozstaw pelot piersiowych	[cm]	12 - 21	
C	Regulacja wysokości pelot biodrowych	[cm]	38 - 60	
C_1	Regulacja wysokości pelot piersiowych	[cm]	50 - 72	
B/B_1	Głębokość pelot biodrowych/piersiowych	[cm]	12	
	Szerokość stopki	[cm]	8	
E	Kąt pochylenia pionizatora	[°]	25 - 85	
	Max. waga użytkownika	[kg]	25	
	Długość stopki* **	**[cm]**	**16 (rozmiar XS)**	○
			19 (rozmiar S)	○

Wymiary i waga sprzętu		
Opis	**Jednostka**	**Rozmiar 1**
Szerokość	[cm]	54
Długość	[cm]	90 – 115
Wysokość	[cm]	64 – 123
Waga produktu	[kg]	18

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Pionizator standardowo wyposażony jest w stopki w rozmiarze XS. (Możliwość zamiany na rozmiar S podczas składania zamówienia).

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	✓
Stopki termoformowane z paskami stabilizującymi stopy	✓
Sprężyna gazowa	✓
Regulowany klin międzyudowy	✓
Regulowane peloty biodrowe i piersiowe z pasami bezpieczeństwa	✓
Stolik z wyjmowanym talerzykiem	✓
Zdejmowana poduszka na stolik	✓
Tapicerka ATMO™: SEA lub MEDICUS™: MED SEA	✓

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
KTK_019	Koło stalowe z hamulcem STOP		125 mm	wpisz ilość	Zamiast		○
Stabilizacja							
KTK_102	Pas podtrzymujący głowę		-	1	-		○
KTK_189	Platforma wyrównująca skrócenie kończyny		10 mm	1	-		○
			20 mm	1	-		○
			30 mm	1	-		○
Komfort							
KTK_425	Stolik z pojemnikiem na zabawki(1)		-	1	Zamiast		○
Części zamienne							
KTK_726	Stopki termoformowane **rozmiar XS** (długość 16 cm, szerokość 8 - 9 cm)		XS	1 komplet	Dodatkowo		○
	Stopki termoformowane **rozmiar S** (długość 19 cm, szerokość 8 - 9,5 cm)		S	1 komplet	Zamiast		○
	Stopki termoformowane **rozmiar S** (długość 19 cm, szerokość 8 - 9,5 cm)		S		Dodatkowo		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
(1) **UWAGA!** Kolor miski jest dobierany losowo.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**