FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:




LIFTER™


Rozmiary	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		✓


Miejsce na adnotacje Działu handlowego

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa







Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	120 – 200
C	Wysokość stolika (od podestu)	[cm]	94 – 124
H	Wysokość pelot kolanowych	[cm]	21 – 60
G	Rozstaw pelot kolanowych	[cm]	21 – 41
I	Wysokość siedziska (od podłoża)	[cm]	min. 36
L	Głębokość siedziska	[cm]	50 – 60
J	Wysokość podestu (od podłoża)	[cm]	7
K	Wysokość pochwytów rąk (od podestu)	[cm]	84 – 100
	Wymiar stolika (szerokość / głębokość)	[cm]	60 / 50
	Max. Waga użytkownika	[kg]	120

Wymiary i waga sprzętu		
Opis	**Jednostka**	**Rozmiar 1**
Szerokość	[cm]	66
Długość	[cm]	116
Wysokość	[cm]	103 – 133
Waga	[kg]	42

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	✓
Podest ze stabilizatorami stóp	✓
Jednostka sterująca z akumulatorem	✓
Siłownik elektryczny	✓
Regulowany stabilizator kolan z pelotami	✓
Pochwyt rąk	✓
Stolik	✓
Pilot	✓
Ładowarka	✓

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
LTR_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P[inf.]		-	1	-		○
LTR_015	Koło TANGO z hamulcem STOP		75 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
LTR_016	Koło TANGO z hamulcem STOP		125 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
LTR_020	Koło TANGO z hamulcem STOP		100 mm	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
Stabilizacja							
LTR_146	Obejma piersiowa		-	1	-		○
Komfort							
LTR_424	Uchwyt rąk mocowany na stoliku		-	1	-		○
				2			○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
inf. PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**