FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



PARAMOBIL™

Rodzaj modułu	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
STATYCZNO - DYNAMICZNO - REHABILITACYJNY		
STATYCZNO - REHABILITACYJNY		
DYNAMICZNO - REHABILITACYJNY		
REHABILITACYJNY		
STATYCZNO - DYNAMICZNY		
STATYCZNY		
DYNAMICZNY		

Rozmiar	Kolor	Pole wyboru
Rozmiar 0		
Rozmiar 1		
Rozmiar 2		
Rozmiar 3		


Miejsce na adnotacje Działu handlowego


*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Wersja: 16.06.2026

Tabla rozmiarowa







Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 - 150	110 - 170	130 - 190	130 - 200
A	Szerokość peloty biodrowej	[cm]	25	31	37	42
A_1	Szerokość peloty piersiowej	[cm]	23	30	35	40
C	Wysokość peloty biodrowej	[cm]	63 - 90	77 - 114	86 - 122	91 - 128
C_1	Wysokość peloty piersiowej	[cm]	75 - 112	94 - 131	103 - 147	107 - 159
B	Głębokość peloty biodrowej	[cm]	15 - 24	15 - 28	19 - 31	22 - 34
B_1	Głębokość peloty piersiowej	[cm]	15 - 24	22 - 34	24 - 36	27 - 38
G	Rozstaw pelot kolanowych	[cm]	17 - 29	17 - 29	17 - 29	23 - 35
H	Wysokość pelot kolanowych	[cm]	25 - 55	32 - 60	34 - 70	39 - 79
	Długość stopki	[cm]	23	27	29	30,5
	Max. Waga użytkownika	[kg]	40	60	90	120

Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	59	70	70	76
Długość	[cm]	75	90	90	93
Wysokość	[cm]	90	83	93	98
Waga	[kg]	22	39	42	43

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)

Stolik


Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)

Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)

Stabilizator kolan

Stabilizator stóp


Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce



Separator kończyn dolnych



Rotor elektryczno-mechaniczny



Siedzisko szerokie lub zamiennie siedzisko wąskie

Wyposażenie standardowe: MODUŁ STATYCZNO - DYNAMICZNO - REHABILITACYJNY	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	○
Stabilizator stóp	○
Stabilizator kolan	○
Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)	○
Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)	○
Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)	○
Stolik	○
Separator kończyn dolnych	○
Rotor elektryczno-mechaniczny	○
Siedzisko szerokie lub zamiennie siedzisko wąskie.	○

Wyposażenie standardowe: MODUŁ STATYCZNO - REHABILITACYJNY	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	○
Stabilizator stóp	○
Stabilizator kolan	○
Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)	○
Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)	○
Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)	○
Stolik	○
Rotor elektryczno-mechaniczny	○
Siedzisko szerokie lub zamiennie siedzisko wąskie	○

Wyposażenie standardowe: MODUŁ DYNAMICZNO - REHABILITACYJNY	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	○
Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)	○
Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)	○
Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)	○
Separator kończyn dolnych	○
Rotor elektryczno-mechaniczny	○
Siedzisko szerokie lub zamiennie siedzisko wąskie	○

Wyposażenie standardowe: MODUŁ REHABILITACYJNY	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	◯
Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)	◯
Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)	◯
Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)	◯
Rotor elektryczno-mechaniczny	◯
Siedzisko szerokie lub zamiennie siedzisko wąskie	◯
Wyposażenie standardowe: MODUŁ STATYCZNO - DYNAMICZNY	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	◯
Stabilizator stóp	◯
Stabilizator kolan	◯
Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)	◯
Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)	◯
Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)	◯
Stolik	◯
Separator kończyn dolnych	◯
Wyposażenie standardowe: MODUŁ STATYCZNY	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	◯
Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)	◯
Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)	◯
Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)	◯
Stolik	◯
Stabilizator stóp	◯
Stabilizator kolan	◯
Wyposażenie standardowe: MODUŁ DYNAMICZNY	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	◯
Obejma biodrowa z pelotami (regulowana)	◯
Obejma piersiowa z pelotami (regulowana)	◯
Stabilizator kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)	◯
Separator kończyn dolnych	◯

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
PML_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P[inf.]		PML 3	1	-		
PML_008	Koło stalowe z hamulcem STOP		75 mm	wpisz ilość	Zamiast		
PML_009	Koło z hamulcem oporowym		75 mm	wpisz ilość	Zamiast		
					Dodatkowo		
PML_010	Koło z blokadą cofania pionizatora		75 mm	wpisz ilość	Zamiast		
					Dodatkowo		
PML_011	Koło z blokadą kierunku jazdy		75 mm	wpisz ilość	Zamiast		
					Dodatkowo		
PML_015	Koło TANGO z hamulcem STOP		75 mm	wpisz ilość	Zamiast		
					Dodatkowo		
PML_016	Koło TANGO z hamulcem STOP		125 mm	wpisz ilość	Zamiast		
					Dodatkowo		
PML_018	Koło TANGO z blokadą kierunku jazdy		125 mm	wpisz ilość	Zamiast		
					Dodatkowo		
PML_019	Koło stalowe z hamulcem STOP		125 mm	wpisz ilość	Zamiast		

***UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
inf. PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.

PML_020	Koło TANGO z hamulcem STOP		100 mm	wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
PML_023	Koło TANGO z blokadą kierunku jazdy		75 mm	wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
Stabilizacja							
PML_111	Niezależenie regulowane peloty kolanowe***		PML 0 1 2 3	2	Zamiast		○
PML_118	Uprząż stabilizująca biodra		PML 0 1 2 3	1	-		○
PML_120	Uprząż miedniczna		PML 0 1 2 3	1	-		○
PML_122	Poduszka biodrowa (niezależnie od szerokości)		PML 0 1 2 3	1	-		○
PML_140	Podpórki pod pachy wysokie***		PML 0	2	-		○
			PML 1 2 3				○
Komfort							
PML_403	Stolik[(2)]		PML 0 1 2 3	1	-		○

*** Element dostępny na zamówienie. Czas oczekiwania 30 dni.
(2) DOTYCZY WERSJI DYNAMICZNEJ BĄDŹ REHABILITACYJNEJ, ZAMAWIANEJ BEZ STATYCZNEJ. PATRZ WERSJE PIONIZATORA PARAMOBIL.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**